

## Automatisk blodtryksapparat til håndled

IM-HEM-6161-E-DA-05-09/2022

### RS2 (HEM-6161-E) Brugervejledning



Udstedelsesdato: 2022-11-01

All for Healthcare

### Indholdsfortegnelse

- Indledning
- Vigtige sikkerhedsoplysninger
  - Lær apparatet at kende
  - Klargøring
  - Brug af apparatet
  - Anvendelse af hukommelsesfunktionen
  - Andre indstillinger
  - Fejlmeddelelser og fejlfinding
  - Vedligeholdelse
  - Specifikationer
  - Begrænset garanti
  - Vejledning og producentdeklaration

### Indledning

Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat til håndled RS2. Dette blodtryksapparat skal bæres på håndledet. Dette blodtryksapparat anvender den oscilometriske metode til blodtryksmåling. Når manchetten pumpes op, registrerer apparatet trykpulsationer i arterien under manchetten. Disse pulsinger kaldes oscilometriske pulseringer. Den elektroniske tryksensor viser resultatet af blodtryksmålingen digitalt.

### Sikkerhedsanvisninger

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om det automatiske blodtryksapparat til håndled RS2. LÆS og FORSTA alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, så apparatet bruges sikkert og korrekt. Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør, før du forsøger at bruge apparatet, hvis du ikke forstår disse anvisninger eller har spørgsmål. Kontakt din læge for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.

### TilSIGTet brug

Dette apparat er en digital måler, der er beregnet til måling af blodtryk og pulshastighed hos voksne patienter med en håndledsdiаметer fra 13,5 cm til 21,5 cm. Apparatet registrerer tilstedeværelsen af uregelmæssig hjerterytme. Apparatet er primært beregnet til hjemmebrug.

### Modtagelse og inspektion

Tag apparatet ud af pakken, og inspicer det for beskadigelse. BRUG IKKE apparatet, hvis det er beskadiget, men kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør.

### Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs de vigtige sikkerhedsoplysninger i denne brugervejledning, før du bruger apparatet.

Følg denne brugervejledning nøje af hensyn til din sikkerhed. Gem den til senere brug. KONTAKT DIN LÆGE for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.

## ⚠Advarsel - Angiver en potentielt farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.

- Brug IKKE apparatet på spædbørn, små børn eller personer, som ikke kan udtrykke deres samtykke.
- Medicin må IKKE justeres på grundlag af blodtryksapparatets måleresultater. Tag medicin efter lægens anvisninger. Det er KUN læger, som er kvalificerede til at diagnosticere og behandle højt blodtryk.
- Brug IKKE apparatet på et tilskadekommet håndled eller et håndled, der er under medicinsk behandling.
- Monter IKKE håndledsmanchetten om håndleddet, når der er anlagt et intravenøst drop eller under en blodtransfusion i armen.
- Brug IKKE apparatet i områder med højfrekvent (HF), kirurgisk udstyr, MR- (magnetisk resonans), eller CT- (computertomografi) scannere. Det kan medføre forkeert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.
- Brug ikke apparatet i atmosfærer med højt iltindhold eller i nærheden af brandfarlig gas.
- Kontakt din læge, før du bruger apparatet, hvis du har almindelige arytmier såsom atriale eller ventrikulære ekstrasystoler eller atrieflimren, arteriosclerose, forringet perfusion, diabetes, er gravid eller har præeklampsi eller nyrrelidelser. BEMÆRK, at ud over disse forhold kan målingen også påvirkes af patientbevægelse, -rystelse eller -skælven.
- Stil ALDRIG selv en diagnose eller påbegynd behandling på basis af resultaterne. Kontakt ALTID din læge.
- Produktet indeholder små dele, der er forbundet med kvælningsfare, hvis de sluges af børn.

### Håndtering og brug af batterier

- Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.

## ⚠Forsigtig - Angiver en potentielt farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller moderat tilskadekomst for brugeren eller patienten eller beskadige udstyret eller anden ejendom.

- Stop brugen af apparatet, og kontakt din læge, hvis du får hudirritationer eller andet ubehag.
- Kontakt din længe, før du bruger dette apparat på et håndled med intravaskulær adgang eller behandling eller en arterie -venøs (A-V) shunt, da midlertidig påvirkning af blodomløbet kan medføre tilskadekomst.
- Kontakt din læge, før du bruger apparatet, hvis du har fået foretaget en mastektomi eller lymfeknudefejjernelse.
- Kontakt din læge, før, du bruger apparatet, hvis du har alvorlige problemer med blodomløbet eller blodsygdomme, da oppumpningen af manchetten kan give blå mærker.
- Foretag IKKE målinger hyppigere end nødvendigt, da du kan få blå mærker pga. indgreb i blodomløbet.
- Håndledsmanchetten må først pumpes op, når den er om håndleddet.
- Fjern håndledsmanchetten, hvis luften ikke begynder at sive ud under målingen.
- Brug ikke apparatet til noget andet formål end måling af blodtryk.

- Sørg for, at mobile enheder eller andre elektriske apparater, som udsender elektromagnetiske felter, er mindst 30 cm fra dette apparat under måling. Det kan medføre forkeert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.
- Apparatet eller dets komponenter må IKKE skilles ad eller forsøges repareret. Det kan forårsage en unøjagtig måling.
- Apparatet må IKKE bruges på steder, hvor der er fugt eller risiko for vandstænk på apparatet. Det kan beskadige apparatet.
- Brug IKKE apparatet i et køretøj i bevægelse såsom i en bil.
- Tab IKKE apparatet, og udsæt det ikke for kraftige stød eller vibrationer.
- Brug IKKE apparatet på steder med høj eller lav luftfugtighed eller høje eller lave temperaturer. Se kapitel 8.
- Kontrollér, at apparatet ikke forhindrer blodomløbet ved at holde øje med håndleddet under måling.
- Brug IKKE apparatet i miljøer, hvor det vil blive anvendt hyppigt, f.eks. på klinikker eller i lægehuse.
- Brug IKKE apparatet samtidigt med andet medicinsk-elektrisk (ME) udstyr. Det kan medføre forkeert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.
- Undgå at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke motion og spise i mindst 30 minutter, før en måling foretages.
- Hvil dig i mindst 5 minutter, før du foretager en måling.
- Fjern tætsiddende eller tykt tøj samt smykker eller lignende fra håndleddet, mens målingen foretages.
- Sid stille, og tal IKKE under en måling.
- Brug KUN apparatet på personer, hvis håndledsomkreds ligger inden for det angivne område for manchetten.
- Sørg for at apparatet har tilpasset sig til rummets temperatur, før der foretages en måling. Måleresultatet kan blive unøjagtigt, hvis der tages en måling efter en ekstrem temperaturændring. OMRON anbefaler, at du lader apparatet varme op eller køle af i ca. 2 timer, hvis det anvendes i et miljø inden for det temperaturområde, der er angivet som anvendelsesforhold, efter at det har været opbevaret ved den maksimale eller minimale opbevaringstemperatur. Se kapitel 8 for at få flere oplysninger om anvendelses- og opbevarings-/transporttemperatur.
- Krøl IKKE håndledsmanchetten kraftigt.
- Læs og følg "Korrekt bortskaffelse af produktet" i kapitel 10, når apparatet og eventuelle brugte tilbehørsdele eller ekstraudstyr skal bortskaffes.
- Brug IKKE apparatet efter udløbet levetid. Se kapitel 8.

### Håndtering og brug af batterier


- Sæt IKKE batterierne i med forkert polaritet.
- Brug KUN 2 alkaline batterier størrelse "AAA" til dette apparat. Brug IKKE andre typer batterier. Brug IKKE nye og gamle batterier sammen. Brug IKKE batterier af forskellige mærker sammen.
- Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du omgående skylle med rigelige mængder rent vand. Søg omgående læge.
- Hvis du får batterivæske på huden, skal du omgående skylle med rigelige mængder rent, lunkent vand. Søg læge i tilfælde af vedvarende irritation, sår eller smerte.
- Brug IKKE batterier efter deres udløbsdato.
- Kontroller jævnlgt batterierne for at sikre, at de er i god tilstand.
- Brug kun batterier, der er specificeret til dette apparat. Uoriginale batterier kan beskadige og/eller ødelægge apparatet.

## 1. Lær apparatet at kende

### 1.1 Indhold


Apparat, 2 "AAA" alkaline batterier, etui, brugervejledning

### 1.2 Monitor



- Håndledsmanchet (håndledsomkreds 13,5 cm til 21,5 cm)
- Display
- Batterikammer
- Knappen (Hukommelse)
- Knappen [START/STOP]

### 1.3 Display og symboler



<b>A</b>		<b>Måling af systolisk blodtryk</b>
<b>B</b>		<b>Måling af diastolisk blodtryk</b>
<b>C</b>		<b>Symbol for hjerteslag</b> <p>Blinker under måling. Vises, hvis det systoliske blodtryk er 135 mmHg eller højere og/eller det diastoliske blodtryk er 85 mmHg eller derover.</p>
		<b>Symbol for guide til påsætning af manch<span>et</span> (OK)</b> <p>Vises, hvis håndledsmanchetten er monteret korrekt på håndleddet, mens der foretages en måling. Vis<span>es</span> også under visning af tidligere målinger.</p>
<b>D</b>		<b>Symbol for guide til påsætning af manch<span>et</span> (løs)</b> <p>Vises, hvis håndledsmanchetten ikke er monteret korrekt på håndleddet, mens der foretages en måling. Vis<span>es</span> også under visning af tidligere målinger.</p>
<b>E</b>		<b>Symbol for hukommelse</b> <p>Vises under visning af de målinger, der er lagret i hukommelsen.</p>
<b>F</b>		<b>Symbol for uregelmæssig hjerterytme</b> <p>Vises sammen med målinger, når en uregelmæssig rytme registreres 2 eller flere gange under en måling. En uregelmæssig hjerterytme defineres som en hjerterytme, der er mindre end 25% eller mere end 25% i forhold til den gennemsnitlige hjerterytme, der registreres, når apparatet måler blodtrykket. Hvis symbolet fortsat vises, anbefaler vi, at du kontakter din læge og følger dennes anvisninger.</p>
<b>G</b>		<b>Batterisymbol (lavt)</b> <p>Blinker ved lav batteristand.</p>
<b>G</b>		<b>Batterisymbol (fladt)</b> <p>Vises, når batterierne er flade.</p>
<b>H</b>		<b>Deflationssymbol</b> <p>Vises under luftudsivning.</p>
<b>I</b>		<b>Pulsdisplay/hukommelsesnummer</b> <p>Pulshastigheden vises efter målingen. Når du trykker på knappen , vises hukommelsesnummeret i ca. et sekund, før pulshastigheden vises i displayet.</p>

### 2013 ESH/ESC\* retningslinjer for behandling af arteriel hypertension

	<b>Klinik</b>	<b>Hjemme</b>
Systolisk blodtryk	≥ 140 mmHg	≥ 135 mmHg
Diastolisk blodtryk	≥ 90 mmHg	≥ 85 mmHg

Disse områder er statistiske værdier for blodtrykket.

\* European Society of Hypertension (ESH) og European Society of Cardiology (ESC).


### ⚠Advarsel

- Stil ALDRIG selv en diagnose, og påbegynd ikke en behandling på basis af resultaterne. Kontakt ALTID din læge.

### 2. Klargøring

### 2.1 Isætning af batterier


- Tryk krogen på batteridækslet ned, og træk nedad.



- Sæt 2 "AAA" alkaline batterier i batterikammeret som vist.



- Luk batteridækslet.



### 2.2 Tip til blodtryksmåling

Følg nedenstående anvisninger for at sikre en nøjagtig måling:

- Stress fører til forhøjet blodtryk. Undgå at foretage målinger, når du er stresset.

- Målinger bør foretages i rolige omgivelser.
- Det er vigtigt at måle blodtrykket på samme tidspunkt hver dag. Det anbefales at måle blodtrykket om morgenen og om aftenen.

- Husk at skrive dine blodtryks- og pulsmålinger ned til din læge. En enkelt måling giver ikke et retvisende billede af dit reelle blodtryk. Brug blodtryksdagbogen til at registrere flere målinger over et vist tidsrum. Gå ind på www.omron-healthcare.com for at downloade dagbogens PDF-filer.

- Undgå at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke motion og spise i mindst 30 minutter, før en måling foretages.
- Hvil dig i mindst 5 minutter, før du foretager en måling.

## 2.2 Tip til blodtryksmåling

### 2.3 Påsætning af håndledsmanchetten

### Bemærk

- Nedenstående trin gælder for montering af håndledsmanchetten på venstre håndled. Hvis du måler blodtrykket på højre håndled, skal du montere håndledsmanchetten på samme måde som på venstre håndled.
- Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre håndled, og de målte blodtryksværdier kan være forskellige. OMRON anbefaler, at du altid foretager målinger på samme håndled. Hvis værdierne mellem håndledene afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilket håndled du skal bruge til målingerne.

## ⚠Forsigtig


- Fjern tætsiddende eller tykt tøj samt smykker eller lignende fra håndleddet, mens målingen foretages.

### 1. Monter håndledsmanchetten på venstre håndled.

- Rul ærmet op. Pas på ikke at rulle ærmet for stramt op om din arm. Det kan begrænse blodomløbet i armen.




- Læg dit håndled på manchetten. Håndfladen og apparatets display skal vende opad.



Håndledsmanchet

- Placer håndledsmanchetten, så der 1 til 2 cm mellem manchetten og bunden af håndfladen.



1 til 2 cm

- Vikl håndledsmanchetten fast omkring håndleddet. Monter ikke manchetten oven på tøj. Kontrollér, at der ikke er mellemrum mellem håndleddet og manchetten.



- Monter manchetten på bagsiden af håndledet.



## 2.4 Sæt dig korrekt

Du skal være afslappet og sidde godt ved en behagelig rumtemperatur, når du tager en måling. Placer din albue for at støtte din arm.

- Sid på en stol med fødderne fladt på gulvet og uden at krydse benene.
- Sørg for, at du har støtte til ryggen og armen.
- Apparatet skal være i omtrent samme niveau som dit hjerte. Hvis apparatet er for højt over hjertet, reduceres dit blodtryk kunstigt. Hvis apparatet er for lavt under hjertet, forøges dit blodtryk kunstigt.
- Slap af i håndleddet og hånden. Bøj ikke håndleddet bagover, knyt ikke hånden, og bøj ikke håndleddet fremover.



### 3. Brug af apparatet


#### 3.1 Foretag en måling

##### Bemærk



- Tryk en enkelt gang på knappen [START/STOP] for at lukke luften ud af håndledsmanchetten.

<div> <div><span>⚠</span><b>Forsigtig</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Brug IKKE apparatet samtidigt med andet medicinsk-elektrisk (ME) udstyr. Det kan medføre forkert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.</li> <li>Sid stille, og tal IKKE under en måling.</li></ul> </div></div>
--

- Tryk på knappen [START/STOP]. Alle symboler vises på displayet, før målingen starter.




- Sid stille, og tal ikke, før målingen er gennemført. Når manchetten pustes op, bestemmer apparatet automatisk det ideelle oppumpningsniveau. Apparatet registrerer dit blodtryk og din pulshastighed under oppumpning. Symbolet "  " blinker ved hvert hjerteslag.

##### Bemærk

- Symbolet "  " vises, hvis håndledsmanchetten ikke er monteret korrekt om håndledet.
- Når symbolet "  " vises, er håndledsmanchetten ikke monteret korrekt. Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke apparatet, og monter derefter manchetten korrekt.

Når apparatet har registreret blodtryk og pulshastighed, lukkes luften automatisk ud af manchetten. Blodtryk og pulshastighed vises.

Hvis enten den systoliske eller diastoliske måling er høj (se afsnit 1.3), vises symbolet "  ".

		
<span>▲</span> <b>START</b>	<span>▲</span> <b>PUMPER OP</b>	<span>▲</span> <b>FÆRDIG</b>

- Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke apparatet.


##### Bemærk

- Apparatet slukkes automatisk efter 2 minutter.
- Vent 2-3 minutter mellem målinger. I ventetiden aflastes arterierne og vender tilbage til deres tilstand før måling. Det kan være nødvendigt at forlænge ventetiden afhængig af dine individuelle, fysiologiske egenskaber.

#### 4. Anvendelse af hukommelsesfunktionen



Apparatet gemmer automatisk op til 30 målinger.


#### 4.1 Visning af målinger i hukommelsen

- Tryk på knappen  .

	
---	---

Hukommelsesnummeret vises i et sekund, før pulshastigheden vises. Det seneste målingssæt har nummer "1".


<b>Bemærk</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Hvis der ikke er gemt måleværdier i hukommelsen, vises skærmen til højre.</li> <li>Hvis målingen er for høj (se afsnit 1.3), vises symbolet "  ".</li> <li>Hvis hukommelsen er fuld, sletter apparatet den ældste måling.</li></ul>	



- Tryk gentagne gange på knappen  for at rulle gennem de tidligere målinger, der er gemt i hukommelsen.

#### 5. Andre indstillinger

#### 5.1 Sletter alle målinger i hukommelsen

- Tryk på knappen  , når symbolet "  " vises.

- Hold knappen  nede, og tryk samtidigt på knappen [START/STOP] i mere end 2 sekunder.

	
<b>+</b>	
<b>START</b>	
<b>STOP</b>	

##### Bemærk

- Alle målinger slettes. Du kan ikke slette målingerne i hukommelsen delvist.

### 6. Fejlmeddelelser og fejlfinding

Hvis et af nedenstående problemer opstår under måling, skal det først kontrolleres, at der ikke er andre elektriske apparater inden for en afstand på 30 cm. Se nedenstående tabel, hvis problemet fortsætter.

Dislay/ Problem	Mulig årsag	Løsning
<b>E 1</b> vises, eller håndleds-manchetten pumper ikke op.	Håndledsmanchetten er ikke korrekt monteret.  Der siver luft ud af håndledsmanchetten.	Monter håndledsmanchetten korrekt, og foretag endnu en måling. Se afsnit 2.3.  Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør.
<b>E 3</b> vises	Håndledsmanchetten er pustet for højt op til over 300 mmHg.	Rør ikke ved håndledsmanchetten, mens en måling foretages.
<b>E 4</b> vises	Du bevæger dig eller taler under målingen. Vibrationer afbryder en måling.	Sid stille, og tal ikke under en måling.
<b>E 5</b> vises		Monter håndledsmanchetten korrekt, og foretag endnu en måling. Se afsnit 2.3.
 vises	Pulshastigheden registreres ikke korrekt.	Sid stille, og sid korrekt under en måling.
 vises		Hvis symbolet "  " fortsat vises, anbefaler vi, at du kontakter din læge.
<b>E r</b> vises	Der er fejl ved apparatet.	Tryk på knappen [START/STOP] igen. Kontakt OMRON-forhandleren eller -distributøren, hvis "Er" fortsat vises.
 blinker	Lav batteristand.	Det anbefales at udskifte alle batterier med 2 nye alkaline batterier. Se afsnit 2.1.
 vises, eller apparatet slukkes uventet under en måling	Batterierne er flade.	Udskift straks alle batterier med 2 nye alkaline batterier. Se afsnit 2.1.
Ingen strøm. Der vises intet i apparatets display.	Batterierne er helt flade.  Batteriernes poler vender forkert.	Kontroller batterierne for korrekt placering. Se afsnit 2.1.
Målingerne forekommer for høje eller for lave.	Blodtrykket varierer konstant. Mange faktorer kan påvirke dit blodtryk, f.eks. stress, tidspunkt på dagen, og hvordan håndledsmanchetten er monteret. Læs afsnit 2.2 - 2.4 og kapitel 3.	
Der opstår andre problemer.	Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke apparatet, og tryk derefter på den igen for at foretage en måling. Tag alle batterierne ud, og vent i 30 sekunder, hvis problemet fortsætter. Sæt derefter batterierne i igen. Kontakt OMRON-forhandleren eller -distributøren, hvis problemet varer ved.	

#### 7. Vedligeholdelse

##### 7.1 Vedligeholdelse

Følg nedenstående anvisninger for at beskytte apparatet mod beskadigelse:

- Eventuelle ændringer, som producenten ikke har godkendt, gør brugergarantien ugyldig.

<div> <div><span>⚠</span><b>Forsigtig</b></div> <div> <ul style="list-style-type: none"><li>Apparatet eller dets komponenter må IKKE skilles ad eller forsøges repareret. Det kan forårsage en unøjagtig måling.</li></ul> </div></div>
---

##### 7.2 Opbevaring

Opbevar apparatet i etuiet, når det ikke er i brug.

- Opbevar apparatet på et rent, sikkert sted.

Opbevar ikke apparatet:

- Hvis apparatet er vådt.
- På steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, støv og ætsende dampe såsom blegemiddel.
- På steder, der udsættes for vibrationer og stød.

##### 7.3 Rengøring

- Brug ikke slibende eller flygtige rengøringsmidler.
- Brug en blød, tør klud eller en blød klud fugtet med neutral sæbe til rengøring af måleapparatet og håndledsmanchetten, og tør efter med en tør klud.
- Vask ikke apparatet, og nedsæt hverken det eller håndledsmanchetten i vand.
- Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til rengøring af apparatet eller håndledsmanchetten.

##### 7.4 Kalibrering og service

- Dette blodtryksapparats nøjagtighed er testet meget grundigt, og det er udviklet til langtlidsbrug.
- Generelt anbefales det at få apparatet efterset hvert andet år, så korrekt funktion og nøjagtighed sikres. Kontakt din autoriserede OMRON-forhandler eller OMRONs kundeservice på den adresse, der er angivet på emballagen eller det medfølgende materiale.

### 8. Specifikationer

Produktkategori	Elektroniske blodtryksmålere
Produktbeskrivelse	Automatisk blodtryksapparat til håndled
Model (kode)	RS2 (HEM-6161-E)
Display	Digitalt LCD-display
Manchettens trykkråde	0 til 299 mmHg
Område for blodtryksmåling	SYS: 60 til 260 mmHg DIA: 40 til 215 mmHg
Område for pulsmåling	40 til 180 slag/min.
Nøjagtighed	Tryk: ±3 mmHg Puls: ±5% af displayets måling
Oppumpning	Automatisk vha. elektrisk pumpe
Deflation	Automatisk hurtigt luftudslip
Målemetode	Oscillometrisk metode
Funktion	Kontinuerlig drift
IP-klassifikation	IP 22
Effekt	DC3 V 3,0 W
Strømkilde	2 stk. 1,5 V "AAA" alkaline batterier
Batteriets levetid	Ca. 300 målinger (med nye alkaline batterier)
Levetid	5 år
Anvendelsesforhold	+10°C til +40°C / 15 til 90% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) / 800 til 1060 hPa
Opbevarings-/transportforhold	-20°C til +60°C / 10 til 90% relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)
Vægt	Ca. 85 g ekskl. Batterier
Mål	Ca. 84 mm (b) × 62 mm (h) × 21 mm (l) (ekskl. håndledsmanchet)
Målbar håndledsomkreds	13,5 til 21,5 cm
Hukommelse	Gemmer op til 30 målinger
Indhold	Apparat, etui, 2 "AAA" alkaline batterier, brugervejledning
Beskyttelse mod elektrisk stød	Internt strømforsynet ME-udstyr
Anvendt del	Type BF (håndledsmanchet)
Maksimum temperatur for anvendte del	Lavere end 48°C

#### Bemærk

- Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
- I den kliniske valideringsundersøgelse blev K5 udført på 85 testpersoner for at fastslå det diastoliske blodtryk.
- Dette apparat er klinisk undersøgt i henhold til kravene i ISO 81060-2:2013.
- IP-klassifikationen er den beskyttelsesgrad, der ydes af kabinetter i henhold til IEC 60529. Dette apparat er beskyttet mod massive fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm og mere såsom en finger og mod skråt faldende vanddråber, der kan forårsage problemer under normal drift.
- Dette måleapparat er ikke blevet godkendt til brug på gravide kvinder.
- Indrappoter eventuelle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med dette apparat, til producenten og de kompetente myndigheder i det medlemsland, du bor i.

#### 9. Begrænset garanti

Tak, fordi du har købt et OMRON-produkt. Produktet er opbygget af kvalitetsmaterialer og fremstillet med stor omhu. Det er beregnet til at fungere til din tilfredshed, hvis det betjenes korrekt og vedligeholdes som beskrevet i brugervejledningen. Produktet er omfattet af en garanti fra OMRON i en periode på 3 år efter købsdatoen. Produktets konstruktion, håndværksmæssig udførelse og materialer er garanteret af OMRON. I garantiperioden reparerer eller udskifter OMRON produktet eller defekte dele uden at tage betaling for arbejdsløn eller reservedele. Garantien dækker ikke følgende:
A. Transportomkostninger og -risici.
B. Reparationsomkostninger for en reparation foretaget hos en uautoriseret reparatør.
C. Periodiske kontroller og vedligeholdelse.
D. Fejl i eller slid på ekstraudstyr eller andet tilbehør bortset fra hovedapparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover.
E. Omkostninger, som skyldes en reklamation, der ikke accepteres (disse vil blive opkrævet).
F. Skade af enhver art, herunder forårsaget ved menneskeligt uheld eller forkert brug.
G. Kalibrering indgår ikke i denne garanti.

Kontakt den forhandler, produktet blev købt hos, eller en autoriseret OMRON-forhandler, hvis der er brug for garantiservice. Adressen findes på produktets emballage/i produktdokumenterne eller hos specialforhandleren. Kontakt os for at få oplysninger, hvis du har svært ved at finde OMRON-kundeservice. www.omron-healthcare.com















Reparation eller udskiftning i henhold til garantien medfører ikke forlængelse eller fornyelse af garantiperioden. Der ydes kun garanti, hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt original faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af forhandleren.

### 10. Vejledning og producentdeklaration

**CE** **0197**

**UK**  
**CA**  
0086




- Dette blodtryksapparat er udviklet i overensstemmelse med Europæisk Standard EN1060 omhandlende non-invasive blodtryksmålere del 1: Generelle krav og del 3: Supplerende krav til elektromekaniske blodtryksmålesystemer.
- Dette OMRON-produkt er fremstillet efter det strenge kvalitetssystem hos OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. Kernekomponenten i OMRON-blodtryksapparater, som er tryksensoren, er fremstillet i Japan.

Symbolbeskrivelse	
	Anvendt del - type BF Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød (lækstrøm)
<b>IP XX</b>	Indtrængningsbeskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
	CE-mærkning
	UKCA-mærkning
	Serie nr.
	Unik enhedsidentifikator
	Medicinsk udstyr
	Temperaturbegrænsning
	Fugtighedsbegrænsning
	Begrænsning for atmosfærisk tryk
	Læs brugervejledningen.
	Angiver apparatets korrekte placering på håndledet Målbar håndledsomkreds
	Produktionsdato
	Batteri
	Direkte strøm

**Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)**

HEM-6161-E, der er fremstillet af OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. opfylder standard EN60601-1-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Du finder yderligere dokumentation i overensstemmelse med denne EMC-standard på www.omron-healthcare.com. Se EMC-oplysningerne for HEM-6161-E på hjemmesiden

<b>Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)</b>	
Dette mærke på produktet eller dets dokumentation angiver, at det ikke må bortkaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det er udjent. For at forebygge skader på miljøet eller den menneskelige sundhed forårsaget af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet adskilles fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materialeresourcer.	
Hjemmebrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller kommunen vedrørende oplysninger om, hvortil og hvordan de kan returnere dette produkt til miljømæssig sikker genbrug. Erhvervsbrugere skal kontakte leverandøren og gennemlæse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet kommercielt affald ved bortskaffelse.	

<b>Producent</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
<b>EU-repræsentant</b>  	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com
<b>Importør i EU</b>	
<b>Produktionsanlæg</b>	<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
<b>Datterselskaber</b>	<b>Importør i Storbritannien og ansvarlig person i Storbritannien</b> <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors
	<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors

Fremstillet i Vietnam