


COMP *A-I-R*<sup>™</sup> basic



BG

Компресорен инхалатор  
**NE-C803 (NE-C803-E)**  
Ръководство за експлоатация

## Съдържание

### Преди да използвате устройството

Въведение .....	2
Предназначение .....	3
Важни инструкции за безопасност .....	4
Запознайте се с вашето устройство .....	7
Допълнителни медицински принадлежности .....	8
Други допълнителни/резервни части .....	8

### Инструкции за работа

Начин на употреба .....	9
-------------------------	---

### Грижа и поддръжка

Почистване и дезинфекция .....	13
Отстраняване на кондензацията от въздушната тръба .....	15
Смяна на въздушния филтър .....	15
Отстраняване на проблеми .....	16
Технически данни .....	17
Гаранция .....	22

## Въведение

Благодарим Ви, че закупихте COMP AIR basic на компанията OMRON.


Този продукт беше разработен в сътрудничество с респираторни терапевти за целите на успешното лечение на астма, хроничен бронхит, алергии и други респираторни заболявания.

Това е медицинско устройство. Работете с това устройство само в съответствие с указанията, дадени от вашия лекар и/или респираторен терапевт.

### Как работи комплектът за пулверизиране

Лекарственият разтвор, който се изпомпва нагоре през канала за лекарството, се смесва със съгстения въздух, който се генерира от компресорната помпа.

Лекарството се превръща във фини частици и се разпръсква при контакт със съгстения въздух.



## Предназначение

### Медицинска цел

Този продукт е предназначен за употреба при инхалиране на лекарствен разтвор за терапия на респираторни заболявания.

Компресорът и неговият адаптер за променлив ток са предназначени за многократна употреба от няколко пациенти. Комплектът на инхалатора и неговите приставки са предназначени за многократна употреба от един пациент.

### Целеви потребител

- Законно дипломирани медицински експерти, такива като лекар, сестра и терапевт.
- Обгрижващ персонал или пациент под ръководството на квалифицирани медицински експерти за домашна терапия.
- Потребителят трябва също така да е способен да разбира принципа на работа на NE-C803 и съдържанието на това ръководство за употреба.

### Целеви пациенти

Този продукт не трябва да се използва при пациенти, които са в безсъзнание или нямат спонтанно дишане.

### Околна среда

Този продукт е предназначен за употреба в медицинско заведение, такова като болница, клиника или лекарски кабинет, или в стая на обикновено жилище.

### Срок на употреба

Сроковете на употреба са дадени по-долу, при условие че продуктът се използва за пулверизиране на 2 ml лекарство два пъти на ден за 7,5 минути при стайна температура (23°C).

Срокът на употреба може да варира в зависимост от средата на употреба.

Честата употреба може да съкрати срока на употреба.

Компресор (Основен блок)	5 години
Комплект за пулверизиране	1 година
Приставка за уста	1 година
Приставка за нос	1 година
Въздушна тръба (PVC, 100 cm)	1 година
Въздушен филтър	60 дни
Маска (PVC) (SEBS)	1 година

### Мерки за безопасност при употреба

Указанията за предупреждение или внимание, описани в ръководството за употреба, трябва да се спазват.

## Важни инструкции за безопасност

Прочетете цялата информация в ръководството за употреба и всякаква друга документация, съдържаща се в опаковката на устройството.



### **Предупреждение:**

Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до сериозни травми.

### **(Използване)**

- При избора на вида, дозата и режима на въвеждане на лекарството следвайте указанията на вашия лекар или респираторен терапевт.
- Ако получите алергични реакции или други затруднения по време на употреба, прекратете употребата на устройството веднага и се консултирайте със своя лекар.
- За инхалация не използвайте само вода в комплекта за пулверизиране.
- Дръжте устройството на недостъпно за бебета и деца място. Възможно е устройството да съдържа малки детайли, които може да бъдат погълнати.
- Не прибирайте за съхранение въздушната тръба, ако в нея има остатъци от лекарство или влага.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на места, където може да бъде изложено на въздействието на вредни изпарения или летливи вещества.
- Не използвайте устройството на места, където може да влезе в контакт със запалим газ.
- По време на употреба не покривайте компресора с одеяло, кърпа или друг тип покривало.
- Винаги изхвърляйте останалото след употреба лекарство и използвайте ново лекарство при всяка инхалация.
- Да не се използва в анестезиологични или вентилаторни дихателни вериги.
- Съхранявайте частите на чисто място, за да се избегнат инфекции.

### **(Опасност от електрически удар)**

- Никога не вкарвайте и не изкарвайте адаптера за променлив ток с мокри ръце.
- Компресорът и адаптерът за променлив ток не са водонепроницаеми. Не разливайте вода или други течности върху тези части. Ако върху тези части бъде разлята течност, веднага изключете от контакта адаптера за променлив ток и избършете течността с марля или друг абсорбиращ материал.
- Не потапяйте компресора във вода или друга течност.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на влажни места.
- Не използвайте устройството при повреден захранващ кабел или щепсел.
- Дръжте захранващия кабел далеч от нагreti повърхности.
- Използвайте само оригинален адаптер за променлив ток OMRON. Използването на неоригинален адаптер за променлив ток може да повреди устройството.

## **(Почистване и дезинфекция)**

Когато почиствате или дезинфекцирате частите, спазвайте посочените по-долу правила. Непазването на тези правила може да доведе до увреждане, неефективно пулверизиране или инфекция. Инструкции потърсете в раздел „Почистване и дезинфекция“.

- Почистете и дезинфекцирайте комплекта за пулверизиране, маската, приставката за уста или приставката за нос, преди да ги използвате, както следва:
  - при първото използване след покупката;
  - ако устройството не е използвано продължително време;
  - ако устройството се използва от повече от едно лице.
- Не забравяйте да измиете или да избършете всички части след употреба и да се уверите, че те са напълно дезинфекцирани и изсушени, след което ги съхранете на чисто място.
- Не оставяйте почистващия разтвор да изсъхне върху частите.



### **Внимание:**

Показва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до лека или средна травма или физическо увреждане.

## **(Използване)**

- За да предотвратите задушаване, предизвикано от кабела за захранване или въздушната тръба, или наранявания, причинени от неправилна употреба, осигурете постоянен контрол, когато устройството се използва от, върху или в близост до деца или хора с увреждания.
- Уверете се, че всички части на устройството са свързани правилно.
- Уверете се, че въздушният филтър е поставен правилно.
- Уверете се, че въздушният филтър е чист. Ако въздушният филтър е бил използван над 60 дни, подменете го с нов.
- Докато го използвате, не наклоняйте комплекта за пулверизиране под ъгъл, по-голям от 45 градуса във всички посоки, нито го разклащайте.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството при нагъната въздушна тръба.
- Използвайте само оригинални части на комплекта за пулверизиране, въздушна тръба, въздушен филтър и капак на въздушния филтър.
- Не наливайте в резервоара за лекарство повече от 10 ml лекарствен разтвор.
- Не пренасяйте и не оставяйте комплекта за пулверизиране без надзор, докато в резервоара за лекарство има лекарствен разтвор.
- Не оставяйте устройството без наблюдение в обсега на малки деца или хора в неравностойно положение.
- Не подлагайте устройството на силни удари, като падане на пода.
- Не бъркайте в дюзата на резервоара за лекарство с карфица или с друг остър предмет.
- Не вкарвайте пръстите си или други предмети в компресора.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате високо- или адаптера за променлив ток.
- Не оставяйте устройството в условията на екстремно висока или ниска температура, или на пряка слънчева светлина.
- Не използвайте устройството, докато спите или ако ви се спи.
- Одобрено само за употреба при хора.
- По време на работа компресорът може да стане горещ.
- Не докосвайте компресора за различна от необходимата операция, като изключване на захранването при пулверизиране.
- За да избегнете оставането на лекарство върху лицето, не забравяйте да избършете лицето, след като свалите маската.
- За да избегнете нараняване на лигавицата на носа, не вкарвайте приставката за нос твърде дълбоко в носа.

- Не използвайте повредени комплект за пулверизиране, приставка за уста или приставка за нос.
- По време на използване на устройството не допускате мобилни телефони или други електрически устройства, които излъчват електромагнитни полета, на разстояние по-малко от 30 см. Това може да влоши работата на устройството.
- Комплектът на инхалатора и неговите приставки са предназначени за употреба от един пациент. Да не се използва от множество пациенти; За всеки пациент да се използват отделни аксесоари.

### **(Опасност от електрически удар)**

- След употреба и преди почистване винаги изваждайте адаптера за променлив ток от контакта.
- Включвайте устройството в контакт със съответното напрежение. Не претоварвайте контактите и не използвайте удължителни захранващи кабели.
- Не употребявайте неправилно захранващия кабел на адаптера за променлив ток.
- Не навивайте захранващия кабел около компресора или адаптера за променлив ток.
- Не дърпайте силно кабели на адаптера за променлив ток.
- Всякакви изменения или модификации, които не са одобрени от OMRON HEALTHCARE, ще направят невалидна гаранцията на потребителя.
- След употреба или преди почистване винаги отстранявайте адаптера за променлив ток от устройството.

### **(Почистване и дезинфекция)**

Когато почиствате или дезинфекцирате частите, спазвайте посочените по-долу правила.

Неспазването на тези правила може да доведе до увреждане, неефективно пулверизиране или инфекция. Инструкции потърсете в раздел „Почистване и дезинфекция“.

- Не използвайте микровълнова фурна, сушилна машина за съдове или сешоар за сушене на устройството или частите.
- За дезинфекциране на устройството не използвайте автоклав, стерилизатор с газообразен етиленов оксид или с нискотемпературна плазма.
- При дезинфекциране на частите чрез изваряване се уверете, че в съда за изваряване има вода. В противен случай може да се стигне до пожар.


### **Общи предпазни мерки:**

- Преди всяка употреба оглеждайте устройството и проверявайте дали няма някакви проблеми. И по-специално не забравяйте да проверите следното:
  - Дали разпръскващата глава, дюзата и въздушната тръба не са повредени.
  - Дали дюзата не е блокирана.
  - Дали компресорът работи нормално.
- При работа това устройство ще генерира известен шум и вибрации, причинени от помпата на компресора. Също така ще има известен шум, причинен от изпускането на състен въздух от комплекта за пулверизиране. Това е нормално и не означава, че има неизправност.
- Използвайте устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за никакви други цели.
- Не използвайте устройството при окръжаваща температура над +40°C.
- Уверете се, че въздушната тръба е свързана надеждно към компресора и комплекта за пулверизиране и че съединението не е разхлабено.
- За да изолирате напълно устройството от източника на захранване, извадете щепсела от източника на захранване.



**Пазете инструкциите за бъдеща справка.**

# Запознайте се с вашето устройство

Компресор (Основен блок)\* – 1 бр.



Комплект за пулверизиране\* – 1 бр.



Въздушна тръба\* (PVC, 100 cm) – 1 бр.



Приставка за уста\* – 1 бр.



Приставка за нос\* – 1 бр.




Маска за възрастни (PVC)\* – 1 бр.



Маска за деца (PVC)\* – 1 бр.



Резервни въздушни филтри – 5 бр.



Адаптер за променлив ток – 1 бр.

Чанта за съхранение – 1 бр.

Ръководство за експлоатация

\* Тези части съответстват на EN ISO 27427:2019

BG

## Допълнителни медицински принадлежности

Описание на продукта	Модел
Комплект за пулверизиране и комплект приставка за уста*	NEB-NSET3-83E
Комплект за пулверизиране и маска за възрастни (PVC) и комплект въздушна тръба*	NEB-NSET4-83AP
Комплект за пулверизиране и маска за деца (PVC) и комплект въздушна тръба*	NEB-NSET5-83AP
Маска за възрастни (PVC)*	NEB-MSLP-E
Маска за деца (PVC)*	NEB-MSMP-E
Маска за възрастни (SEBS)*	NEB-MSLS-E
Комплект детска маска (SEBS)*	NEB-MSSS-E
Приставка за уста*	NEB-MP-E
Приставка за нос*	NEB-NP-E
Въздушна тръба (PVC, 100 cm)*	NEB-TP-82E
Адаптер за променлив ток	HNP-CM01

\* Тези части съответстват на EN ISO 27427:2019

## Други допълнителни/резервни части

Описание на продукта	Модел
Въздушни филтри – 5 бр.	NEB-AFR-30E




## Начин на употреба

### ⚠ Предупреждение:

Почистете и дезинфекцирайте комплекта за пулверизиране, маската, приставката за уста или приставката за нос, преди да ги използвате, както следва:

- при първото използване след покупката;
- ако устройството не е използвано продължително време;
- ако устройството се използва от повече от едно лице.

Инструкции потърсете в раздел „Почистване и дезинфекция”.

1. Проверете дали прекъсвачът на захранването е в позиция „изключено” (  ).
2. Свържете адаптера за променлив ток към компресора и вкарайте щепсела на захранването в контакта.

#### **Забележка:**


Не поставяйте устройството на място, където е трудно то да бъде изключено от захранващия кабел.

3. Извадете горната част на инхалатора заедно с разпръскващата глава от резервоара с лекарство.

#### **Забележка:**

Ако разпръскващата глава излезе от горната част на инхалатора и падне в резервоара с лекарство, извадете я от резервоара.


4. Налейте необходимото количество от предписаното лекарство в резервоара за лекарство.



5. Уверете се, че разпрашаващата глава е надеждно прикрепена към горната част на инхалатора.

**Забележка:**


Размерите на прикрепените отляво и отдясно части на разпрашаващата глава не са еднакви. Ако разпрашаващата глава не е прикрепена в правилната ориентация, няма да пулверизира правилно.



6. Поставете горната част на инхалатора обратно в резервоара за лекарство.

1) Нагласете в една линия издатъка на горната част на инхалатора с жлеба на резервоара за лекарство, както е показано на илюстрацията.


2) Завъртете горната част на инхалатора по часовниковата стрелка, докато стрелката върху него и маркировката за подравняване на резервоара с лекарство са изравнени и щракнат на място.




7. Прикрепете здраво маската, приставката за уста или приставката за нос към комплекта за пулверизиране.

**Забележка:**


Уверете се, че тези приставки са монтирани по такъв начин, че дръжката е разположена далеч от пациента. В противен случай лекарството може да бъде изпръскано върху кожата и дрехите на пациента.




8. Прикрепете въздушната тръба. Натиснете накрайниците на въздушната тръба здраво в съединителите на въздушната тръба.



Комплектът за пулверизиране може да се закрепва върху компресора.



9. Дръжте комплекта за пулверизиране, както е показано вдясно.  
Следвайте указанията на вашия лекар или респираторен терапевт. Издишайте по обичайния начин през приставката за уста, маската или през носа.



**⚠ Внимание:**

Не наклоняйте комплекта за пулверизиране под ъгъл, по-голям от 45 градуса във всички посоки. Лекарството може да потече в устата или да няма ефективно пулверизиране.



10. Натиснете прекъсвача на захранването, за да го установите в позиция „включено“ ( I ). След стартирането на компресора, започва пулверизирането и се образува аерозол.  
Вдишвайте лекарството.


11. След завършване на сеанса на лечение изключете захранването. Изключете адаптера за променлив ток от контакта и го откачете от компресора.

**Забележка:**

Хванете добре и натиснете щепсела надолу, за да изключите адаптера за променлив ток.

**⚠ Внимание:**

Не дърпайте захранващия кабел.  
Може да възникне повреда.



## Почистване и дезинфекция

### **⚠ Внимание: Работа с разпрашаващата глава**

- Винаги измивайте разпрашаващата глава след всяка употреба.
- Не използвайте четка или карфица за почистване на разпрашаващата глава.
- Когато дезинфекцирате частите чрез изваряване, не забравяйте да ги изварявате в обилно количество вода.
- Не изварявайте разпрашаващата глава заедно с други предмети, различни от съответните принадлежности за пулверизиране.

### **Почистване**

Почиствайте частите след всяка употреба, за да отстраните остатъчното лекарство. Това ще предотврати неефективното пулверизиране или инфекция.

#### **■ Части, които подлежат на миене**

- **Комплект за пулверизиране (горна част на инхалатора, резервоар за лекарство), маска (PVC)/(SEBS), приставка за уста, приставка за нос**  
Измийте ги с топла вода и мек (неутрален) почистващ препарат. Изплакнете ги обилно с чиста гореща чешмяна вода и ги оставете да изсъхнат на въздух в чисто помещение.

- **Разпрашаваща глава**

Измивайте я с течаща вода.

#### **■ Части, които не могат да се мият**

- **Компресор, тръба за въздух**

Първо се уверете, че щепселът на захранването е изваден от контакта.

Забършете ги с меко парче плат, навлажнено с вода и мек (неутрален) почистващ препарат.

- **Въздушен филтър**

Не мийте и не почиствайте въздушния филтър. Ако филтърът се намокри, подменете го. Овлажнените въздушни филтри може да предизвикат блокировки.

### **Дезинфекция**

Дезинфекцирайте частите веднъж седмично. Ако частите са силно замърсени, подменете ги с нови. Очаква се да издържи 365 цикъла на дезинфекция през едногодишния период на устойчивост.

За да изберете метод на дезинфекция, вижте таблицата на стр. 14.


○: приложимо X: неприложимо

Метод на дезинфекция	Части	Приставка за уста	Приставка за нос	Комплект за пулверизиране	Маска за възрастни (SEBS) (опция) Маска за деца (SEBS) (опция)	Маска за възрастни (PVC) Маска за деца (PVC)	Въздушна тръба (PVC, 100 cm)	Въздушен филтър
	Материали	ПП (полипропилен)	ПП (полипропилен)	ПП (полипропилен) (Разпрашаваща глава: ПК (поликарбонат))	Маска: SEBS Лента: гума*** Адаптер: ПП	Маска: PVC (без фталат) Лента: гума***	PVC (без фталат)	Полиестер
<b>A</b>	Алкохол	○	○	○	○**	○**	X	X
	Дезинфекциращ етанол	○	○	○	○**	○**	X	X
	Натриев хипохлорит Milton* (0,1%, 15 мин.)	○	○	○	○**	○**	X	X
<b>B</b>	Изваряване	○	○	○	○**	X	X	X

**A.** Използвайте предлаган на пазара дезинфекциращ препарат. Следвайте инструкциите, дадени от производителя на дезинфекциращия препарат.

**Забележка:** Никога не почиствайте с бензол или разредител.

**B.** Частите може да се изваряват между 15 и 20 минути. След изваряване внимателно извадете частите, изтръскайте излишната вода и ги оставете да изсъхнат на въздух в чисто помещение.



\* пример на предлаган на пазара дезинфекциращ препарат. (Посочените в таблицата концентрация и време за действие се разбират при условията, в които експлоатационният срок на частите е изпитан с всеки дезинфекциращ препарат по начина, описан в ръководството на същия. Имайте предвид, че тестването не е направено с цел да се гарантира ефективността на дезинфекциращия препарат. Няма преднамерено предложение да се използват тези дезинфекциращи препарати. Условията за използване и съставките на дезинфекциращите препарати са различни в зависимост от производителите. Моля, прочетете внимателно ръководствата преди използване и прилагайте дезинфекциращия препарат към всяка част по подходящ начин. Моля, отбележете, че експлоатационният срок на частите може да бъде по-кратък в зависимост от условията, средата и честотата на използване.)

\*\*Отстранете гумената лента от маската преди дезинфекция.

\*\*\* Лентата не е изработена от естествен каучуков латекс.

## Отстраняване на кондензацията от въздушната тръба


Ако във въздушната тръба има останала влага или течност, не забравяйте да изпълнете описаната по-долу процедура, за да отстраните влагата от въздушната тръба.

- 1) Уверете се, че въздушната тръба е свързана към въздушния съединител на компресора.
- 2) Махнете накрайника на въздушната тръба от комплекта за пулверизиране.
- 3) Включете компресора и подайте въздух през въздушната тръба, за да отстраните влагата.


## Смяна на въздушния филтър

Ако въздушният филтър е бил използван над 60 дни, подменете го с нов.

1. Свалете капака на въздушния филтър от компресора.



2. Сменете въздушния филтър.



3. Поставете обратно капака на въздушния филтър.  
Уверете се, че е добре прикрепен.

### Забележки:

- Използвайте въздушните филтри на компанията OMRON, разработени за това устройство. Не използвайте устройството без въздушен филтър.
- Не мийте и не почиствайте въздушния филтър. Ако филтърът се намокри, подменете го. Овлажнените въздушни филтри може да предизвикат блокировки.
- Тези филтри нямат предна или задна страна.
- Преди да поставите филтъра се уверете, че е чист и че по него няма прах.

## Отстраняване на проблеми

В случай че възникне някоя от описаните по-долу неизправности по време на употреба, първо проверете дали друго електрическо устройство не се намира на разстояние по-малко от 30 см. Ако неизправността продължава, вижте таблицата по-долу.

Проблем	Причина	Отстраняване
Нищо не се случва при натискане на прекъсвача на захранването.	Правилно ли е свързан адаптерът за променлив ток към контакта и компресора?	Проверете дали е свързан адаптерът за променлив ток към контакта и компресора? Ако е необходимо, извадете щепсела и го вкарайте отново.
Когато се включи захранването, няма пулверизиране или пулверизирането е слабо.	Има ли лекарствен разтвор в резервоара за лекарство?	Добавете необходимото количество лекарствен разтвор в резервоара за лекарство.
	Твърде много ли е или твърде малко лекарственият разтвор в резервоара за лекарство?	
	Дали разпрашаващата глава липсва или е сглобена неправилно?	Прикрепете правилно разпрашаващата глава.
	Правилно ли е сглобен комплектът за пулверизиране?	Сглобете правилно комплекта за пулверизиране.
	Блокирана ли е дюзата?	Уверете се, че дюзата не е запушена.
	Наклонен ли е комплектът за пулверизиране под остър ъгъл?	Уверете се, че комплектът за пулверизиране не е под наклон, по-голям от 45 градуса.
	Правилно ли е свързана въздушната тръба?	Уверете се, че въздушната тръба е свързана правилно към компресора и комплекта за пулверизиране.
	Прегъната ли е въздушната тръба?	Уверете се, че по въздушната тръба няма прегъвания.
	Блокирана ли е въздушната тръба?	Уверете се, че въздушната тръба не е запушена.
	Замърсен ли е въздушният филтър?	Подменете въздушния филтър с нов.
Компресорът работи много шумно.	Правилно ли е поставен капакът на въздушния филтър?	Поставете правилно капака на въздушния филтър.
Компресорът е много горещ.	Компресорът покрит ли е с нето?	Не покривайте компресора по време на работа.

**Забележка:** Ако предложеният начин на отстраняване не реши проблема, не се опитвайте да ремонтирате устройството – то не може да се обслужва от потребителя. Върнете устройството на упълномощен от OMRON магазин за продажби на дребно или дистрибутор.



## Технически данни

<b>Продуктова категория:</b>	Инхалатори
<b>Описание на продукта:</b>	Компресорен инхалатор
<b>Модел (код):</b>	NE-C803 (NE-C803-E)
<b>Номинални параметри (адаптер за променлив ток):</b>	100–240 V $\sim$ 50–60 Hz 0,12–0,065 A
<b>Номинални параметри (компресорен инхалатор):</b>	6 V = 0,7 A
<b>Работна температура/влажност/атмосферно налягане:</b>	от +10°C до +40°C/от 30% до 85% относителна влажност (без кондензация)/от 700 до 1060 hPa
<b>Температура/влажност/атм. налягане при съхранение и транспортиране:</b>	от -20°C до +60°C/от 10% до 95% относителна влажност (без кондензация)/от 700 до 1060 hPa
<b>Тегло:</b>	Прибл. 180 g (само компресора)
<b>Размери:</b>	Прибл. 85 (Ш) × 43 (В) × 115 (Д) mm (само компресорът)
<b>Опаковката на устройството съдържа:</b>	Компресор, комплект за пулверизиране, въздушна тръба (PVC, 100 cm), приставка за уста, приставка за нос, маска за възрастни (PVC), маска за деца (PVC), 5 бр. резервни въздушни филтри, адаптер за променлив ток, чанта за съхранение, ръководство за употреба.
<b>Класификации:</b>	Клас II (Защита срещу токов удар), Тип BF (приложена част); Приставка за уста, маска, приставка за нос IP21 (Защита срещу проникване)

BG
















CE 0197 UK  
CA 0086

### Забележки:

- Подлежи на техническа модификация без предупреждение.
- Този продукт на OMRON е произведен под строгата система за качество на OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Япония.
- Възможно е устройството да не работи, ако температурните условия и напрежението на мрежата са различни от определените в спецификациите.
- Ако устройството е съхранявано при максималната или минималната температура на съхранение и транспортиране, и бъде преместено в среда с температура 20°C, препоръчваме да изчакате около 30 минути, преди да го използвате.
- Устройството изпълнява изискванията на европейския стандарт EN13544-1:2007+A1:2009, Апаратура за дихателна терапия – Част 1: Системи за пулверизиране и техните съставни части и на EN ISO 27427:2019 – Апаратура за анестезия и дишане. Системи за пулверизиране и съставни части.

- IP класификацията е степента на защита, осигурявана от корпусите съгласно IEC 60529. Компресорът и адаптерът за променлив ток са защитени срещу твърди чужди тела с диаметър 12,5 мм и по-голям, например пръсти, както и срещу вертикално падащи водни капки, които могат да причинят проблеми по време на нормална работа.
- За получаване на най-новата техническа информация вижте уебсайта на OMRON HEALTHCARE EUROPE.  
URL: [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)
- Това устройство може да се използва за непрекъсната работа.
- Моля, докладвайте на производителя и компетентния орган на държавата членка, в която се намирате, за всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с това устройство.

Описание на символите	
	За целите на безопасността потребителят трябва да съблюдава изцяло тази инструкция за употреба.
	Потребителят трябва да се консултира с инструкциите за употреба
	Приложна част – тип BF Степен на защита срещу токов удар (ток на утечка)
	Клас II Защита срещу токов удар
IP XX	Степен на защита от проникване, предоставена от IEC 60529
	CE маркировка
	Уникален идентификатор на устройството
	Сериен номер
	Номер на партида
	Медицинско устройство
	Дата на производство
	Ограничение на температурата
	Ограничение на влажността


	Ограничение на атмосферното налягане
○ или 	Изключване или в изчакване
	Включване
	Посочване на полярността на конектора
	Предпазител
	Само за употреба на закрито
	Променлив ток
	Прав ток
 ,  EN 60601-1; IEC 60601-1	Сертифицирано от TÜV
	Ефективно ниво на захранване
	Логото на компанията на доставчика на AC адаптера
	Логото на компанията на доставчика на AC адаптера
COMP 	Търговска марка на компресорни инхалатори OMRON (COMP A-I-R, COMP A-I-R basic, COMP A-I-R Elite, COMP A-I-R Pro)
MICRO 	Търговска марка на мрежести инхалатори OMRON
ULTRA 	Търговска марка на ултразвукови инхалатори OMRON

## Технически данни за компресор OMRON NE-C803 с комплект за пулверизиране:

Тип на течния лекарствен продукт:	разтвор, суспензия
Размер на частиците:	** MMAD Прибл. 3 $\mu\text{m}$ (2,5%NaF)
Вместимост на резервоара за лекарство:	макс. 10 ml
Необходими количества лекарство:	мин. 2 ml – макс. 10 ml
Остатъчен обем:	Прибл. 0,7 ml
Звук:	* Ниво на шума (на разстояние 1 м) 45 dB
Дебит на пулверизиране:	* Прибл. 0,30 ml/min (по загуба на тегло)
Подаване на аерозола:	** 0,37 ml (2 ml, 1%NaF)
Дебит на пръскане на аерозола:	** 0,05 ml/min (2 ml, 1%NaF)
Процент от обема на напълненото лекарство, отделен за една минута:	2,5%

Резултати от измерванията на размера на частиците с помощта на каскаден импактор\*\*

Кумулативен % на масата на частици от натриев флуорид под размера



\* Измерено от OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Измерено с физиологичен разтвор при стайна температура от 23°C и влажност от 40%. Това може да варира в зависимост от вида на лекарството.

\*\* Измерено независимо от проф. д-р Хироши Такано, Therapeutic Systems Research Center, Doshisha University, Kyoto, Япония, съгласно EN13544-1:2007+A1:2009.

## Забележки:

- Работата на устройството може да варира при използването на определени лекарствени препарати, такива като суспензии или препарати с висок вискозитет. За получаване на по-подробна информация вижте информационния лист на доставчика на лекарствения препарат.
- Разпределението на размерите на частиците и подаването на аерозол може да варират в зависимост от комбинацията на продукт, лекарство и условия на околната среда като температура, влажност и атмосферно налягане.
- Публикуваните данни за ефективността на инхалатора са получени от тестване, при което са използвани модели на дишане при възрастни, и съществува вероятност данните да се различават от тези, определени за педиатрични или бебешки популации.

### Важна информация за електромагнитната съвместимост (EMC)

NE-C803-E, произведен от OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., отговаря на стандарта EN60601-1-2:2015 за електромагнитна съвместимост (EMC). Допълнителната документация в съответствие с този EMC стандарт е достъпна от OMRON HEALTHCARE EUROPE на поместения в настоящото ръководство за употреба адрес или на [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com). За информация относно EMC за NE-C803-E вижте уеб сайта.

BG



### *Правилно изхвърляне като отпадък на този продукт (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване)*

Този знак е показан върху продукта или върху литературата за него и показва, че не трябва да се изхвърля с другите домакински отпадъци в края на неговия срок на експлоатация. За да се предотврати увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте този продукт от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да подпомогнете екологичното, повторно използване на материални ресурси.

Потребителите в домашни условия трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт или с местната държавна служба, за информация за това, къде и как могат да върнат този елемент за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с техния доставчик и да проверят условията и положенията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се изхвърля заедно други търговски отпадъци.

## Гаранция

Благодарим ви, че закупихте продукт на OMRON. Този продукт е изработен от висококачествени материали и е произведен при повишен контрол. Той е разработен да Ви донесе удовлетворение при условие, че се използва и обслужва правилно, както е посочено в ръководството за работа.

Този продукт е гарантиран от OMRON за срок от 3 години след датата на покупката. Правилните конструкция, изработка и материали на този продукт са гарантирани от OMRON. По време на този период на гаранция OMRON, без заплащане за труд или части, ще ремонтира или замени дефектния продукт или които и да е дефектни части.

**Гаранцията покрива единствено продукти, закупени в Европа, Русия и други държави от ОНД, Близкия изток и Африка.**

Гаранцията не покрива нито едно от следните неща:

- a. Транспортни разходи и рискове при транспортиране.
- b. Разходи за ремонт и/или дефекти в резултат на извършване на ремонт от неупълномощени лица.
- c. Периодични проверки и поддръжка.
- d. Повреда или износване на аксесоари или други приспособления, различни от самото главно устройство, освен ако не е изрично гарантирано по-горе.
- e. Разходи, възникнали в резултат на неприемане на рекламация (ще бъдат таксувани).
- f. Щети от всякакъв вид, включително и лични, причинени случайно или поради неправилна употреба.

Ако се изисква гаранционно обслужване, моля, обърнете се към търговеца, от когото е закупен продуктът, или към оторизиран дистрибутор на OMRON. За адреса вижте опаковката на продукта/печатните материали или се обърнете към вашия специализиран търговец на дребно. Ако Ви е трудно да намерите център за обслужване на клиенти на OMRON, посетете нашата интернет страница ([www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)) за информация за контакти.

Ремонт или замяна на продукт в гаранция не дава основание за удължаване или подновяване на срока на гаранцията.

Гаранцията ще бъде зачетена само ако крайният продукт бъде върнат заедно с оригиналната фактура/касова бележка, издадена на потребителя от търговеца на дребно. OMRON си запазва правото да откаже гаранционни услуги в случай на предоставена неясна информация.



<p><b>Производител</b></p> 	<p><b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 ЯПОНИЯ</p>		
<p><b>Представител за ЕС</b></p> <table border="1" data-bbox="98 202 219 242"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	<p><b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ХОЛАНДИЯ <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a></p>
EC	REP		
<p><b>Вносител в ЕС</b></p>			
<p><b>Производствена база</b></p>	<p><b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Виетнам</p>		
<p><b>Филиали</b></p>	<p><b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a></p>		
	<p><b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a></p>		
	<p><b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a></p>		

Произведено в Виетнам