

<div><span><span>DA</span></span></div>	<div></div>
<div><h2>Automatisk blodtryksapparat til håndled</h2></div>	<div></div>
<div><b>RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E) Brugervejledning</b></div>	
<div>All for Healthcare</div>	<div>IM-HEM-6232T-E-DA-04-01/2022 Udstedelsesdato: 2022-05-25</div>
<div><b>Indholdsfortegnelse</b></div>	
<div>Indledning</div>	
<div>Vigtige sikkerhedsoplysninger</div>	
<div><ol style="list-style-type: none"><li>Lær apparatet at kende</li><li>Klargøring</li><li>Brug af apparatet uden en smartenhed</li><li>Brug af apparatet sammen med en smartenhed</li><li>Anvendelse af hukommelsesfunktionen</li><li>Andre indstillinger</li><li>Fejlmeddelelser og fejlfinding</li><li>Vedligeholdelse</li><li>Specifikationer</li><li>Begrænset garanti</li><li>Vejledning og producentdeklaration</li></ol></div>	
<div><b>Indledning</b></div>	
<div>Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat til håndled RS7 Intelli IT. Dette blodtryksapparat skal bæres på håndleddet. Dette blodtryksapparat anvender den oscilometriske metode til blodtryksmåling. Når manchetten pumpes op, registrerer apparatet trykpulsationerne i arterierne under manchetten. Disse pulseringer kaldes oscilometriske pulseringer. Den elektroniske tryksensor viser resultatet af blodtryksmålingen digitalt.</div>	
<div><b>Sikkerhedsanvisninger</b></div>	
<div>Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om det automatiske blodtryksapparat til håndled RS7 Intelli IT. LÆS og FORSTÅ alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, så apparatet bruges sikkert og korrekt. Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør, før du forsøger at bruge apparatet, hvis du ikke forstår disse anvisninger eller har spørgsmål. Kontakt din læge for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.</div>	
<div><b>Tilsligtet brug</b></div>	
<div>Dette apparat er en digital måler, der er beregnet til måling af blodtryk og pulshastighed hos voksne patienter med en håndledsdiаметer fra 13,5 cm til 21,5 cm. Dette apparat registrerer uregelmæssig hjerterytme under målingen og angiver dette via et symbol sammen med måleresultatet. Apparatet er primært beregnet til hjemmebrug.</div>	
<div><b>Modtagelse og inspektion</b></div>	
<div>Tag apparatet ud af pakken, og inspicer det for beskadigelse. BRUG IKKE apparatet, hvis det er beskadiget, men kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør.</div>	
<div><b>Vigtige sikkerhedsoplysninger</b></div>	
<div>Læs Vigtige sikkerhedsoplysninger i denne brugervejledning, før du bruger apparatet.</div>	
<div>Følg denne brugervejledning nøje af hensyn til din sikkerhed. Gem den til senere brug. KONTAKT DIN LÆGE for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.</div>	
<div><b>⚠Advarsel</b></div>	<div>Angiver en potentielt farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.</div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Brug IKKE apparatet på spædbørn, små børn eller personer, som ikke kan udtrykke deres samtykke.</li><li>Medicin må IKKE justeres på grundlag af blodtryksapparatets måleresultater. Tag medicin efter lægens anvisninger. Det er KUN læger, som er kvalificerede til at diagnosticere og behandle højt blodtryk.</li><li>Brug IKKE apparatet på et tilskadecommet håndled eller et håndled, der er under medicinsk behandling.</li><li>Monter IKKE håndledsmanchetten om håndleddet, når der er anlagt et intravenøst drop eller under en blodtransfusion i armen.</li><li>Brug IKKE apparatet i områder med højfrekvent (HF), kirurgisk udstyr, MR- (magnetisk resonans), eller CT- (computertomografi) scannere. Det kan medføre forkert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.</li><li>Brug ikke apparatet i atmosfærer med højt iltindhold eller i nærheden af brandfarlig gas.</li><li>Kontakt din læge, før du bruger apparatet, hvis du har almindelige arytmier såsom atriale eller ventrikulære ekstrasystoler eller atriefibrillen, arteriosclerose, forringet perfusion, diabetes, er gravid eller har præeklampsii eller nyreidelser. <b>BEMÆRK</b>, at ud over disse forhold kan målingen også påvirkes af patientbevægelse, -rystelse eller -skælven.</li><li>Stil ALDRIG selv en diagnose, og påbegynd ikke en behandling på basis af resultaterne. Kontakt ALTID din læge.</li><li>Produktet indeholder små dele, der er forbundet med kvælningssfare, hvis de sluges af børn.</li></ul></div>	
<div><b>Dataoverførsel</b></div>	
<div>• Dette produkt udsender radiofrekvens (RF) i 2,4 GHz-båndet. Brug IKKE dette produkt på steder, hvor brugen af RF er begrænset, f.eks. på et fly eller på hospitaler. Deaktiver Bluetooth-funktionen i apparatet, og tag batterierne ud, når du befinder dig på områder, hvor brugen af RF er begrænset.</div>	
<div><b>Håndtering og brug af batterier</b></div>	
<div>• Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.</div>	
<div><b>⚠Forsigtig</b></div>	<div>Angiver en potentielt farlig situation, som - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller moderat tilskadekomst for brugeren eller patienten eller beskadige udstyret eller anden ejendom.</div>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Stop brugen af apparatet, og kontakt din læge, hvis du får hudirritationer eller andet ubehag.</li><li>Kontakt din længe, før du bruger dette apparat på et håndled med intravaskulær adgang eller behandling eller en arterie -venøs (A-V) shunt, da midlertidig påvirkning af blodmølbøt kan medføre tilskadekomst.</li><li>Kontakt din læge, før du bruger apparatet, hvis du har fået foretaget en mastektomi.</li></ul></div>	

- Kontakt din læge, før du bruger apparatet, hvis du har alvorlige problemer med blodmølbøt eller blodsygdomme, da oppumpningen af manchetten kan give blå mærker.
- Foretag IKKE målinger hyppigere end nødvendigt, da du kan få blå mærker pga. indgreb i blodmølbøt.
- Håndledsmanchetten må først pumpes op, når den er om håndleddet.
- Fjern håndledsmanchetten, hvis luften ikke begynder at sive ud under målingen.
- Brug ikke apparatet til noget andet formål end måling af blodtryk.
- Sørg for, at mobile enheder eller andre elektriske apparater, som udsender elektromagnetiske felter, er mindst 30 cm fra dette apparat under måling. Det kan medføre forkert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.
- Apparatet eller dets komponenter må IKKE skilles ad eller forsøges repareret. Det kan forårsage en unøjagtig måling.
- Apparatet må IKKE bruges på steder, hvor der er fugt eller risiko for vandstænk på apparatet. Det kan beskadige apparatet.
- Brug IKKE apparatet i et køretøj i bevægelse såsom i en bil.
- Tab IKKE apparatet, og udsæt det ikke for kraftige stød eller vibrationer.
- Brug IKKE apparatet på steder med høj eller lav luftfugtighed eller høje eller lave temperaturer. Se kapitel 9.
- Kontrollér, at apparatet ikke forhindrer blodmølbøt ved at holde øje med håndleddet under måling.
- Brug IKKE apparatet i miljøer, hvor det vil blive anvendt hyppigt, f.eks. på klinikker eller i lægehuse.
- Brug IKKE apparatet samtidigt med andet medicinsk-elektrisk (ME) udstyr. Det kan medføre forkert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.
- Undgå at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke motion og spise i mindst 30 minutter, før en måling foretages.
- Hvil dig i mindst 5 minutter, før du foretager en måling.

- Fjern tætsiddende eller tykt tøj samt smykker eller lignende fra håndleddet, mens målingen foretages.
- Sid stille, og tal IKKE under en måling.
- Brug KUN apparatet på personer, hvis håndledsomskreds ligger inden for det angivne område for manchetten.
- Sørg for at apparatet har tilpasset sig til rummets temperatur, før der foretages en måling. Måleresultatet kan blive unøjagtigt, hvis der tages en måling efter en ekstrem temperaturændring. OMRON anbefaler, at du lader apparatet varme op eller køle af i ca. 2 timer, hvis det anvendes i et miljø inden for det temperaturområde, der er angivet som anvendelsesforhold, efter at det har været opbevaret ved den maksimale eller minimale opbevaringstemperatur. Se kapitel 9 for at få flere oplysninger om anvendelses- og opbevarings-/transporttemperatur.
- Krøl IKKE håndledsmanchetten kraftigt.
- Læs og følg "Korrekt bortskaflse af produktet" i kapitel 11, når apparatet og eventuelle brugte tilbehørsdele eller ekstraudstyr skal bortskaffes.
- Brug IKKE apparatet efter udløbet levetid. Se kapitel 9.

#### Dataoverførsel

- Udskift IKKE batterierne, mens målingen overføres til smartenheden. Det kan medføre forkert funktion af apparatet og forhindre overførsel af dine blodtryksdata.

#### Håndtering og brug af batterier


- Sæt IKKE batterierne i med forkert polaritet.
- Brug KUN 2 alkaline batterier størrelse "AAA" til dette apparat. Brug IKKE andre typer batterier. Brug IKKE nye og gamle batterier sammen. Brug IKKE batterier af forskellige mærker sammen.
- Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du omgående skylle med rigelige mængder rent vand. Søg omgående læge.
- Hvis du får batterivæske på huden, skal du omgående skylle med rigelige mængder rent, lukket vand. Søg læge i tilfælde af vedvarende iritation, sår eller smerte.
- Brug IKKE batterier efter deres udløbsdato.
- Kontroller jævnligt batterierne for at sikre, at de er i god tilstand.
- Brug kun batterier, der er specificeret til dette apparat. Uoriginale batterier kan beskadige og/eller ødelægge apparatet.

### 1. Lær apparatet at kende

#### 1.1 Indhold


Apparat, 2 alkalinebatterier størrelse "AAA", etui, brugervejledning, konfigurationsanvisninger


#### 1.2 Monitor







- Håndledsmanchet (håndledsomskreds 13,5 cm til 21,5 cm)
- Display
- Knappen [Valg af bruger-id]
- Knappen [Hukommelse]
- Knappen [Morgengennemsnit]
- Knappen [START/STOP]
- Knappen [Forbindelse]
- Batterikammer

#### 1.3 Display og symboler



<b>A</b>	<b>Display for dato og klokkeslæt</b>
<b>B</b>	<b>Symbol for gennemsnitlig værdi</b> Vises under visning af gennemsnittet af de seneste 2 eller 3 målinger foretaget inden for 10 minutter.
<b>C</b>	<b>Symbol for hukommelse</b> Vises under visning af de målinger, der er lagret i hukommelsen.
<b>D</b>	<b>Måling af systolisk blodtryk</b>
<b>E</b>	<b>Måling af diastolisk blodtryk</b>
<b>F</b>	<b>Pulsdisplay/hukommelsesnummer</b> Pulshastigheden vises efter målingen. Når du trykker på knappen  , vises hukommelsesnummeret i ca. et sekund, før displayet viser pulshastigheden.
<b>G</b>	<b>Deflationssymbol</b> Vises under luftudsvining.
<b>H</b>	<b>Symbol for herteslag</b> Blinker under måling.
<b>I</b>	<b>Symbol for synkronisering</b> Blinker/vises, når det er nødvendigt at overføre data, fordi hukommelsen er næsten eller helt fuld. Når du parrer apparatet med en smartenhed, skal du overføre målingerne med det samme, før apparatet sletter de ældste målinger. Der kan gemmes op til 100 målinger i den indbyggede hukommelse pr. bruger.
<b>J</b>	<b>OK-symbol</b> Blinker, når apparatet er forbundet til smartenheden, eller målinger overføres.
<b>K</b>	<b>Symbol for morgengennemsnit</b> Vises under visning af gennemsnittet af ugens målinger foretaget om morgenen. Gennemsnittet af ugens målinger foretaget om morgenen inden for 4 uger vises i displayet.
<b>L</b>	<b>Symbol for bruger-id</b> Bruger-id-nummeret vises, når brugeren vælges med knappen [Valg af bruger-id].
<b>M</b>	<b>Symbol for hypertension</b> Vises, hvis det systoliske blodtryk er 135 mmHg eller højere og/eller det diastoliske blodtryk er 85 mmHg eller derover.
	<b>Symbol for forhøjet blodtryk om morgenen</b> Vises, hvis gennemsnittet af ugens målinger om morgenen er 135/85 mmHg eller derover.

<b>N</b>	<b>Positionsindikator</b> Apparatet har en indbygget positionssensor, der anvendes som hjælp til bestemmelse af, om apparatet befinder sig i den korrekte højde. Symbolet "♥" lyser blåt, når apparatet er placeret korrekt i forhold til dit hjerte under en måling. Hvis apparatet er højere eller lavere placeret i forhold til dit hjerte, vises placeringslinjen for hjerteposition over eller under hertesymbolet som vejledning til korrekt håndledsplacering.	
<b>O</b>	<b>Symbol for uregelmæssig hjerterytme</b> Vises sammen med målinger, når en uregelmæssig rytme registreres 2 eller flere gange under en måling. En uregelmæssig hjerterytme defineres som en hjerterytme, der er mindre end 25% eller mere end 25% i forhold til den gennemsnitlige hjerterytme, der registreres, når apparatet måler blodtrykket. Hvis symbolet fortsat vises, anbefaler vi, at du kontakter din læge og følger dennes anvisninger.	<b>Normal hjerterytme</b> Puls  Blodtryk  <b>Uregelmæssig hjerterytme</b> Puls  Blodtryk 
<b>P</b>	<b>Symbol for bevægelsesfej</b> Vises sammen med målinger, hvis du har bevæget dig under en måling. Hvis dette vises, skal du tage håndledsmanchetten af og vente i 2 - 3 minutter. Forhold dig derefter i ro, og foretag endnu en måling.	
<b>Q</b>	<b>Symbol for guide til påsætning af manchet (OK)</b> Vises, hvis håndledsmanchetten er monteret korrekt på håndleddet, mens der foretages en måling. Viser også under visning af tidligere målinger.	
<b>R</b>	<b>Symbol for guide til påsætning af manchet (løs)</b> Vises, hvis håndledsmanchetten ikke er monteret korrekt på håndleddet, mens der foretages en måling. Viser også under visning af tidligere målinger.	
<b>R</b>	<b>Batterisymbol (lavt)</b> Blinker ved lav batteristand.	
<b>R</b>	<b>Batterisymbol (fladt)</b> Vises, når batterierne er flade.	
<b>S</b>	<b>Symbol for aktiveret Bluetooth</b> Vises, når Bluetooth er aktiveret.	
	<b>Symbol for deaktiveret Bluetooth</b> Vises, når Bluetooth er deaktiveret.	

#### 2013 ESH/ESC\* retningslinjer for behandling af arteriel hypertension

	<b>Klinik</b>	<b>Hjemme</b>
Systolisk blodtryk	≥ 140 mmHg	≥ 135 mmHg
Diastolisk blodtryk	≥ 90 mmHg	≥ 85 mmHg

Disse områder er statistiske værdier for blodtrykket.

\* European Society of Hypertension (ESH) og European Society of Cardiology (ESC).

#### ⚠Advarsel

- Stil ALDRIG selv en diagnose, og påbegynd ikke en behandling på basis af resultaterne. Kontakt ALTID din læge.

## 2. Klargøring

### 2.1 Isætning af batterier


- Tryk krogen på batteridækslet ned, og træk nedad.




- Sæt 2 "AAA" alkaline batterier i batterikammeret som vist.



- Luk batteridækslet.



#### Bemærk

- Det anbefales, at du udskifter batterierne, når symbolet "  " blinker i displayet.
- Ved udskitning af batterierne slukkes apparatet, og alle batterierne tages ud. Sæt derefter 2 nye alkaline batterier i samtidigt.
- Så snart batterierne er sat korrekt i, blinker året i displayet for dato og klokkeslæt med henblik på indstilling af dato og klokkeslæt.
- De foregående målinger slettes ikke, når batterierne udskiftes.
- De medfølgende batterier har kortere levetid end nye batterier.
- Bortskaflelse af brugte batterier skal ske i overensstemmelse med lokale regler.

### 2.2 Indstilling af dato og klokkeslæt

#### Bemærk


- Indstil korrekt dato og klokkeslæt i apparatet, før du tager en måling første gang.
- Så snart batterierne er sat korrekt i, blinker året i apparatets display.
- Dato og klokkeslæt indstilles automatisk, når apparat parres vha. appen "OMRON connect". Se afsnit 4.1.

- Tryk på knappen  eller  en enkelt gang for at justere årstallet.

Tryk på og hold knappen  nede for at køre hurtigt frem gennem årstallene.


Tryk på og hold knappen  nede for at køre hurtigt tilbage gennem årstallene.

- Tryk på knappen [START/STOP] for at bekræfte årstallet, derefter blinker måneden. Gentag samme trin for at justere måned, dag, time og minut.



- Tryk på knappen [START/STOP] for at gemme indstillingen. Det slukker automatisk efter 3 sekunder.

#### Bemærk

- Hvis det bliver nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen, skal du tage batterierne ud eller trykke på og holde knappen  nede, til året blinker, og derefter indstille dato og klokkeslæt som beskrevet herover.

#### 2.3 Tip til blodtryksmåling

Følg nedenstående anvisninger for at sikre en nøjagtig måling:

- Sress fører til forhøjet blodtryk. Undgå at foretag målinger, når du er stresset.
- Målinger bør foretages i rolige omgivelser.
- Det er vigtigt at måle blodtrykket på samme tidspunkt hver dag. Det anbefales at måle blodtrykket om morgenen og om aftenen.
- Husk at skrive dine blodtryks- og puls målinger ned til din læge. En enkelt måling giver ikke et retvisende billede af dit reelle blodtryk. Brug blodtryksdagbogen til at registrere flere målinger over et vist tidsrum. Gå ind på www.omron-healthcare.com for at downloade dagbogens PDF-filer.

#### ⚠Forsigtig

- Undgå at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke motion og spise i mindst 30 minutter, før en måling foretages.
- Hvil dig i mindst 5 minutter, før du foretager en måling.

## 2.4 Påsætning af håndledsmanchetten

#### Bemærk

- Nedenstående trin gælder for montering af håndledsmanchetten på venstre håndled. Hvis du måler blodtrykket på højre håndled, skal du montere håndledsmanchetten på samme måde som på venstre håndled.
- Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre håndled, og de målte blodtryksværdier kan være forskellige. OMRON anbefaler, at du altid foretager målinger på samme håndled. Hvis værdierne mellem håndleddene afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilket håndled du skal bruge til målingerne.

#### ⚠Forsigtig

- Fjern tætsiddende eller tykt tøj samt smykker eller lignende fra håndleddet, mens målingen foretages.

## 2.5 Sæt dig korrekt


- Monter håndledsmanchetten på venstre håndled. Rul ærmet op. Pas på ikke at rulle ærmet for stramt om din arm. Det kan begrænse blodmølbøt i armen.



- Læg dit håndled på manchetten. Håndfladen og apparatets display skal vende opad.


Håndledsmanchet

- Placer håndledsmanchetten, så der i 1 til 2 cm mellem manchetten og bunden af håndfladen.



- Vikl håndledsmanchetten fast omkring håndleddet. Monter ikke manchetten oven på tøj.

Kontrollér, at der ikke er mellemrum mellem håndleddet og manchetten.



#### Bemærk

- Kontrollér, at håndledsmanchetten ikke dækker fremspringet på håndledsbenet på ydersiden af håndleddet.

- Hvis håndledsmanchetten glider ud af metalringen, skal du montere den igen som vist i illustrationen til højre.

### 2.5 Sæt dig korrekt

Du skal være afslappet og sidde godt ved en behagelig rumtemperatur, når du tager en måling. Placer din albue for at støtte din arm.


- Sid på en stol med fødderne fladt på gulvet og uden at krydse benene.
- Sørg for, at du har støtte til ryggen og armen.
- Apparatet skal være i omtrent samme niveau som dit hjerte. Hvis apparatet er for højt over hjertet, reduceres dit blodtryk kunstigt. Hvis apparatet er for lavt under hjertet, forøges dit blodtryk kunstigt.
- Slap af i håndleddet og hånden. Bøj ikke håndleddet bagover, knyt ikke hånden, og bøj ikke håndleddet fremover.



#### ⚠Forsigtig

- Undgå at bade, indtage alkohol eller koffein, ryge, dyrke motion og spise i mindst 30 minutter, før en måling foretages.
- Hvil dig i mindst 5 minutter, før du foretager en måling.

- Vælg din bruger-id (1 eller 2).



### 3. Brug af apparatet uden en smartenhed

#### 3.1 Foretag en måling

Du kan bruge apparatet uden at parre det med en smartenhed. Se afsnit 4.1 vedrørende parring af apparatet med en smartenhed.

#### Bemærk

- Tryk en enkelt gang på knappen [START/STOP] for at lukke luften ud af håndledsmanchetten.



#### ⚠Forsigtig

- Brug IKKE apparatet samtidigt med andet medicinsk-elektrisk (ME) udstyr. Det kan medføre forkert drift af apparatet og/eller en unøjagtig måling.
- Sid stille, og tal IKKE under en måling.

- Tryk på knappen [START/STOP]. Alle symboler vises på displayet, før målingen starter.

- Kontrollér positionsindikatoren.

Apparatet har en indbygget positionssensor, der anvendes som hjælp til bestemmelse af, om apparatet befinder sig i den korrekte højde. Det er udviklet til at passe til de fleste personer, så når dit håndled er i den korrekte position i forhold til dit hjerte, lyser symbolet "♥" blåt. Når dit håndled er i en højere eller lavere position i forhold til dit hjerte, vises en positionslinje i henhold til håndledspositionen. Pga. forskellen i individuel størrelse og fysik kan denne funktion muligvis ikke bruges i alle tilfælde, og du vil måske gerne deaktivere funktionen. Hvis du kan mærke, at håndleddets position i forhold til positionsindikatorens vejledning IKKE stemmer overens med dit hjerteriveau, skal du deaktivere denne funktion og følge din egen vurdering. Se afsnit 6.1 vedrørende deaktivering.



	Apparatets højde	Positionsindikator
<b>N</b>	Håndleddet er for højt	Der vises en placeringslinje (-) over symbolet "♥".
<b>O</b>	Korrekt position	Symbolet "♥" lyser blåt.
<b>S</b>	Håndleddet er for lavt	Der vises en placeringslinje (-) under symbolet "♥".

#### Bemærk



- Apparatet starter målingen, og håndledsmanchetten pumpes op 5 sekunder efter, at du har trykket på knappen [START/STOP], også selvom apparatet ikke er placeret korrekt.

- Sid stille, og tal ikke, før målingen er gennemført.

Når manchetten pustes op, bestemmer apparatet automatisk det ideelle oppumpningsniveau. Apparatet registrerer dit blodtryk og din pulshastighed under oppumpning.


Symbolet "♥" blinker ved hvert herteslag.

#### Bemærk

- Symbolet "  " vises, hvis håndledsmanchetten ikke er monteret korrekt om håndleddet.
- Når symbolet "  " vises, er håndledsmanchetten ikke monteret korrekt. Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke apparatet, og monter derefter manchetten korrekt.

Når apparatet har registreret blodtryk og pulshastighed, lukkes luften automatisk ud af manchetten. Blodtryk og pulshastighed vises.

Hvis enten den systoliske eller diastoliske måling er høj (se afsnit 1.3), vises symbolet "  ".



- Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke apparatet.

#### Bemærk

- Apparatet slukkes automatisk efter 2 minutter.
- Vent 2-3 minutter mellem målinger. I ventetiden aflastes arterierne og vender tilbage til deres tilstand før måling. Det kan være nødvendigt at forlænge ventetiden afhængig af dine individuelle, fysiologiske egenskaber.



4. Brug af apparatet sammen med en smartenhed
<p>4.1 <b>Parring af apparatet med en smartenhed</b></p> <p>Dato og klokkeslæt på apparatet indstilles automatisk, når du parrer det med smartenheden.</p> <p>Se listen over kompatible smartenheder på <a href="http://www.omronconnect.com/devices/">www.omronconnect.com/devices/</a></p>

<b>1.</b> Aktivér Bluetooth på din smartenhed.
<b>2.</b> Download og installer den gratis app "OMRON connect" på din smartenhed.
<div> <div> <div>  </div> <div>  </div> </div> </div> <p>Hvis du allerede har appen "OMRON connect", skal du åbne den og tilføje dit nye apparat.</p>
<b>3.</b> Åbn appen på din smartenhed, og følg vejledningen.
<b>4.</b> Kontroller, at apparatet er forbundet.
<p>Når apparatet er forbundet til smartenheden, blinker symbolet "OK".</p> <div>    </div>

**Bemærk**

- Følg vejledningen i appen "OMRON connect", hvis symbolet "Err" vises.
- Apparatet slukker automatisk efter 10 sekunder uden betjening.
- Alle målinger, der er gemt i apparatets hukommelse, overføres automatisk til appen, når pardannelsesprocessen er gennemført korrekt.
- Vær opmærksom på, at OMRON ikke er ansvarlig for tab af data og/eller andre oplysninger i appen.
- "OMRON connect" er den eneste app, vi anbefaler til brug sammen med dit apparat med henblik på korrekt overførsel af data.

**4.2 Foretag en måling**

Se afsnit 3.1 vedrørende start af en måling. Måleresultaterne overføres til din smartenhed.

**Bemærk**

- Hvis din profil er registreret, og du trykker på knappen [START/STOP], vises din fødselsdag, og symbolet for bruger-id blinker to gange.

**4.3 Deaktivering/aktivering af Bluetooth**

Deaktiver Bluetooth i apparatet på følgende steder, hvor brugen af trådløst udstyr er forbudt.

- På fly
- På hospitaler
- I udlandet

Bluetooth er aktiveret som standard.


- Hold knappen [⌘] nede i mere end 10 sekunder, når apparatet er slukket.
- Displayet viser "oFF".


<div> <div> <div>  </div> </div> </div> <p>Når Bluetooth er deaktiveret, vises følgende symbol.</p>
--

<div> <div> <div>  </div> </div> </div> <p>Når Bluetooth er deaktiveret, vises følgende symbol.</p>
--

**Bemærk**


- Tryk på og hold knappen [⌘] nede i mere end 2 sekunder for at aktivere Bluetooth. Displayet viser "on".
- Apparatet slukkes automatisk inden for de næste 3 sekunder.


5. Anvendelse af hukommelsesfunktionen
<p>Apparatet gemmer automatisk op til 100 målinger pr. bruger.</p>
<b>5.1 Visning af målinger i hukommelsen</b>
<b>1.</b> Vælg din bruger-id.
<b>2.</b> Tryk på knappen  .



Hukommelsesnummeret vises i et sekund, før pulshastigheden vises. Det seneste målingssæt har nummer "1".

**Bemærk**


- Hvis positionsindikatoren er aktiveret, vises den sammen med målingerne.
- Hvis målingen er for høj (se afsnit 1.3), vises symbolet .
- Hvis der ikke er gemt måleværdier i hukommelsen, vises skærmen til højre.
- Hvis hukommelsen er fuld, sletter apparatet den ældste måling.

- Tryk gentagne gange på knappen  for at bladre gennem de tidligere målinger, der er gemt i hukommelsen.


**5.2 Visning af gennemsnitsmålingen**


Apparatet kan beregne en gennemsnitlig måling på basis af de seneste 2 eller 3 målinger foretaget inden for 10 minutter.

- Vælg din bruger-id.

- Hold knappen  nede i mere end 2 sekunder, når apparatet er slukket.

**Bemærk**


- Hvis der kun er 2 målinger i hukommelsen for denne periode, baseres gennemsnittet på disse 2 målinger.
- Hvis gennemsnitsmålingen er høj (se afsnit 1.3), vises symbolet .




**5.3 Visning af ugentlige morgengennemsnit**

Apparatet beregner og viser ugegennemsnit for målinger, der er foretaget om morgenen inden for 4 uger pr. bruger.

- Vælg din bruger-id.

- Tryk på knappen  en enkelt gang. Det ugentlige morgengennemsnit for den aktuelle uge "THIS WEEK" vises i displayet. Hvis det ugentlige morgengennemsnit er højt (se afsnit 1.3), vises symbolet .


- Tryk flere gange på knappen  for at få vist gennemsnittet for de forrige uger. Apparatet viser "-1 WEEK" for den foregående uge til "-3 WEEK" for det ældste sæt gennemsnit.


- Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke apparatet.

**Beregning af ugentligt morgengennemsnit**

Dette er gennemsnittet for de målinger, der er foretaget om morgenen (4:00 - 9:59) mellem søndag og lørdag. Kun de første tre målinger, der er taget om morgenen mellem 4:00 og 9:59 bruges til beregning af morgengennemsnittet for hver dag.

Målinger om morgenen						
4:00	Søndag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fretdag
	1	2	3			
	2	3				
	3					
	4					
	5					
	6					
9:59						
	De første 3 målinger					


6. Andre indstillinger
<b>6.1 Deaktivering/aktivering af positionsindikator</b>
<p>Positionsindikatoren er aktiveret som standard.</p>
<b>1.</b> Vælg din bruger-id.
<b>2.</b> Hold knappen  nede i mere end 10 sekunder, når apparatet er slukket.




**Bemærk**

- Apparatet slukkes automatisk 3 sekunder senere.
- Følg samme trin som herover for at aktivere positionsindikatoren.

**6.2 Sletter alle målinger i hukommelsen**

- Vælg din bruger-id.
- Tryk på knappen , når symbolet " " vises.


- Hold knappen  nede, og tryk samtidigt på knappen [START/STOP] i mere end 2 sekunder.

**Bemærk**

- Alle målinger slettes. Du kan ikke slette målingerne i hukommelsen delvist.

**6.3 Gendannelse af apparatets standardindstillinger**

Følg nedenstående vejledning for at slette alle oplysninger, der er gemt i apparatet. Kontroller, at apparatet er slukket.









- Hold knappen  nede, og tryk på knappen [START/STOP] inden for 2 sekunder. Hold begge knapper nede i mere end 5 sekunder.








**Bemærk**

- Nulstilling til apparatets standardindstillinger sletter ikke oplysningerne i appen.
- Apparatet slukkes automatisk efter 3 sekunder.
- Du skal parre apparatet igen, når du skal bruge det næste gang. Hvis du ikke parrer det igen, overføres dine målinger ikke til appen.

#### 7. Fejlmeddelelser og fejlfinding

Hvis et af nedenstående problemer opstår under måling, skal det først kontrolleres, at der ikke er andre elektriske apparater inden for en afstand på 30 cm. Se nedenstående tabel, hvis problemet fortsætter.

Display/Problem	Mulig årsag	Løsning
 1 vises, ellers pumpes håndleds-manchetten ikke op.	Håndledsmanchetten er ikke korrekt monteret. <p>Der siver luft ud af håndledsmanchetten.</p>	Monter håndledsmanchetten korrekt, og foretag endnu en måling. Se afsnit 2.4. <p>Kontakt din OMRON-forhandler eller -distributør.</p>
 3 vises	Håndledsmanchetten er pustet for højt op til over 300 mmHg.	Rør ikke ved håndledsmanchetten, mens en måling foretages.
 4 vises	Du bevæger dig eller taler under målingen. <p>Vibrationer afbryder en måling.</p>	Sid stille, og tal ikke under en måling.
 5 vises	Pulshastigheden registreres ikke korrekt.	Monter håndledsmanchetten korrekt, og foretag endnu en måling. Se afsnit 2.4. <p>Sid stille, og sid korrekt under en måling.</p> <p>Hvis symbolet  fortsat vises, anbefaler vi, at du kontakter din læge.</p>
 7 vises	Du har bevæget håndledet op og ned under en måling.	Bevæg ikke håndledet, og foretag en ny måling. Se kapitel 3.
 r vises	Der er fejl ved apparatet.	Tryk på knappen [START/STOP] igen. Kontakt OMRON-forhandleren eller -distributøren, hvis "Er" fortsat vises.
 r vises	Apparatet kan ikke oprette forbindelse til en smartenhed eller sende data korrekt.	Følg vejledningen i appen "OMRON connect". Hvis symbolet "Err" stadig vises efter kontrol af appen, skal du rette henvendelse til OMRON-forhandleren eller -distributøren.

Display/Problem	Mulig årsag	Løsning
 blinker	Knappen [⌘] holdes nede med henbik på parring med en smartenhed.	Blinker under parring med smartenheden. Se afsnittet "Hjælp" i appen "OMRON connect" vedrørende parring.
 blinker	Der trykkes på knappen [⌘] med henblik på overførsel af dine målinger.	Blinker ved overførsel af dine målinger til appen "OMRON connect".
 blinker	Mere end 80 målinger overføres ikke. <p>Apparat er klar til parring eller overførsel af dine målinger.</p>	Par eller overfør dine målinger til appen "OMRON connect", så du kan bevare dem i hukommelsen i appen, hvorefter dette fejlsymbol forsvinder.
 vises	100 målinger overføres ikke.	
 hjertesymbol	Positionsindikatoren er deaktiveret.	Aktivér positionsindikatoren. Se afsnit 6.1.
 blinker	Lav batteristand.	Det anbefales at udskifte alle batterier med 2 nye alkaline batterier. Se afsnit 2.1.
 vises, eller apparatet slukkes uventet under en måling	Batterierne er flade.	Udskift straks alle batterier med 2 nye alkaline batterier. Se afsnit 2.1.
Ingen strøm.	Batterierne er helt flade.	Kontroller batterierne for korrekt placering. Se afsnit 2.1.
Der vises intet i apparatets display.	Batteriernes poler vender forkert.	Kontroller batterierne for korrekt placering. Se afsnit 2.1.
Målingerne forekommer for høje eller for lave.	Blodtrykket varierer konstant. Mange faktorer kan påvirke dit blodtryk, f.eks. stress, tidspunkt på dagen, og hvordan håndledsmanchetten er monteret. Læs afsnit 2.3 - 2.5 og kapitel 3.	
Der er opstået et andet kommunikationsp roblem.	Følg vedledningen i smartenheden, eller se afsnittet "Hjælp" i appen "OMRON connect" for at få yderligere hjælp. Kontakt OMRON-forhandleren eller -distributøren, hvis problemet varer ved.	
Der opstår andre problemer.	Tryk på knappen [START/STOP] for at slukke apparatet, og tryk derefter på den igen for at foretage en måling. Tag alle batterierne ud, og vent i 30 sekunder, hvis problemet fortsætter. Sæt derefter batterierne i igen. Kontakt OMRON-forhandleren eller -distributøren, hvis problemet varer ved.	

#### 8. Vedligeholdelse

**8.1 Vedligeholdelse**

Følg nedenstående anvisninger for at beskytte apparatet mod beskadigelse:

- Eventuelle ændringer, som producenten ikke har godkendt, gør brugergarantien ugyldig.

**⚠ Forsigtig**

- Apparatet eller dets komponenter må IKKE skilles ad eller forsøges repareret. Det kan forårsage en uønsketlig måling.

**8.2 Opbevaring**

Opbevar apparatet i etuiet, når det ikke er i brug.

- Opbevar apparatet på et rent, sikkert sted. Opbevar ikke apparatet:
  - Hvis apparatet er vådt.
  - På steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, støv og ætsende dampe såsom blegemiddel.
  - På steder, der udsættes for vibrationer og stød.

**8.3 Rengøring**

- Brug ikke silbende eller flygtige rengøringsmidler.
- Brug en blød, tør klud eller en blød klud fugtet med neutral sæbe til rengøring af måleapparatet og håndledsmanchetten, og tør efter med en tør klud.
- Vask ikke apparatet, og nedsæt hverken det eller håndledsmanchetten i vand.
- Brug ikke benzin, fortynder eller lignende opløsningsmidler til rengøring af apparatet eller håndledsmanchetten.

**8.4 Kalibrering og service**

- Dette blodtryksapparats nøjagtighed er testet meget grundigt, og det er udviklet til langtidsbbrug.
- Generelt anbefales det at få apparatet efterst hvert andet år, så korrekt funktion og nøjagtighed sikres. Kontakt din autoriserede OMRON-forhandler eller OMRONs kundeservice på den adresse, der er angivet på emballagen eller det medfølgende materiale.

9. Specifikationer																																																										
<table border="1"> <tr><td>Produktkategori</td><td>Elektroniske blodtryksmålere</td></tr> <tr><td>Produktbeskrivelse</td><td>Automatisk blodtryksapparat til håndled</td></tr> <tr><td>Model (kode)</td><td>RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E)</td></tr> <tr><td>Display</td><td>Digitalt LCD-display</td></tr> <tr><td>Manchettens tryk område</td><td>0 til 299 mmHg</td></tr> <tr><td>Område for blodtryksmåling</td><td>SYS: 60 til 260 mmHg <p> DIA: 40 til 215 mmHg</p></td></tr> <tr><td>Område for pulsmåling</td><td>40 til 180 slag/min.</td></tr> <tr><td>Nøjagtighed</td><td>Tryk: ±3 mmHg <p>Puls: ±5% af displayets måling</p></td></tr> <tr><td>Oppumpning</td><td>Automatisk vha. elektrisk pumpe</td></tr> <tr><td>Deflation</td><td>Automatisk hurtigt luftudslip</td></tr> <tr><td>Målemetode</td><td>Oscillometrisk metode</td></tr> <tr><td>Overførselsmetode</td><td><b>Bluetooth®</b> lavenergi-teknologi</td></tr> <tr><td>Trådløs kommunikation</td><td>Frekvensområde: 2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz) <p>Modulation: GFSK</p> Retningsudstrålet effekt: &lt;20 dBm</td></tr> <tr><td>Funktion</td><td>Kontinuerlig drift</td></tr> <tr><td>IP-klassifikation</td><td>IP 22</td></tr> <tr><td>Effekt</td><td>DC3 V 3.0 W</td></tr> <tr><td>Strømkilde</td><td>2 stk. 1,5 V "AAA" alkaline batterier</td></tr> <tr><td>Batteriets levetid</td><td>Ca. 300 målinger (med nye alkaline batterier)</td></tr> <tr><td>Levetid</td><td>5 år</td></tr> <tr><td>Anvendelsesforhold</td><td>+10°C til +40°C / 15 til 90% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) / 800 til 1060 hPa</td></tr> <tr><td>Opbevarings-/ transportforhold</td><td>-20°C til +60°C / 10 til 90% relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)</td></tr> <tr><td>Vægt</td><td>Ca. 91 g ekskl. Batterier</td></tr> <tr><td>Mål</td><td>Ca. 91 mm (b) × 63 mm (h) × 13 mm* (l) (ekskl. håndledsmanchet)</td></tr> <tr><td>Målbar håndledsomkreds</td><td>13,5 til 21,5 cm</td></tr> <tr><td>Hukommelse</td><td>Kan indeholde op til 100 målinger pr. bruger</td></tr> <tr><td>Indhold</td><td>Apparat, etui, 2 alkalinebatterier størrelse "AAA", brugervejledning, konfigurationsanvisninger</td></tr> <tr><td>Beskyttelse mod elektrisk stød</td><td>Internt strømforsynet ME-udstyr</td></tr> <tr><td>Anvendt del</td><td>Type BF (håndledsmanchet)</td></tr> <tr><td>Maksimum temperatur for anvendte del</td><td>Lavere end 48°C</td></tr> </table>	Produktkategori	Elektroniske blodtryksmålere	Produktbeskrivelse	Automatisk blodtryksapparat til håndled	Model (kode)	RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E)	Display	Digitalt LCD-display	Manchettens tryk område	0 til 299 mmHg	Område for blodtryksmåling	SYS: 60 til 260 mmHg <p> DIA: 40 til 215 mmHg</p>	Område for pulsmåling	40 til 180 slag/min.	Nøjagtighed	Tryk: ±3 mmHg <p>Puls: ±5% af displayets måling</p>	Oppumpning	Automatisk vha. elektrisk pumpe	Deflation	Automatisk hurtigt luftudslip	Målemetode	Oscillometrisk metode	Overførselsmetode	<b>Bluetooth®</b> lavenergi-teknologi	Trådløs kommunikation	Frekvensområde: 2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz) <p>Modulation: GFSK</p> Retningsudstrålet effekt: <20 dBm	Funktion	Kontinuerlig drift	IP-klassifikation	IP 22	Effekt	DC3 V 3.0 W	Strømkilde	2 stk. 1,5 V "AAA" alkaline batterier	Batteriets levetid	Ca. 300 målinger (med nye alkaline batterier)	Levetid	5 år	Anvendelsesforhold	+10°C til +40°C / 15 til 90% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) / 800 til 1060 hPa	Opbevarings-/ transportforhold	-20°C til +60°C / 10 til 90% relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)	Vægt	Ca. 91 g ekskl. Batterier	Mål	Ca. 91 mm (b) × 63 mm (h) × 13 mm* (l) (ekskl. håndledsmanchet)	Målbar håndledsomkreds	13,5 til 21,5 cm	Hukommelse	Kan indeholde op til 100 målinger pr. bruger	Indhold	Apparat, etui, 2 alkalinebatterier størrelse "AAA", brugervejledning, konfigurationsanvisninger	Beskyttelse mod elektrisk stød	Internt strømforsynet ME-udstyr	Anvendt del	Type BF (håndledsmanchet)	Maksimum temperatur for anvendte del	Lavere end 48°C
Produktkategori	Elektroniske blodtryksmålere																																																									
Produktbeskrivelse	Automatisk blodtryksapparat til håndled																																																									
Model (kode)	RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E)																																																									
Display	Digitalt LCD-display																																																									
Manchettens tryk område	0 til 299 mmHg																																																									
Område for blodtryksmåling	SYS: 60 til 260 mmHg <p> DIA: 40 til 215 mmHg</p>																																																									
Område for pulsmåling	40 til 180 slag/min.																																																									
Nøjagtighed	Tryk: ±3 mmHg <p>Puls: ±5% af displayets måling</p>																																																									
Oppumpning	Automatisk vha. elektrisk pumpe																																																									
Deflation	Automatisk hurtigt luftudslip																																																									
Målemetode	Oscillometrisk metode																																																									
Overførselsmetode	<b>Bluetooth®</b> lavenergi-teknologi																																																									
Trådløs kommunikation	Frekvensområde: 2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz) <p>Modulation: GFSK</p> Retningsudstrålet effekt: <20 dBm																																																									
Funktion	Kontinuerlig drift																																																									
IP-klassifikation	IP 22																																																									
Effekt	DC3 V 3.0 W																																																									
Strømkilde	2 stk. 1,5 V "AAA" alkaline batterier																																																									
Batteriets levetid	Ca. 300 målinger (med nye alkaline batterier)																																																									
Levetid	5 år																																																									
Anvendelsesforhold	+10°C til +40°C / 15 til 90% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) / 800 til 1060 hPa																																																									
Opbevarings-/ transportforhold	-20°C til +60°C / 10 til 90% relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)																																																									
Vægt	Ca. 91 g ekskl. Batterier																																																									
Mål	Ca. 91 mm (b) × 63 mm (h) × 13 mm* (l) (ekskl. håndledsmanchet)																																																									
Målbar håndledsomkreds	13,5 til 21,5 cm																																																									
Hukommelse	Kan indeholde op til 100 målinger pr. bruger																																																									
Indhold	Apparat, etui, 2 alkalinebatterier størrelse "AAA", brugervejledning, konfigurationsanvisninger																																																									
Beskyttelse mod elektrisk stød	Internt strømforsynet ME-udstyr																																																									
Anvendt del	Type BF (håndledsmanchet)																																																									
Maksimum temperatur for anvendte del	Lavere end 48°C																																																									

\* tyndeste del

**Bemærk**

- Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
- I den kliniske valideringsundersøgelse blev K5 udført på 85 testpersoner for at fastslå det diastoliske blodtryk.
- Dette apparat er klinisk undersøgt i henhold til kravene i EN ISO 81060-2:2014 og opfylder EN ISO 81060-2:2014 og EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020.
- IP-klassifikationen er den beskyttelsesgrad, der ydes af kabinettet i henhold til IEC 60529. Dette apparat er beskyttet mod massive fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm og mere såsom en finger og mod skråt faldende vanddråber, der kan forårsage problemer under normal drift.
- Dette måleapparat er ikke blevet godkendt til brug på gravide kvinder.
- Indrapporter eventuelle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med dette apparat, til producenten og de kompetente myndigheder i det medlemsland, du bor i.





<b>Om forstyrrelse af trådløs kommunikation</b>
Dette produkt fungerer i et ulicenseret ISM-bånd ved 2,4 GHz. Hvis dette produkt anvendes i nærheden af andre trådløse enheder som f.eks. mikrobølge og trådløst LAN, der arbejder på samme frekvensbånd som dette produkt, er der risiko for, at der kan opstå interferens.
Hvis der opstår interferens, skal du stoppe brugen af de andre apparater eller flytte dette produkt væk fra andre trådløse enheder, før du forsøger at bruge det.

#### 10. Begrænset garanti

















Tak, fordi du har købt et OMRON-produkt. Produktet er opbygget af kvalitetsmaterialer og fremstillet med stor omhu. Det er beregnet til at fungere til din tilfredshed, hvis det betjenes korrekt og vedligeholdes som beskrevet i brugervejledningen.
Produktet er omfattet af en garanti fra OMRON i en periode på 5 år efter købsdatoen. Produktets konstruktion, håndværksmæssig udførelse og materialer er garanteret af OMRON. I garantiperioden reparerer eller udskifter OMRON produktet eller defekte dele uden at tage betaling for arbejdsden eller reservedele.
Garantien dækker ikke følgende:
A. Transportomkostninger og -risici.
B. Reparationsomkostninger for en reparation foretaget hos en autoriseret reparatør.
C. Periodiske kontroller og vedligeholdelse.
D. Fejl i eller slid på ekstraudstyr eller andet tilbehør bortset fra hovedapparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover.
E. Omkostninger, som skyldes en reklamation, der ikke accepteres (disse vil blive opkrævet).
F. Skade af enhver art, herunder forårsaget ved menneskeligt uheld eller forkert brug.
G. Kalibrering indgår ikke i denne garanti.

Kontakt den forhandler, produktet blev købt hos, eller en autoriseret OMRON-forhandler, hvis der er brug for garantiservice. Adressen findes på produktets emballage/i produktdokumenterne eller hos specialforhandleren. Kontakt os for at få oplysninger, hvis du har svært ved at finde OMRON-kundeservice.
www.omron-healthcare.com

Reparation eller udskiftning i henhold til garantien medfører ikke forlængelse eller fornyelse af garantiperioden. Der ydes kun garanti, hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt original faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af forhandleren.

11. Vejledning og producentdeklaration
<div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div>

- Dette blodtryksapparat er udviklet i overensstemmelse med Europæisk Standard EN1060 omhandlende non-invasive blodtryksmålere del 1: Generelle krav og del 3: Supplerende krav til elektromekaniske blodtryksmålesystemer.
- OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erklærer hermed, at radioudstyrstype HEM-6232T-E er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU
- EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan ses på følgende internetadresse: [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)
- Dette OMRON-produkt er fremstillet efter det strenge kvalitetssystem hos OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan. Kernekomponenten i OMRON-blodtryksapparater, som er tryksensoren, er fremstillet i Japan.

Symbolbeskrivelse	
	Anvendt del - type BF <p>Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød (lækstrøm)</p>
IP XX	Indtrængningsbeskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
	CE-mærkning
	UKCA-mærkning
	Serie nr.
	Unik enhedsidentifikator
	Medicinsk udstyr
	Temperaturbegrænsning
	Fugtighedsbegrænsning
	Begrænsning for atmosfærisk tryk
	Til angivelse af generelt foragede, potentielt farlige niveauer af ikke-ioniserende stråling eller til angivelse af udstyr eller systemer, f.eks. inden for det medicinske-elektriske område, der omfatter radiofrekvenstransmittere eller som tilsigtet anvender radiofrekvent, elektromagnetisk energi til diagnose eller behandling.
	Læs brugervejledningen.
	Følg brugervejledningen omhyggeligt af hensyn til din sikkerhed
 13,5-21,5cm	Angiver apparatets korrekte placering på håndledet <p>Målbar håndledsomkreds</p>
	Angiver datoen for produktionen af det medicinske udstyr
	Batteri
	Direkte strøm

**Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)**

HEM-6232T-E produceret af OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. opfylder standard EN60901-1-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Du finder yderligere dokumentation i overensstemmelse med denne EMC-standard på [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com). Se EMC-oplysningerne for HEM-6232T-E på hjemmesiden.

<b>Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)</b>
<p>Dette mærke på produktet eller dets dokumentation angiver, at det ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det er udtjent.</p> <p>For at forebygge skader på miljøet eller den menneskelige sundhed forårsaget af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet adskilles fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materialeresourcer.</p> 
<p>Hjemmebrugere skal enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt, eller kommunen vedrørende oplysninger om, hvortil og hvordan de kan returnere dette produkt til miljømæssig sikker genbrug.</p> <p>Erhvervsbrugere skal kontakte leverandøren og gennemløse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet kommercielt affald ved bortskaffelse.</p>

Apple, Apple-logoet, iPad og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og anvendes under licens.
Android, Google Play og Gogle Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

<b>Producent</b>	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
<b>EU-repræsentant</b>	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
<b>Importør i EU</b>	
<b>Produktionsanlæg</b>	<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
<b>Datterselskaber</b>	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Importer i Storbritannien og ansvarlig person for Storbritannien Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>  <b>OMRON MEDIZINTECHNIK H</b>