

Tensiometru automat pentru braț  
**M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK)**  
**X4 Smart (HEM-7155T-ESL)**

**Citiți manualul de instrucțiuni **1** și **2** înainte de utilizare.**

**RO****Simboluri**

## 1. Introducere

Vă mulțumim că ați cumpărat tensiometrul automat pentru braț OMRON. Acest tensiometru utilizează metoda oscilometrică de măsurare a tensiunii arteriale. Adică, acest monitor detectează circulația sângelui prin artera brahială și convertește mișcările într-o citire digitală.

### 1.1 Instrucțiuni de siguranță

Acest manual de instrucțiuni vă oferă informații importante despre tensiometrul automat pentru braț OMRON. Pentru a asigura utilizarea sigură și adecvată a acestui tensiometru, CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare. **Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni sau aveți întrebări, contactați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON înainte de a încerca să utilizați acest tensiometru. Pentru informații detaliate privind tensiunea dumneavoastră arterială, consultați medicul.**

### 1.2 Utilizarea corespunzătoare

Acest aparat este un monitor digital recomandat pentru măsurarea tensiunii arteriale și a pulsului la pacienții adulți. Dispozitivul detectează bătăile neregulate ale inimii în timpul măsurării și indică acest lucru printr-un simbol cu rezultatele măsurătorii. Aparatul este destinat în principiu utilizării generale la domiciliu.

### 1.3 Primirea și verificarea

Scoateți tensiometrul din ambalaj și verificați dacă prezintă deteriorări. NU UTILIZAȚI tensiometrul dacă acesta este deteriorat și contactați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.

## 2. Informații importante referitoare la siguranță

Înainte de a utiliza acest tensiometru, citiți informațiile importante privind siguranța din acest manual de instrucțiuni. Din motive de siguranță, respectați cu strictețe specificațiile din acest manual cu instrucțiuni.

Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Pentru informații detaliate privind tensiunea dumneavoastră arterială, CONSULTAȚI MEDICUL.

### ⚠ 2.1 Avertisment

**Indică o situație cu potențial periculos care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare decesul sau rănirea gravă.**

- NU UTILIZAȚI aparatul pe bebeluși, nou născuți, copii sau persoane care nu își pot exprima intențiile.
  - NU ajustați medicația în funcție de rezultatele măsurătorilor realizate cu acest tensiometru. Luați medicamentele în modul prescris de medic. NUMAI un medic este calificat să diagnosticheze și să trateze hipertensiunea arterială.
  - NU utilizați aparatul pe un braț rănit sau un braț supus unui tratament medical.
  - NU înfășurați manșonul pe braț în timpul administrării intravenoase a unor substanțe sau în timpul unei transfuzii sanguine.
  - NU utilizați acest tensiometru în zone care conțin echipament chirurgical de înaltă frecvență (HF), echipament de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN), computer tomograf (CT). Acest lucru poate determina funcționarea incorectă a tensiometrului și/sau prezentarea de date eronate.
  - NU utilizați acest tensiometru în medii bogate în oxigen sau în apropierea gazului inflamabil.
  - Consultați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest tensiometru dacă aveți aritmii comune, de exemplu extrasistole atriale sau ventriculare sau fibrilații atriale, scleroză arterială, insuficiență circulatorie, diabet, sarcină, pre-eclampsie, boală renală. **ȚINEȚI CONT** de faptul că oricare dintre aceste afecțiuni pe lângă faptul că PACIENTUL se mișcă, tremură, are frisoane, poate afecta valorile măsurate.
  - NICIODATĂ nu vă diagnosticați sau tratați pe baza rezultatelor măsurate. Contactați ÎNTOTDEAUNA medicul.
  - Pentru a evita strangularea, nu țineți tubul de aer și cablul adaptorului de c.a. la îndemâna bebelușilor, a nou-născuților și a copiilor.
  - Acest produs conține piese de mici dimensiuni care, dacă sunt înghițite de bebeluși, nou-născuți sau copii, pot cauza sufocarea.
- Transmiterea datelor**
- Acest produs emite frecvențe radio (RF) în banda de 2,4 GHz. NU UTILIZAȚI acest produs în locații unde RF este restricționată, cum ar fi în aeronave sau în instituții spitalicești. Opriiți funcția **Bluetooth®** de pe acest tensiometru, scoateți bateriile și/sau deconectați adaptorul de c.a. în zonele cu restricții RF.

## Manipularea și utilizarea adaptorului de c.a. (accesoriu opțional)

- NU folosiți adaptorul de c.a. dacă tensiometrul sau cablul adaptorului de c.a. este deteriorat. Dacă tensiometrul sau cablul este deteriorat, întrerupeți alimentarea cu energie și deconectați imediat adaptorul de c.a.
- Conectați adaptorul de c.a. la priză de alimentare cu tensiune corespunzătoare. A NU se utiliza într-o priză multiplă.
- La conectarea și deconectarea la / de la priză, nu atingeți NICIODATĂ adaptorul de c.a. cu mâinile ude.
- NU demontați și NU încercați să reparați adaptorul de c.a.

## Manipularea și utilizarea bateriilor

- Nu lăsați bateriile la îndemâna bebelușilor, nou-născuților și copiilor.



### 2.2 Atenție

**Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare rănirea ușoară a utilizatorului sau deteriorarea echipamentului sau a altor bunuri materiale.**

- Încetați utilizarea tensiometrului și contactați medicul dacă prezentați iritații ale pielii sau disconfort.
- Consultați medicul înainte de a utiliza acest tensiometru pe un braț unde este prezent un dispozitiv de acces sau terapie intravasculară) sau un șunt arterio-venos (A-V) din cauza interferenței temporare cu fluxul sanguin care ar putea duce la răni.
- Dacă ați suferit o operație de mastectomie, consultați medicul înainte de a utiliza tensiometrul.
- Consultați medicul înainte de a utiliza acest tensiometru dacă aveți probleme grave de circulație sanguină sau boli de sânge deoarece umflarea manșonului poate provoca vânătași.
- NU EFECTUAȚI măsurători mai des decât este necesar deoarece pot apărea vânătași datorate interferenței cu fluxul sanguin.
- Umflați manșonul DOAR când acesta este aplicat pe braț.
- Scoateți manșonul de pe braț dacă acesta nu începe să se dezumfle în timpul măsurării.
- NU FOLOSIȚI acest tensiometru în alt scop decât măsurarea tensiunii arteriale.
- În timpul efectuării măsurătorilor, asigurați-vă că nu se află niciun dispozitiv mobil sau orice alt dispozitiv electric care emite câmpuri electromagnetice pe o rază de 30 cm în jurul acestui tensiometru. Acest lucru poate determina funcționarea incorectă a tensiometrului și/sau prezentarea de date eronate.

- NU DEMONTAȚI și nu încercați să reparați acest tensiometru sau alte componente. În caz contrar, rezultatele pot fi eronate.
- NU UTILIZAȚI tensiometrul într-o locație unde există umiditate sau risc de stropire cu apă. Acest lucru poate deteriora acest tensiometru.
- NU utilizați aceste tensiometru într-un vehicul în mișcare, de exemplu în mașină sau avion.
- Nu scăpați pe jos și nu supuneți tensiometrul la șocuri sau la vibrații puternice.
- NU utilizați acest tensiometru în locuri cu umiditate ridicată sau scăzută sau cu temperaturi ridicate sau scăzute. Consultați secțiunea 6.
- În timpul măsurării, observați brațul pentru a vă asigura că tensiometrul nu afectează un timp îndelungat circulația sângelui.
- NU UTILIZAȚI acest tensiometru în medii cu utilizare frecventă, cum ar fi clinicile medicale sau cabinetele medicale.
- NU UTILIZAȚI acest tensiometru în același timp cu un alt echipament medical electric (ME). Acest lucru poate determina funcționarea incorectă și/sau prezentarea de date eronate.
- Cu cel puțin 30 de minute înainte de măsurarea tensiunii arteriale, nu faceți baie, nu consumați alcool sau cafeină, nu fumați, nu faceți efort fizic și nu mâncați.
- Odihniți-vă cel puțin 5 minute, înainte de a face o măsurare.
- Îndepărtați îmbrăcămintea strânsă sau groasă de pe braț în timp ce efectuați măsurarea.
- Stați liniștit și NU vorbiți în timp ce se efectuează o măsurare.
- Utilizați tensiometrul NUMAI pe persoane ale căror circumferințe ale brațului sunt în limitele specificate ale manșonului.
- Asigurați-vă că acest tensiometru a fost acclimatizat la temperatura camerei înainte de a efectua o măsurare. Efectuarea unei măsurări după o modificare extremă a temperaturii ar putea duce la o valoare inexactă. OMRON recomandă utilizatorului să aștepte timp de aproximativ 2 ore pentru ca tensiometrul să se încălzească sau să se răcească atunci când tensiometrul este utilizat într-un mediu aflat la o temperatură care respectă condițiile de funcționare după ce este depozitat fie la temperatura maximă, fie la temperatura minimă de depozitare. Pentru informații suplimentare privind temperatura de funcționare și de depozitare/transport, consultați secțiunea 6.
- NU UTILIZAȚI acest tensiometru după expirarea perioadei de valabilitate. Consultați secțiunea 6.
- NU îndoiți excesiv manșonul pentru braț și tubul de aer.
- NU îndoiți și nu răsușiți tubul de aer în timp ce efectuați o măsurare. Acest lucru poate provoca leziuni prin intreruperea fluxului sanguin.

- Pentru a deconecta conectorul de aer, trageți de conectorul de aer din plastic de la baza tubului, nu de tub.
- Utilizați NUMAI adaptorul de c.a., manșonul, bateriile și accesoriile specificate pentru acest tensiometru. Utilizarea unui adaptor de c.a., a unui manșon și a unor baterii nerecomandate poate determina deteriorarea tensiometrului și/sau poate fi periculoasă pentru acesta.
- La acest tensiometru, folosiți DOAR manșonul pentru braț aprobat. Folosirea altor manșoane pentru braț ar putea avea drept efect obținerea de valori incorecte.
- Umflarea la o presiune mai mare decât cea necesară ar putea cauza echimoze la nivelul brațului, în locul aplicării manșetei. NOTĂ: consultați „Dacă tensiunea dumneavoastră sistolică este mai mare de 210 mmHg” din secțiunea 13 a manualului de instrucțiuni (2) pentru informații suplimentare.
- Citiți și respectați „Aruncarea corectă la deșeurile a acestui produs” din secțiunea 7, atunci când eliminați aparatul și orice accesorii sau componente opționale uzate.

### Transmiterea datelor

- NU înlocuiți bateriile și nu deconectați adaptorul de c.a. în timp ce valorile măsurate sunt transferate pe dispozitivul dumneavoastră inteligent. Acest lucru poate duce la funcționarea incorectă a acestui tensiometru și la neefectuarea transferului datelor privind tensiunea arterială.

### Manipularea și utilizarea adaptorului de c.a. (accesoriu opțional)

- Introduceți adaptorul de c.a. în priză până la capăt.
- Când deconectați adaptorul de c.a. de la priză, trageți cu grijă de adaptorul de c.a. NU trageți de cablul adaptorului de c.a.
- Când manipulați cablul adaptorului de c.a.:  
Nu îl deteriorați. / Nu îl distrugeți. / Nu îl modificați.  
Nu îl tăiați. / Nu îl îndoiți și nu îl trageți excesiv. / Nu îl răsuciți.  
Nu îl utilizați dacă este adunat într-un mănunchi.  
Nu îl așezați sub obiecte grele.
- Ștergeți praful de pe adaptorul de c.a.
- Deconectați adaptorul de c.a. dacă nu îl utilizați.
- Deconectați adaptorul de c.a. înainte de a curăța tensiometrul.

### Manipularea și utilizarea bateriilor

- NU INTRODUCEȚI bateriile cu polaritățile inversate.
- Cu acest tensiometru, folosiți NUMAI 4 baterii alcaline sau cu mangan „AA”. NU FOLOSIȚI alte tipuri de baterii. NU FOLOSIȚI concomitent baterii noi și vechi. NU FOLOSIȚI concomitent diferite mărci de baterii.

- Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza tensiometrul o perioadă lungă de timp.
- Dacă electrolitul bateriilor intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă curată. Consultați medicul imediat.
- Dacă electrolitul bateriilor intră în contact cu pielea, clătiți imediat cu multă apă curată, caldă. Dacă iritația, leziunea sau durerea persistă, consultați medicul.
- NU UTILIZAȚI bateriile după data de expirare.
- Verificați periodic bateriile pentru a vă asigura că acestea sunt în stare bună de funcționare.

## 2.3 Măsurile generale de precauție

- Pentru a opri o măsurătoare, apăsați butonul [START/STOP] în timpul efectuării unei măsurători.
- Când efectuați o măsurătoare pe brațul drept, tubul de aer ar trebui să fie la nivelul cotului. Fiți atenți să nu vă odihniți mâna pe tubul de aer.



- Tensiunea arterială a brațului drept poate fi diferită de cea a brațului stâng, lucru care poate determina înregistrarea unei valori de măsurare diferite. Efectuați întotdeauna măsurătorile pe același braț. Dacă valorile dintre cele două brațe diferă foarte mult, întrebați medicul ce braț să folosiți pentru măsurare.
- Atunci când folosiți un adaptor de c.a. opțional, aveți grijă să nu așezați tensiometrul într-un loc în care conectarea și deconectarea adaptorului de c.a. este dificil de realizat.

### Manipularea și utilizarea bateriilor





- Eliminarea bateriilor uzate trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale.
- Este posibil ca bateriile furnizate să aibă o durată de viață mai scurtă decât bateriile noi.










Nu uitați să vă notați valorile tensiunii arteriale și pulsului pentru a le arăta medicului. O singură măsurătoare nu oferă o indicație corectă a tensiunii arteriale.

Utilizați jurnalul de tensiune arterială pentru a nota mai multe valori măsurate într-o anumită perioadă de timp. Pentru a descărca fișierele PDF din jurnal, vizitați [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com).

### 3. Mesaje de eroare și depanarea

Dacă apare oricare dintre problemele indicate mai jos în timpul efectuării măsurătorii, asigurați-vă că nu există dispozitive electrice pe o rază de 30 cm. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.

Afișaj/Problemă	Cauză posibilă	Soluție		
E1 apare sau mașonul nu se umflă.	Butonul [START/STOP] a fost apăsat în timp ce mașonul nu este amplasat pe braț.	Apăsați butonul [START/STOP] din nou pentru a dezactiva tensiometrul. După ce ați introdus bine conectorul de aer și după ce ați amplasat mașonul corect, apăsați butonul [START/STOP].		
	Conectorul de aer nu este introdus complet în tensiometru.	Introduceți ferm conectorul de aer.		
	Mașonul pentru braț nu este amplasat corect.	Amplasați corect mașonul pentru braț, apoi efectuați o altă măsurare. Consultați secțiunea 7 din manualul de instrucțiuni (2).		
	Aerul iese din mașonul pentru braț.	Înlocuiți mașonul pentru braț cu unul nou. Consultați secțiunea 14 din manualul de instrucțiuni (2).		
E2 apare sau măsurătoarea nu poate fi finalizată după ce se umflă mașonul.	Vă mișcați sau vorbiți în timpul unei măsurări și mașonul nu se umflă suficient.	Rămâneți nemișcat și nu vorbiți în timpul măsurătorii. Dacă „E2” apare în mod repetat, umflați manual mașonul până când tensiunea sistolică ajunge la 30 până la 40 mmHg peste rezultatul ultimelor dumneavoastră măsurători. Consultați secțiunea 13 din manualul de instrucțiuni (2).		
	Datorită faptului că tensiunea sistolică este de peste 210 mmHg, nu poate fi efectuată o măsurătoare.			
E3 apare	Mașonul pentru braț este umflat excesiv, depășind presiunea maximă permisă.	Nu atingeți mașonul și/sau nu îndoțiți tubul de aer în timp ce efectuați o măsurare. Dacă umflați mașonul manual, consultați secțiunea 13 din manualul de instrucțiuni (2).		
E4 apare	Vă mișcați sau vorbiți în timpul unei măsurări. Vibrațiile perturbă o măsurare.	Rămâneți nemișcat și nu vorbiți în timpul măsurătorii.		
E5 apare	Frecvența pulsului nu este detectată corect.	Amplasați corect mașonul pentru braț, apoi efectuați o altă măsurare. Consultați secțiunea 7 din manualul de instrucțiuni (2). Rămâneți nemișcat și stați așezat corect în timpul măsurătorii.		
		Dacă simbolul „    apare		
		 nu clipește în timpul măsurării.		

Afișaj/Problemă	Cauză posibilă	Soluție
 apare	Tensiometrul s-a defectat.	Apăsați butonul [START/STOP] din nou. Dacă „Er” apare în continuare, contactați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.
  apare	Tensiometrul nu se poate conecta la un dispozitiv inteligent sau nu poate transmite date în mod corect.	Urmați instrucțiunile indicate în aplicația „OMRON connect”. Dacă, după ce ați verificat aplicația, simbolul „Err” încă apare, contactați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.
 se aprinde intermitent	Tensiometrul așteaptă asocierea cu dispozitivul inteligent.	Consultați secțiunea 5 a manualului de instrucțiuni <sup>(2)</sup> pentru a asocia tensiometrul cu dispozitivul dumneavoastră inteligent, sau apăsați butonul [START/STOP] pentru a anula asocierea și opriți tensiometrul.
 se aprinde intermitent	Tensiometrul este pregătit pentru a transfera valorile înregistrate la dispozitivul dumneavoastră inteligent.	Deschideți aplicația „OMRON connect” pentru a transfera valorile înregistrate.
 se aprinde intermitent	Mai mult de 48 valori măsurate nu sunt transferate. Data și ora sunt nu sunt setate.	Asociați sau transferați valorile măsurate de dumneavoastră în aplicația „OMRON connect”, astfel încât să le puteți păstra în memoria aplicației, iar acest simbol de eroare dispare.
 apare	Există 60 de valori înregistrate în memorie care trebuie transferate	
 se aprinde intermitent	Bateriile au un nivel scăzut.	Se recomandă să înlocuiți toate cele 4 baterii cu unele noi. Consultați secțiunea 4 din manualul de instrucțiuni <sup>(2)</sup> .
 apare sau tensiometrul este oprit în mod neașteptat în timpul unei măsurări	Bateriile sunt descărcate.	Înlocuiți imediat toate cele 4 baterii cu unele noi. Consultați secțiunea 4 din manualul de instrucțiuni <sup>(2)</sup> .
Nu apare nimic pe afișajul tensiometrului.	Polaritățile bateriei nu sunt aliniate corespunzător.	Verificați instalarea bateriei pentru o amplasare corespunzătoare. Consultați secțiunea 4 din manualul de instrucțiuni <sup>(2)</sup> .
Valorile măsurate apar prea sus sau prea jos.	Tensiunea arterială variază în mod constant. Mulți factori, inclusiv stresul, ora și/sau modul în care aplicați manșonul pentru braț pot afecta tensiunea dumneavoastră arterială. Consultați secțiunea 2 din manualul de instrucțiuni <sup>(2)</sup> .	

Afișaj/Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Apare orice altă problemă de comunicare.	Urmați instrucțiunile afișate pe dispozitivul inteligent sau vizitați secțiunea „Help” (Ajutor) din aplicația „OMRON connect” pentru ajutor suplimentar. Dacă problema persistă, contactați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.	
Apare o altă problemă.	Apăsați butonul [START/STOP] pentru a opri tensiometrul, apoi apăsați din nou pentru a efectua o măsurătoare. Dacă problema persistă, scoateți toate bateriile și așteptați 30 de secunde. Apoi reinstalați bateriile. Dacă problema persistă, contactați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.	

#### 4. Garanție limitată

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs OMRON. Acest produs este realizat din materiale de înaltă calitate și s-a acordat o atenție deosebită producerii acestuia. Este conceput pentru a vă oferi satisfacție deplină, cu condiția să-l utilizați în mod corect și să-l întrețineți în modul descris în manualul de instrucțiuni.

Acest produs este garantat de OMRON pentru o perioadă de 5 ani de la data cumpărării. OMRON garantează realizarea corespunzătoare, calitatea manoperei și a materialelor acestui produs. În perioada de garanție OMRON va repara sau înlocui produsul defect ori piesele defecte fără costuri suplimentare pentru manoperă sau piese.

Garanția nu acoperă niciunul dintre punctele următoare:

- A. Costurile și riscurile cu transportul.
- B. Costurile cu reparațiile și/sau defecțiunile rezultate ca urmare a reparațiilor efectuate de persoane neautorizate.
- C. Verificările periodice și întreținerea.
- D. Defecțiunea sau uzura pieselor opționale sau a altor accesorii decât aparatul în sine, exceptând cazul unor garanții explicite oferite mai sus.
- E. Costurile determinate de neacceptarea unei clauze (acestea vor fi percepute).
- F. Daunele de orice fel, inclusiv vătămările corporale, cauzate accidental sau ca urmare a utilizării incorecte.
- G. Serviciul de calibrare nu este inclus în garanție.
- H. Piesele opționale beneficiază de o garanție de un (1) an din momentul cumpărării. Printre piesele opționale se numără, fără a se limita însă la acestea: manșonul și tubul manșonului.

În cazul în care este necesar un serviciu inclus în garanție, contactați reprezentantul de la care ați cumpărat produsul sau un distribuitor OMRON autorizat. Pentru a găsi adresa, consultați ambalajul produsului/documentația furnizată sau contactați vânzătorul. Dacă întâmpinați dificultăți în a găsi serviciile clienți OMRON, vă rugăm să ne contactați, pentru a obține informații suplimentare:

[www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)

Reparațiile sau schimburile realizate în baza garanției nu duc la extinderea sau reînnoirea perioadei de garanție.

Garanția va fi oferită numai în cazul returnării produsului complet, împreună cu factura originală/bonul de casă emis clientului de către vânzător.

## 5. Întreținere

### 5.1 Întreținerea

Pentru a proteja tensiometrul împotriva deteriorării, respectați următoarele indicații:

Modificările neautorizate de către producător vor duce la anularea garanției.

#### **Atenție**

NU DEMONTAȚI și nu încercați să reparați acest tensiometru sau alte componente. În caz contrar, rezultatele pot fi eronate.

### 5.2 Depozitarea

• Păstrați tensiometrul în husa de protecție atunci când nu îl folosiți.

1. Îndepărtați manșonul de la tensiometru.

#### **Atenție**

Pentru a deconecta conectorul de aer, trageți de conectorul de aer din plastic de la baza tubului, nu de tub.

2. Pliati ușor tubul de aer în manșonul pentru braț. Notă: Nu îndoiți sau pliați prea mult tubul de aer.

3. Așezați tensiometrul și celelalte componente în husa de protecție.

• Depozitați tensiometrul și celelalte componente într-un loc curat și sigur.

• Nu depozitați tensiometrul și celelalte componente:

- Dacă tensiometrul și celelalte componente sunt ude.

- În locații expuse la condiții extreme de temperatură, umiditate, radiații solare directe, praf sau vapori corozivi, de exemplu provenind de la soluțiile de albire.

- În locații expuse la vibrații sau șocuri.

### 5.3 Curățarea

• Nu utilizați substanțe de curățare abrazive sau volatile.

• Utilizați o cârpă moale uscată sau o cârpă moale umezită cu detergent neagresiv (neutru), pentru a curăța tensiometrul și manșonul pentru braț, apoi ștergeți-le cu o cârpă uscată.

• Nu spălați și nu scufundați tensiometrul și manșonul pentru braț sau celelalte componente în apă.

• Nu folosiți benzină, diluanți sau solvenți similari pentru a curăța tensiometrul și manșonul pentru braț sau celelalte componente.

### 5.4 Calibrare și service

• Precizia acestui tensiometru a fost testată cu atenție, acesta fiind conceput pentru o durată de viață îndelungată.

• În general, se recomandă verificarea aparatului la fiecare doi ani pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și precizia acestuia. Consultați distribuitorul autorizat OMRON sau Departamentul de servicii pentru clienți al firmei Omron la adresele indicate pe ambalaj sau în documentația livrată împreună cu aparatul.



## 6. Specificații

Descrierea produsului	Tensiometru automat pentru braț		
Categoria de produs	Tensiometru electronic		
Model (cod)	M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK) X4 Smart (HEM-7155T-ESL)	Afișajul	Afișaj LCD digital
Interval de presiune manșetă	0 - 299 mmHg	Intervalul de măsurare a pulsului	Între 40 și 180 bătăi / minut.
Intervalul de măsurare a tensiunii arteriale	SYS (Tensiune sistolică): între 60 și 260 mmHg / DIA (Tensiune diastolică): între 40 și 215 mmHg		
Precizie	Tensiune: $\pm 3$ mmHg / Puls: $\pm 5\%$ din valoarea afișată		
Umflare	Automată, cu pompa electrică	Dezumflare	Supapă automată de dezumflare
Metodă de măsurare	Metoda oscilometrică	Metodă de transmitere	<b>Bluetooth®</b> Low Energy
Comunicare fără fir	Gamă de frecvențe: 2,4 GHz (2.400 - 2.483,5 MHz) / Modulare: GFSK Putere iradiată efectivă: < 20 dBm		
Mod de funcționare	Funcționare continuă		
Clasificare IP	Tensiometru: IP20 / Adaptor de c.a. opțional: IP21 (HHP-CM01) sau IP22 (HHP-BFH01)		
Valoare nominală	c.c. 6 V 4,0 W	Piesă aplicată	Tip BF (manșon pentru braț)
Sursă de alimentare	4 baterii tip „AA” de 1,5 V sau adaptor de c.a. opțional (c.a. INTRARE 100 - 240 V 50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A)		
Durata de viață a acumulatorului	Aproximativ 1.000 de măsurători (utilizând baterii alcaline noi)		
Perioadă de valabilitate (durată de viață utilă)	Tensiometru: 5 ani / Manșon: 5 ani / Adaptor de c.a. opțional: 5 ani		
Condiții de lucru	Între +10 și +40 °C / între 15 și 90% RH (fără condensare) / între 800 și 1.060 hPa		
Condiții de depozitare/transport	Între -20 și +60 °C / între 10 și 90% RH (fără condensare)		
Cuprins	Tensiometru, manșon (HEM-FL31), 4 baterii tip „AA”, husă de protecție, manual de instrucțiuni (1) și (2), instrucțiuni de configurare		
Protecție împotriva electrocutării	Echipament ME cu alimentare internă (atunci când se folosesc doar bateriile) Echipament ME Clasa II (Adaptor opțional de c.a.)		
Greutate	Tensiometru: aproximativ 340 g (fără baterii) / Manșon: aproximativ 163 g		

Dimensiuni (valoare aproximativă)	Tensiometru: aproximativ 105 mm (l) × 85 mm (l) × 152 mm (L) Manșon: aproximativ 145 mm × 532 mm (tub de aer: 750 mm)
Memorie	Stochează până la 60 valori per utilizator

## Notă

- Aceste specificații sunt supuse modificării fără o notificare prealabilă.
- Acest tensiometru este testat clinic în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 81060-2:2014 și respectă standardele EN ISO 81060-2:2014 și EN ISO 81060-2:2019 + A1:2020. În studiul de validare clinică, K5 s-a utilizat pe 85 de subiecți, pentru determinarea tensiunii diastolice.
- Acest aparat a fost aprobat pentru utilizarea de către pacientele însărcinate și cele cu preeclampsie conform protocolului modificat al Societății Europene de Hipertensiune\*.
- Aparatul a fost validat pentru utilizare la pacienții cu diabet (Tip II)\*\*.
- Clasificarea IP reprezintă gradul de protecție asigurat prin carcasă în conformitate cu IEC 60529. Tensiometrul și adaptorul opțional de c.a. sunt protejate împotriva impactului cu corpurile străine solide cu diametrul de 12,5 mm și mai mari decât un deget. Adaptorul opțional de c.a. HHP-CM01 este protejat împotriva căderii verticale a picăturilor de apă care ar putea cauza probleme în timpul funcționării normale. Un adaptor opțional de c.a. HHP-BFH01 este protejat împotriva căderii oblice a picăturilor de apă care ar putea cauza probleme în timpul funcționării normale.

\* Topouchian J et al. Vascular Health and Risk Management 2018;14 189–197

\*\* Chahine M.N. et al. Medical Devices: Evidence and Research 2018;11 11–20

## Informații privind interferențele în comunicațiile fără fir

Acest produs funcționează într-o bandă ISM fără licență de 2,4 GHz. În cazul în care acest produs este utilizat în apropierea altor dispozitive fără fir, cum ar fi cuptorul cu microunde și rețeaua LAN fără fir, care funcționează pe aceeași bandă de frecvențe ca acest produs, există posibilitatea apariției de interferențe. Dacă se produc interferențe, opriți funcționarea celorlalte dispozitive sau mutați acest produs departe de alte dispozitive fără fir înainte de a încerca să îl utilizați.

## 7. Aruncarea corectă la deșeurile a acestui produs (Deșeurile de echipamente electrice și electronice)

Acest marcaj prezent pe produs sau pe documentația sa indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la gunoi împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei sale de viață.

Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, separați acest produs de alte tipuri de deșeurile și reciclați-l în mod responsabil pentru a promova refolosirea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie autoritățile locale, pentru detalii privind locul și modul în care pot recicla acest produs într-un mod sigur pentru mediu.

Utilizatorii din mediul de afaceri trebuie să-și contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeurile comerciale.



## 8. Informații importante privind compatibilitatea electromagnetică (CEM)

HEM-7155T-EBK și HEM-7155T-ESL sunt în conformitate cu EN60601-1-2:2015 privind compatibilitatea electromagnetică (CEM).

Documentația suplimentară în conformitate cu acest standard CEM este disponibilă pe








[www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)












Pentru informații CEM privind HEM-7155T-EBK și HEM-7155T-ESL, accesați site-ul web.






## 9. Ghidul și declarația producătorului


- Acest tensiometru este construit în conformitate cu standardul european EN1060, Sfigmomanometre neinvazive, Partea 1: Cerințe generale și Partea 3: Cerințe suplimentare pentru sistemele electromecanice de măsurare a tensiunii sanguine.
- Prin prezenta, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. declară că echipamentele radio de tip HEM-7155T-EBK și HEM-7155T-ESL sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)
- Acest produs OMRON este produs și testat conform sistemului strict de control al calității dezvoltat de OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonia. Componenta principală a tensiometrelor OMRON, respectiv senzorul de presiune, este fabricată în Japonia.
- Vă rugăm să raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care locuiți incidentele grave care au avut loc folosind cu aparatul.

## Descrierea simbolurilor

	Componentă aplicată - Tip BF, grad de protecție împotriva electrocutării (pierderilor de curent)
	Echipment din Clasa a II-a. Protecție împotriva electrocutării
IP XX	Grad de protecție împotriva factorilor externi conform IEC 60529
	Marcajul CE
	Marcaj UKCA
	Număr de serie
	Număr de LOT
	Identificator unic al dispozitivului
	Dispozitiv medical
	Limită de temperatură

	Limită de umiditate
	Limită de presiune atmosferică
	Indicație privind polaritatea conectorului
	Produs destinat exclusiv uzului în spații interioare
	Tehnologia înregistrată sub marca OMRON pentru măsurarea tensiunii arteriale
	Identificator pentru manșoanele compatibile cu acest dispozitiv
	Marcajul de pe manșon trebuie să fie poziționat deasupra arterei
	
QUALITY PASS 	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
	Circumferința brațului
	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul de instrucțiuni

	<b>Din motive de siguranță, este necesar ca utilizatorul să respecte cu strictețe specificațiile din manualul cu instrucțiuni.</b>
	<b>Curent continuu</b>
	<b>Curent alternativ</b>
	<b>Data fabricației</b>
	<b>Acțiune interzisă</b>

	<b>Pentru a indica nivelurile în general înalte și potențial periculoase de radiații neionizante sau pentru a indica echipamente sau sisteme, de exemplu, dispozitive electrice medicale, printre care se numără și dispozitivele emițătoare de radiofrecvență sau cele care utilizează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență în scopuri de diagnosticare sau tratament.</b>
--	---

Marca și siglele **Bluetooth**® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. se face pe baza unui contract de licență. Celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin respectivilor deținători. App Store și sigla App Store sunt mărci de serviciu ale Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.


Data publicării: 2022-06-16

IM1-HEM-7155T-E-RO-05-01/2022

Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor

M4 Intelli IT (HEM-7155T-EBK) X4 Smart (HEM-7155T-ESL)

All for Healthcare



Intellisense


IM2-HEM-7155T-E-E3-05-01/2022

Read instruction manual 1 and 2 before use.

- ET Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhendid 1 ja 2.
- LV Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju 1 un 2.
- LT Prieš naudodami, perskaitykite naudojimo instrukciją 1 ir 2.
- BG Преди употреба прочетете ръководството за употреба 1 и 2.
- SR Pre upotrebu pročitajte uputstvo za upotrebu 1 i 2.
- RO Citiți manualul de instrucțiuni 1 și 2 înainte de utilizare.
- NO Les bruksanvisningen 1 og 2 før bruk.

1 Package Contents

- ET Pakendi sisu
- LV Iepakojuma saturs
- LT Pakuotės turinys
- BG Съдържание на комплекта
- SR Sadržaj pakovanja
- RO Conținutul pachetului
- NO Innholdet i esken



2 Preparing for a Measurement

- ET Mõõtmiseks valmistumine
- LV Sagatavošanās mērīšanai
- LT Pasiruošimas matavimui
- BG Подготовка за измерване
- SR Priprema za merenje
- RO Pregătirea pentru măsurare
- NO Forberede til en måling

30 minutes before

- ET 30 minutit enne
- LV 30 minūtes pirms mērījumu veikšanas
- LT 30 minučių prieš
- BG 30 минути преди това
- SR 30 minuta pre merenja
- RO Cu 30 de minute înainte
- NO 30 minutter før




5 minutes before: Relax and rest.

- ET 5 minutit enne: lõõgastuge ja puhake.
- LV 5 minūtes pirms mērījumu veikšanas: atslābinieties un atpūties.
- LT 5 minutės prieš: atsipalaiduokite ir pailsėkite.
- BG 5 минути преди това: Отпуснете се и починете.
- SR 5 minuta pre merenja: opustite se i odmorite.
- RO Cu 5 minute înainte: relaxați-vă și odihniți-vă.
- NO 5 minutter før: Slapp av og hvil.



4 Installing Batteries

- ET Patareide paigaldamine
- LV Bateriju ievietošana
- LT Baterijų įdėjimas
- BG Postавяне на батериите
- SR Postavljanje baterija
- RO Instalarea bateriilor
- NO Sette inn batteriene




6 Setting Date and Time Manually

- ET Kuupäeva ja kellaja käsitsi seadistamine
- LV Datuma un laika manuāla iestatīšana
- LT Dato ir laiko nustatymas rankiniu būdu
- BG Ръчно настройване на датата и часа
- SR Ručno podešavanje datuma i vremena seadistamine
- RO Configurarea manuală a datei și orei
- NO Angi dato og klokkeslett manuelt

If your monitor is paired with your smart device, date and time is set automatically. When you need to set them manually, set year > month > day > hour > minute.

- ET Kui vererõhuaparaat on nutiseadmega paarisatud, seadistatakse kuupäev ja kellaaeg automaatselt. Kui peate need käsitsi seadistama, seadistage aasta > kuu > päev > tund > minut.
- LV Ja mēraparāts ir savienots pāri ar viedierīci, datums un laiks tiek iestatīts automātiski. Ja nepieciešams tos iestatīt manuāli, iestatiet gadu > mēnesi > stundu > minūti.
- LT Jeigu jūsų matuoklis yra susietas su išmaniuoju įrenginiu, data ir laikas nustatomi automatiškai. Kai reikia nustatyti rankomis, nustatykite metus > mėnesį > dieną > valandą > minutę.
- BG Ако вашият апарат е свързан с вашето смарт устройство, датата и часът се настройват автоматично. Ако трябва да ги настройвате ръчно, настройте година > месец > ден > час > минута.
- SR Ako je aparat uparen sa pametnim uređajem, datum i vreme se podešavaju automatski. Kada morate da ih podesite ručno, podesite godinu > mesec > dan > sat > minut.
- RO Dacă tensiometrul este asociat cu dispozitivul dumneavoastră inteligent, data și ora sunt setate automat. Când trebuie să le setați manual, setați year (anul) > month (luna) > day (ziua) > hour (ora) > minute (minutele).
- NO Hvis blodtryksmåleren er pareet med smartenheten din, angis dato og klokkeslett automatisk. Når du må stille dem inn manuelt, angir du år > måned > dag > time > minutt.




Back / Forward

- ET Tagasi / Edasi
- LV Atpakaļ / Uz priekšu
- LT Atgal / Pirmyn
- BG Назад / Напред
- SR Nazad / Napred
- RO Inapoi / Înainte
- NO Tilbake / fremover

5 Pairing Your Smart Device

- ET Nutiseadme paarisamine
- LV Viedierīču savienošana pāri
- LT Jūsų išmanojo įrenginio susiejimas
- BG Сдвояване на вашето смарт устройство
- SR Uparivanje pametnog uređaja
- RO Asocierea dispozitivului inteligent
- NO Pare smartenheten




The date and time will automatically be set when your monitor is paired with the app.

- ET Kuupäev ja kellaaeg seadistatakse automaatselt, kui vererõhuaparaadi rakendusega paarisate.
- LV Kad mēraparāts būs savienots pāri a lietotni, laiks un datums tiks automātiski iestatīti.
- LT Data ir laikas bus nustatyti automatiškai, kai matuoklis bus susietas su programėle.
- BG Датата и часът автоматично ще се настройт, когато апаратът се свърже с приложението.
- SR Datum i vreme se automatski podešavaju kada se aparat upari sa aplikacijom.
- RO Data și ora vor fi setate automat când tensiometrul este asociat cu aplicația.
- NO Dato og klokkeslett angis automatisk når blodtryksmåleren er pareet med appen.

7 Applying the Cuff on the Left Arm

- ET Manseti paigaldamine vasakule
- LV Aprocēs uzliksāna uz kreisās rokas
- LT Rankovės uždėjimas ant kairiosios rankos
- BG Postавяне на маншета на лявата ръка
- SR Postavljanje manžetne na levu ruku
- RO Amplasarea manșonului pe brațul stâng
- NO Påføring av mansjetten på venstre arm



A Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.

- ET Manseti voolikupoolne külg peab jääma küünarnukist 1 kuni 2 cm kõrgemale.
- LV Aprocēs apakšmalai jāatrodas 1–2 cm virs elkoņa.
- LT Rankovės su vamzdeliu pusė turi būti 1–2 cm aukščiau alkūnės vidinės pusės.
- BG Страната на въздухопровода на маншета трябва да е на 1–2 cm над вътрешната страна на лакътя.
- SR Strana manžetne sa cevčicom treba da bude 1–2 cm iznad unutrašnje strane lakta.
- RO Tubul manșonului ar trebui să se afle la 1 - 2 cm deasupra porțiunii interioare a cotului.
- NO Slangesiden av mansjetten skal være 1–2 cm over albueens innside.

B Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.

- ET Jätke õhuvoolik käsivarre siseküljele ja mähkige mansett piisavalt tihedalt, et see ei libiseks.
- LV Pārliecinieties, ka gaisa caurulite atrodas Jūsu rokas iekšpusē, un cieši aplieciet aproci, lai tā nekustās.
- LT Įsitinkinkite, kad oro tiekimo vamzdelis būtų jūsų rankos vidinėje pusėje ir tvirtai apvyniokite rankovę, kad ji negalėtų sukstis aplink.
- BG Уверете се, че въздухопроводът е от вътрешната страна на ръката ви и увийте маншета здраво, за да не може повече да се изплъзне настрана.
- SR Uverete se, da je cevčica za vazduh na unutrašnjoj strani ruke i čvrsto obmotajte manžetnu tako da više ne može da se okrece.
- RO Proverite da li je cevcița za vazduh na unutrașnoji strani ruke i  vrsto obmotajete manșetnu tako da vișe ne poate da se okrece.
- NO S rg for at luftslangen er p  innsiden av armen og p for mansjetten sikkert slik at den ikke leng-er kan skli rundt.


If taking measurements on the right arm, refer to:

- ET Kui m õdate paremal  lavareel, vt:
- LV Ja veicat m rīšanu uz labās rokas, l dzu, skatiet:
- LT Jeigu matuojate ant dešinės rankos, žr.:
- BG Ако правите измерванията на дясната ръка, вижте:
- SR Ako merenje obavljate na desnoj ruci, pogledajte:
- RO Dacă efectuați măsurătorile pe brațul drept, consultați:
- NO Hvis du skal ta m linger p  h yre arm, ser du:



8 Sitting Correctly

- ET  igesti istumine
- LV Pareizs s dus st voklis
- LT Tinkamas s dėjimas
- BG Седнете правилно
- SR Pravilno sedenje
- RO Poziția așezat corectă
- NO Sitte riktig



1 Sit comfortably with your back and arm supported.

- ET Istuge mugavalt, selg ja k sivars toetatud.
- LV  rti aps dieties, atbalstot muguru un roku.
- LT S d kite patogiai atr m  nugar  ir pasid j  rank .
- BG Седнете удобно така, че гърбът и ръката ви да имат опора.
- SR Sedite udobno tako da su vam leđa i ruka oslonjeni na neku površinu.
- RO Stați așezat într-o poziție confortabilă, cu spatele și cu brațul sprijinit.
- NO Sitt komfortabelt med ryggen og armen støttet.

2 Place the arm cuff at the same level as your heart.


- ET Paigutage mansett s udamega  hele k rgusele.
- LV Aproc ei jāatrodas Jūsu sirds l menī.
- LT Užd kite rankovę širdies lygyje.
- BG Поставете маншета за ръка на едно ниво със сърцето ви.
- SR Manžetnu za ruku postavite u visini srca.
- RO Amplașați manșonul la același nivel cu inima.
- NO Plasser armmansjetten p  niv  med hjertet.

3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

- ET Hoidke jalad maas, mitte ristatud, istuge liikumatult ja  rge r akige.
- LV Turiet p das uz grīdas, nesakrustojiet k jas, nekustieties un nerun jiet.
- LT P das pastatykite lygiai, kojų nesukryžiuokite, b kite ramūs ir nekalb kite.
- BG Задръжете стъпалата си на пода, не кръстосвайте крака, останете неподвижни и не говорете.
- SR Stopala treba da stoje ravno, noge ne treba da budu prekrštene, ostanite mirni i ne pričajte.
- RO Țineți tălpile drepte pe sol, picioarele neîncrucțate, nu vă mișcați și nu vorbiți.
- NO Hold fottene flatt mot bakken, bena ukrysset, hold deg i ro og ikke snakk.

9 Selecting User ID (1 or 2)

- ET Kasutajatunnuse valimine (1 v i 2)
- LV Izv lieties lietot ja ID (1 vai 2)
- LT Naudootojo ID (1 arba 2) pasirinkimas
- BG Избор на идентификатор на потребител (1 или 2)
- SR Biranje ID-a korisnika (1 ili 2)
- RO Selectarea ID-ului de utilizator (1 sau 2)
- NO Velg bruker-ID (1 eller 2)



Switching user ID enables you to save readings for 2 people.

- ET Kasutajatunnuse valimine v imaldab salvestada kahe inimese n idud.
- LV Lietot ju ID p rseljšana ļauj saglab t m rījumu rezult tus 2 cilv kiem.
- LT Naudootojo ID perjungimas suteikia galimyb  ișsaugoti 2 žmonių rodmenis.
- BG Превключване на друг идентификатор на потребител ви позволява да запазвате отчитания за 2 лица.
- SR Promena ID-a korisnika vam omogućava da sačuvate rezultate merenja za 2 osobe.
- RO Comutarea între ID-urile de utilizator vă permite să salvați valorile pentru 2 persoane.
- NO Ved   bytte bruker-ID kan du lagre m linger for to personer.

10 Taking a Measurement
<b>ET</b> Mõõtmine
<b>LV</b> Mērījuma veikšana
<b>LT</b> Matavimas
<b>BG</b> Измерване

<b>SR</b> Merenje	<b>RO</b> Efectuarea unei măsurători
<b>LV</b> Rādījumu pārbaude	<b>NO</b> Foreta en måling


### Taking a measurement in guest mode

- ET** Mõõtmise külalise režiimis
- LV** Mērīšana viesia režīmā
- LT** Matavimas svečio režimu
- BG** Извършване на измерване в режим за гост
- SR** Obavljanje merenja u režimu gosta
- RO** Efectuarea unei măsurători în modul Vizitator
- NO** Ta en måling i gjestemodus

### The guest mode can be used to take a single measurement for another user. No readings are stored in the memory.

- ET** Külalise režiimi saab kasutada, et mõõta üks kord teise kasutaja vererõhku. Ühtegi näitu ei salvestata mällu.
- LV** Lai veiktu atsevišķu cita lietotāja asinsspiediena mērīšanu, var izmantot viesia režimu. Nevienas rādītājs netiek saglabāts atmiņā.
- LT** Svečio režimas gali būti naudojamas vienkartiniam kito naudotojo matavimui atlikti. Atmintyje neišsaugomi jokie matavimų rezultatai.
- BG** Режимът за гост може да бъде използван за еднократно измерване на друг потребител. В паметта не се запаметяват измервания.
- SR** Režim gosta se može koristiti za jedno merenje za drugog korisnika. Očitavanja se ne čuvaju u memoriji.
- RO** Modul Vizitator poate fi utilizat pentru a efectua o singură măsurătoare pentru alt utilizator. Nu există valori stocate în memorie.
- NO** Gjæstemodus kan brukes til å foreta enkeltmålinger for en annen bruker. Ingen målinger er lagret i minnet.

11 Checking Readings
<b>ET</b> Näitude kontrollimine
<b>LV</b> Rādījumu pārbaude
<b>LT</b> Rodmenų patikrinimas
<b>BG</b> Проверка на отчитанията



- 1 Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg\* or above.**  
**ET** Ilmub, kui SYS on vähemalt 135 mmHg ja/või DIA on vähemalt 85 mmHg\*.  
**LV** Parādās, ja „SYS” ir 135 mmHg vai augstāks un/vai „DIA” ir 85 mmHg\* vai augstāks.  
**RO** Apare dacă „SYS” este de 135 mmHg sau mai mult și/sau „DIA” este de 85 mmHg\* sau mai mult.  
**NO** Viser hvis “SYS” er 135 mmHg eller høyere og/eller “DIA” er 85 mmHg\* eller høyere.

- 2 Appears when an irregular rhythm\*\* is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.**  
**ET** Ilmub, kui mõõtmisel tuvastatakse südamerežiimihäire\*\*. Kui see ilmub korduvalt, soovitab OMRON pöörduda arsti poole.  
**LV** Parādās, ja mērīšanas laikā tiek noteikts neregulārs ritms\*\*. Ja tas parādās atkārtoti, “OMRON” iesaka konsultēties ar ārstu.  
**LT** Rodoma, kai matuojant nustatomas nereguliarus ritmas\*\*. Jeigu rodoma pakartotinai, “OMRON” rekomenduoja pasikonsultuoti su gydytoju.  
**BG** Появява се, когато по време на измерване е открит неравномерен ритъм\*\*. Ако се появява многократно, OMRON препоръчва да се консултирате с вашия лекар.  
**SR** Prikazuje se kada se tokom merenja detektuje nepravilan ritam rada srca\*\*. Ako se ovaj prikaz stalno ponavlja, OMRON preporučuje da se obratite lekaru.  
**RO** Apare atunci când sunt detectate bătăi neregulate ale inimii\*\* în timpul măsurării. Dacă apare în mod repetat, OMRON vă recomandă să consultați medicul.  
**NO** Viser når det registreres en uregelmessig rytme\*\* under en måling. Hvis den vises gjentatte ganger, anbefaler OMRON at du rådfører deg med legen.

- 3 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.**  
**ET** Ilmub, kui liigutate mõõtmise ajal. Eemaldage mansett, oodake 2–3 minutit ja proovige uuesti.  
**LV** Parādās, ja mērīšanas laikā Jūs kustaties. Noņemiet aproci, uzgaidiet 2–3 minūtes un mēģiniet vēlreiz.  
**LT** Rodoma, kai matuojant jūs judate. Nuimkite žasto rankovę, palaukite 2–3 minutes ir bandykite vėl.  
**BG** Показва се, когато тялото ви се движи по време на измерване. Сваляте маншета за ръка, изчакайте 2-3 минути и опитайте отново.  
**SR** Prikazuje se kada vam se telo pomera tokom merenja. Uklonite manžetnu za ruku, sačekajte 2–3 minuta i pokušajte ponovo.  
**RO** Apare atunci când corpul dumneavoastră se mișcă în timpul măsurării. Scoateți manșonul, așteptați 2-3 minute și încercați din nou.  
**NO** Viser når kroppen beveger seg under en måling. Fjern armmansjetten, vent i 2–3 minutter og prøv på nytt.

<b>SR</b> Provera rezultata merenja	<b>RO</b> Verificarea valorilor înregistrate
<b>LV</b> Atmiņas funkcijas lietošana	<b>NO</b> Kontrollere målinger

- 4 Cuff is tight enough.**  
**ET** Mansett ei ole piisavalt tihedalt paigaldatud.  
**LV** Aprocie ir aplikta pietiekami cieši.  
**LT** Rankovė pakankamai užverta.  
**BG** Маншетът е достатъчно стегнат.  
**SR** Manžetna je dovoljno pritegnuta.  
**RO** Manșonul este suficient de strâns.  
**NO** Mansjetten er stram nok.


- 4 Apply cuff again MORE TIGHTLY.**  
**ET** Paigaldage mansett TIHEdamalt.  
**LV** Aplieciet aproci vēlreiz VĒL CIĒŠĀK.  
**LT** Dar kartą TVIRCIAU uždėkite rankovę.  
**BG** Поставете отново маншета ПО-СТЕГНАТО.  
**SR** Ponovo postavite manžetnu tako da bude ČVRŠĆE PRITEGNUTA.  
**RO** Amplasați manșonul din nou MAI STRĂNS.  
**NO** Påfør mansjetten på nytt STRAMMERE.

### \*\*An irregular heartbeath rhythm is defined as a rhythm that is 25% less or 25% more than the average rhythm detected during a measurement.

- ET** \*\*Ebakorrapäraseks südamelöökiude rütmiiks peetakse rütmi, mis on 25% väiksem või 25% suurem vererõhu mõõtmise ajal registreeritud keskmisest rütmist.
- LV** \*\*Par neregulāru sirdsdarbības ritmu uzskata ritmu, kas ir par 25% retāks vai 25% biežāks nekā vidējais mērīšanas laikā noteiktais ritms.
- LT** \*\*Neritmingas širdies plakimas – tai širdies plakimo ritmas, 25% mažesnis arba didesnis už ritmo vidurkį, nustatytą matuojant kraujospūdį.
- BG** \*\*Неравномерен сърдечен ритъм се дефинира като сърдечен ритъм, който е 25% по-малко или 25% повече от средната стойност за сърдечен ритъм, отчетен по време на измерване.
- SR** \*\*Nepравilan rad srca podrazumeva ritam rada srca koji se za 25% manje ili 25% više razlikuje od prosečnog ritma rada srca izmerenog za vreme merenja krvnog pritiska.
- RO** \*\*Bătăile neregulate sunt definite printr-un ritm al bătăilor inimii care este cu 25% mai mic sau cu 25% mai mare decât ritmul mediu detectat în timpul măsurării.
- NO** \*\*En uregelmessig hjerterytme er definert som en rytme som er 25 % lavere eller 25 % høyere enn den gjennomsnittlige rytmen som registreres under en måling.

**Error messages or other problems? Refer to:**

- E1** Veateade või muu probleem? Vt:
- E2** Klüüdu ziņojumi vai citas problēmas? Skatiet:
- E3** Klaidų pranešimai ar kitos problemas? Žr.:
- BG** Съобщения за грешка или други проблеми? Виджте:
- SR** Porukeo grešci ili drugi problemi? Pogledajte:
- RO** Mesaje de eroare sau alte probleme? consultați:
- NO** Feilmeldinger eller andre problemer? Se:

Instruction Manual  3.

12 Using Memory Functions	
<b>ET</b> Mälufunktsioonide kasutamine	<b>SR</b> Upotreba memorijskih funkcija
<b>LV</b> Atmiņas funkcijas lietošana	<b>RO</b> Utilizarea funcțiilor de memorie
<b>LT</b> Atminties funkcijų naudojimas	<b>NO</b> Bruke minnefunksjoner
<b>BG</b> Използване на функциите на паметта	

- Before using memory functions, select your user ID.**
- ET** Enne mälufunktsioonide kasutamist valige oma kasutatavtunnus.
  - LV** Pirms atmiņas funkciju izmantošanas izvēlēties savu lietotāja ID.
  - LT** Prieš naudodami įsiminimo funkcijas, pasirinkite savo naudotojo ID.
  - BG** Преди да използвате функциите на паметта, изберете вашия идентификатор на потребител.
  - SR** Pre upotrebu memorijskih funkcija, izaberite ID korisnika.
  - RO** Înainte de a utiliza funcțiile de memorie, selectați ID-ul de utilizator.
  - NO** For du bruker minnefunksjoner, må du velge din bruker-ID.

- 2 Readings Stored in Memory**  
**ET** Mällu salvestatud näidud  
**LV** Atmiņā saglabātie mērījumu rezultāti  
**LT** Atmintyje išsaugoti rodmenys  
**BG** Отчитания, запазени в паметта  
**SR** Rezultati merenja sačuvani u memoriji  
**RO** Rezultatele măsurătorilor stocate în memorie  
**NO** Målinger som er lagret i minnet

### Up to 60 readings are stored.

- ET** Mällu salvestatakse kuni 60 näitu.  
**LV** Tiek saglabāti līdz 60 mērījumu rezultātiem.
- LT** Išsaugoma ne daugiau kaip 60 rodmenų.
- BG** Запазени са до 60 отчитания.
- SR** Čuva se do 60 rezultata merenja.
- RO** Sunt stocate maxim 60 de valori înregistrate.
- NO** Opptil 60 målinger lagres.

### 12.2 Average of the Latest 2 or 3 Readings Taken within a 10 Minute Span

- ET** 10 minuti jooksul tehtud mõõtmiste viimase 2 või 3 näidu keskmine
- LV** Vidējais rezultāts, pamatojoties uz 2-3 pēdējiem mērījumiem, kas tika iegūti 10 minūšu laikā
- LT** Paskutinių 2 ar 3 rodmenų gautų per 10 minučių intervalą, vidurkis
- BG** Средна стойност на последните 2 или 3 отчитания, направени в рамките на 10 минути
- SR** Prosečna vrednost 2 ili 3 poslednja rezultata merenja obavljenih u periodu od 10 minuta
- RO** Media ultimelor 2 sau 3 valori înregistrate într-un interval de 10 minute
- NO** Gjennomsnitt av de siste to eller tre målingene tatt i løpet av 10 minutter

### 12.3 Deleting All Readings

- ET** Kõikide näitude kustutamine
- LV** Visu mērījumu rezultātu dzēšana
- LT** Visų rodmenų šalinimas
- BG** Изтриване на всички отчитания
- SR** Brisanje svih rezultata merenja
- RO** Ștergerea tuturor valorilor înregistrate
- NO** Slette alle målinger

13 Other Settings	
<b>ET</b> Muud seaded	<b>SR</b> Druga podešavanja
<b>LV</b> Citi iestatījumi	<b>RO</b> Alte setări
<b>LT</b> Kitos nuostatos	<b>NO</b> Andre innstillinger
<b>BG</b> Други настройки	

### 13.1 Disabling/Enabling Bluetooth

- ET** Bluetoothi välja/sisse lülitamine
- LV** Bluetooth atspējošana/iespējošana
- LT** „Bluetooth” išjungimas / įjungimas
- BG** Деактивиране/активиране на Bluetooth
- SR** Onemogućavanje/omogućavanje Bluetooth funkcije
- RO** Dezactivare/activare a conexiunii Bluetooth
- NO** Deaktivere/aktivere Bluetooth


### Bluetooth is enabled by default.

- ET** Bluetooth on vaikimisi sisse lülitatud.
- LV** Bluetooth funkcija ir iespējota pēc noklusējuma.
- LT** „Bluetooth” pagal numatymą yra įjungtas.
- BG** Bluetooth е активиран по подразбиране.
- SR** Bluetooth je podrazumevano omogućen.
- RO** Funcția Bluetooth este activată în mod implicit.
- NO** Bluetooth er aktivert som standard.

### 13.2 Restoring to the Default Settings

- ET** Vaikeseadete taastamine
- LV** Noklusējuma iestatījumu atjaunošana
- LT** Numatytųjų nuostatų atkūrimas
- BG** Възстановяване на фабричните стойности
- SR** Vraćanje na podrazumevana podešavanja
- RO** Restabilirea setărilor implicite
- NO** Gjenopprette til standardinnstillingene

14 Optional Medical Accessories	
<b>ET</b> Valikulisel meditsiinilised lisatarvikud	<b>SR</b> Medicinska oprema po izboru
<b>LV</b> Papildu medicīniskie piederumi	<b>RO</b> Accesorii medicale optionale
<b>LT</b> Pasirenkamieji medicininiai priedai	<b>NO</b> Valgfritt medisinsk tilbehør
<b>BG</b> Допълнителни медицински принадлежности	



- ET** Arge visake õhuvooliku pistikut ära. Valikulisel mansetiga võib õhuvooliku pistikut vaja minna.
- LV** Neizmetiet gaisa caurulites uzgali. Gaisa caurulites uzgali var izmantot papildu aproci.
- LT** Neišmeskite oro tiekimo vamzdelio kištuko.
- NO** Ikke kast luftpluggen. Luftpluggen kan være relevant for mansjetten (tilleggsstuyt).
- BG** Не изхвърляйте въздушната пробка. Въздушната пробка може да е приложима за допълнителния маншет.
- SR** Nemojte bacati utikač cevčice za vazduh. Utikač cevčice za vazduh može da bude primenljiv za opcionu manžetnu.
- RO** Nu aruncați conectorul de aer. Conectorul de aer poate fi compatibil cu manșonul opțional.
- NO** Ikke kast luftpluggen. Luftpluggen kan være relevant for mansjetten (tilleggsstuyt).

### https://www.omron-healthcare.com/

<b>Manufacturer</b> Тоотја Работател	<b>Gamintojas</b> Производител Производитель	<b>Producător</b> Producător Producător	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
<b>EU-representative</b>	<b>ESindaja Europa Liudus</b> Pārstāvis Eiropas Savienībā	<b>Predstavník u EU</b> Reprezentant pentru UE	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
<b>Importer in EU</b> Importatājs Eiropas Savienībā	<b>Importatorul ES</b> Uvoznik za ES	<b>Importator in UE</b> Importator în UE	
<b>Production facility</b> Tootmissettevõte Raztotne	<b>Gamybos įmonė</b> Производственная база Proizvodni pogon	<b>Unitate de producție</b> Produkcijsanleģģ	<b>OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.</b> No.28 VSP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
<b>Subsidiaries</b> Tutarettevõtjad Filiales Dukterines Bendrijosės Podružnice Subsidiare Dattearselskáp	<b>Importator in the United Kingdom and UK responsible person</b> Uhendkuningriiki impoortija ja vastutav isik UK-s <b>Importatōrijos un atbildīgā persona</b> Lielbritānijā <b>Importatōrijos Jungtintēje Karalistēje ir Ķatsakings asmuo</b> Beļģijas Federatīvās Republikas teritorijās un atbildīgā persona Luksemburgā <b>Uvoznik u Ujedinjenom Kraljevstvu</b> i odgovorna osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu <b>Importator in Regatul Unit și persoană responsabilă în Regatul Unit</b> <b>Importor og ansvarlig person i Storbritannia</b>		<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
			<b>OMRON MEDIZINTECHNIK</b> <b>HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors <b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors