




# „Walking style IV“

## Žingsniamačio naudojimo instrukcija

LT

# All for Healthcare

# NUSTATYTI (Žr. 8 psl.)



svar. ↔ kg  
pėd./col. ↔ cm  
myl. ↔ km



# ŠIANDIENOS REZULTATŲ REŽIMAS (Žr. 13 psl.)



Žingsniai



Astumai



Kalorijos



Aerobikos  
žingsniai



# VEIKIMO EKRANO REŽIMAS (Žr. 12 ir 14 psl.)



Spausti 2 s



Spausti 2 s



Sustabdyti  
Spausti 2 s

# ATMINTIS (Žr. 15 psl.)



Spausti



## TURINYS

Įvadas .....	4
Saugos pastabos .....	5
Susipažinkite su savo prietaisu.....	6
Suaktyvinimas ir pradinis nustatymas.....	8
Prietaiso tvirtinimas.....	10
Prietaiso naudojimas .....	11
Atminties funkcija .....	15
Visų nuostatų trynimasis .....	16
Baterijos naudojimo trukmė ir keitimas .....	17
Priežiūra ir laikymas.....	18
Gedimų šalinimas .....	19
Techniniai duomenys.....	20

## IVADAS

Gerb. kliente!

Dėkojame, kad įsigijote šį OMRON žingsniamatį. Naujasis „Walking style IV“ tiksliai apskaičiuos jūsų fizinį aktyvumą ir padės entuziastingai laikytis dietos arba motyvuos siekti kasdienių vaikščiojimo tikslų.

Šis žingsniamatis skaičiuoja žingsnius, kai nešiojatės jį rankinėje, kišenėje arba užsikabinatė ant kaklo. Galite pasirinkti, kaip jums patogiau. Naudokite jį kiekvieną dieną savo sveikatai stebėti.

### ■ „OMRON Walking style IV“ savybės

#### **Aerobikos žingsniai (greitas ėjimas)**

Aerobikos žingsniai – tai fiziniai pratimai, padedantys jums išlikti sveikiems. Aerobikos žingsniai skaičiuojami atskirai, kai einama greičiau nei 60 žingsnių per minutę ir taip žingsniuojama ilgiau nei 10 minučių. Jei po daugiau nei 10 minučių nepertraukiamo greito ėjimo sustosite pailsėti ne ilgiau nei 1 minutei, tai bus įskaityta kaip nepertraukiamo ėjimo dalis.

#### **Sudegintos kalorijos**


Išmatuojamas vaikščiojimo intensyvumas ir apskaičiuojamas sunaudotų kalorijų kiekis.

#### **Veikimo režimas**

Išsaugomos nurodyto laikotarpio arba seanso matavimo vertės\*. Šios matavimo vertės skiriasi nuo kiekvieną dieną saugomų matavimo verčių.

\* Suskaičiuoti žingsniai / atstumas / sunaudotos kalorijos / aerobikos žingsniai


#### **simbolis rodomas nuėjus 10 000 žingsnių**

 simbolis yra parodomas per dieną nuėjus 10 000 žingsnių (nebus rodoma veikimo režimo ekrane ir veikimo režimo atminties ekrane).

LT

## SAUGOS PASTABOS

Simboliai ir jų paaiškinimai yra pateikti toliau:

 **Įspėjimas:** Netinkamai naudodami galite susižeisti arba sugadinti turtą.


 **Įspėjimas:**

- Prieš pradėdami svorio metimo arba fizinių pratimų programą, kreipkitės į savo gydytoją arba sveikatos priežiūros specialistą.
- Įtaisą laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei treniruodamiesi pavargote ar pajutote skausmą, visada pailsėkite. Jei skausmas ar diskomfortas nepraeina, nedelsdami nutraukite treniruotę ir pasitarkite su gydytoju.
- Jei mažas vaikas prarytų mažą įtaiso detalę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Nesiūbuokite prietaiso paėmę už dirželio. Taip siūbuodami prietaisą, galite susižaloti.
- Nedėkite prietaiso į šortų ar kelnių užpakalinę kišenę. Galite jį sugadinti, jeigu atsisėsite, kai prietaisas bus kišenėje.
- Nedėkite baterijos netinkama polių kryptimi.
- Visuomet naudokite nurodytos rūšies baterijas.
- Išsekusią bateriją skubiai pakeiskite nauja.
- Bateriją išimkite iš prietaiso, jei neketinate prietaiso naudoti ilgesnį laiką (maždaug 3 mėnesius arba ilgiau).
- Prietaiso ir jo komponentų nemerkite į vandenį. Prietaisas yra neatsparus vandeniui.


LT

# SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRIETAISU

## ■ Pagrindinis prietaisas



## ■ Pagrindinio prietaiso galinė dalis



LT

## ■ Komponentai


A Pagrindinis preitaisas

B Dirželis

C Spaustukas

D Baterija\*

E Naudojimo instrukcija




\* Baterija jau įdėta į prietaisą.

## ■ Dirželio ir spaustuko surinkimas

1 Prie prietaiso prisekite dirželį.

2 Prie dirželio prisekite spaustuką.

3 Atidarykite ir uždarykite spaustuką.



**Pastaba:** Norėdami nuimti prietaisą, paspauskite spaustuką.

Dėl medžiagos ypatumų spaustukas gali sugadinti arba įdrėksti jūsų drabužius, jeigu jis neatsargiai prisegamas arba nuimamas.

LT

## SUAKTYVINIMAS IR PRADINIS NUSTATYMAS

Pirmą kartą naudodamiesi prietaisu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Spauskite bet kurį mygtuką 2 s.

Po šio rodinio ekrane mirksės parodymai „lb“ ir „kg“.



### A. Matavimo vienetų nustatymas:

**svoris, ūgis / žingsnio ilgis, atstumas.**

**(svar.↔kg, pėd./col.↔cm, myl.↔km)**

1 Svorio vieneto nustatymas.

(1) Paspauskite ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte norimą nuostatos vertę.

(2) Paspauskite ●, norėdami patvirtinti nuostatą.

2 Pakartokite (1)–(2) veiksmus ūgio / žingsnio ilgio vienetui nustatyti.

3 Pakartokite (1)–(2) veiksmus atstumo vienetui nustatyti.

Nuostatų intervalo duomenis žr. skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“, 20 psl.

### B. Svorio, ūgio, žingsnio ilgio ir laiko nustatymas.

1 Svorio nustatymas.

(1) Paspauskite ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte norimą nuostatos vertę.

- Paspauskite ▲ (▼), kad pereitumėte (sugrįžtumėte) pirmyn.

- Paspauskite ▲ (▼) ir palaikykite, kad greitai pereitumėte (sugrįžtumėte).

(2) Paspauskite ●, norėdami patvirtinti nustatymą.

2 Pakartokite (1)–(2) veiksmus ūgiui nustatyti.

3 Pakartokite (1)–(2) veiksmus žingsnio ilgiui nustatyti.


4 Pakartokite (1)–(2) veiksmus laikui nustatyti.

Taip baigsite nustatymą.



## Pastabos:

- Jeigu ilgiau kaip 5 minutes neatliekami nustatymai, ekranas persijungs į gamyklinį nustatymą.
- Pradinė ekrane mirksinti žingsnio ilgio vertė yra apskaičiuotas žingsnio ilgis pagal ūgio nustatymą. Nustatykite faktinį žingsnio ilgį pagal vaikščiojimo būdą ir savo fizinius duomenis.
- Norėdami nustatyti tikslų vidutinį žingsnio ilgį, bendrą dešimties žingsnių ilgį padalykite iš žingsnių skaičiaus (pvz., 7,2 m padalyta iš 10 žingsnių = 72 cm).



## ■ Nustatymų koregavimas

- 1 Vienu metu paspauskite ir palaikykite ▼ ir ▲. Rodmenys „lb“ arba „kg“ mirksės ekrane.



- 2 Procedūros informacija pateikiama sk. „SUAKTYVINIMAS IR PRADINIS NUSTATYMAS“, pradedant nuo A. Matavimo vienetų nustatymas, 8 psl.

## Pastabos:

- Laikydami šių nurodymų, neištrinsite net ir šios dienos atmintyje išsaugotų matavimo verčių.
- Jeigu ilgiau kaip 5 minutes neatliekami nustatymai, prietaisas persijungs į esamą žingsnių skaičiavimo režimą.

## PRIETAISO TVIRTINIMAS

Rekomenduojame prietaisą nešioti kišenėje, rankinėje arba pasikabinus ant kaklo.  
Kad prietaisas netyčia nenukristų ir būtų geriau matomas dedant drabužius skalbti, rekomenduojame naudoti dirželį ir pateiktą spaustuką.

### Kišenė

- 1 Prietaisą įsidėkite į priekinę viršutinę ar kelnių kišenę.
- 2 Dirželį prisekite prie kišenės krašto.

**Pastaba:** Nedėkite prietaiso į šortų ar kelnių užpakalinę kišenę.



### Rankinė

Prietaisą įsidėkite į rankinę.

#### Pastabos:

- Įsitikinkite, ar tvirtai laikote rankinę.
- Įsitikinkite, ar įtaisas gerai pritvirtintas prie rankinės.
- Dirželį prisekite prie rankinės krašto.



### Kaklas

Prie prietaiso prisekite virvutę, dirželį ar raktų pakabuką (galite įsigyti parduotuvėje) ir užsikabinkite įtaisą ant kaklo.

**Pastaba:** Dirželis prietaisui pasikabinti ant kaklo nėra pridėtas komplekte.



## PRIETAISO NAUDOJIMAS

### ■ Atvejai, kai prietaisas gali netiksliai skaičiuoti žingsnius

#### Netolygus judėjimas

- Kai prietaisas įdėtas į rankinę, kuri netolygiai juda.
- Kai prietaisas kabo prie juosmens arba rankinės.



#### Nepastovus ėjimo greitis

- Kai velkate kojas arba avite sandalus ir pan.
- Kai negalite eiti pastoviu greičiu ten, kur yra daug žmonių.

#### Pernelyg didelis vertikalus judėjimas arba vibracija

- Atsistojant ir (arba) atsisėdant.
- Užsiimant kitokiu sportu, ne vaikščiojimu.
- Lipant laiptais aukštyn arba žemyn, kylant ar leidžiantis nuo stačios įkalnės.
- Kai judančioje transporto priemonėje, pvz., dviračiuje, automobilyje, traukinyje arba autobuse, pasireiškia vertikalioji arba horizontalioji vibracija.



#### Kai einate labai lėtai

### ■ Pradėkite eiti

Po pasivaikščiojimo paspauskite ▲, kad galėtumėte peržiūrėti duomenis (žr. „Duomenų peržiūra iš esamo režimo“ skyrių, 13 psl.).

#### Pastabos:

- Kad nebūtų skaičiuojami nereikalingi žingsniai, prietaisas neskaičiuoja žingsnių pirmas 4 ėjimo sekundes. Jei vaikštote ilgiau nei 4 sekundes, rodomas pirmų 4 sekundžių žingsnių skaičius, paskui skaičiuojama toliau.
- Šis prietaisas vėl nusistato į režimą „0“ kiekvienos paros vidurnaktį (0:00).

## ■ Veikimo režimas

Veikimo režimu atskirai išsaugomos nurodyto vaikščiojimo laikotarpio arba seanso matavimo vertės.

**Pastaba:** Kai naudojate veikimo režimą, negalite tikrinti esamo ekrano funkcijų arba atminties funkcijos.

1 Dvi sekundes spauskite ●.

☐ sukasi, kai naudojamas veikimo režimas.



2 Pradėkite eiti.

Kiekvieną kartą paspaudus ▲, ekrane rodomas žingsnių skaičius, atstumas, sunaudotos kalorijos ir aerobikos (greiti) žingsniai.

3 Bet kuriame ekrane paspauskite ir dvi sekundes palaikykite ●, kad išeitumėte iš veikimo režimo.


Paspauskite ▼, kad matavimo rezultatus galėtumėte peržiūrėti išėję iš veikimo režimo (žr. „ATMINTIES FUNKCIJA“ skyrių 15 psl.).

### **Pastabos:**

- Atmintyje veikimo režimu galima išsaugoti tik vieną seansą.
- Jei nesustabdysite veikimo režimo per 24 valandas, įtaisas grįš į įprasto veikimo režimą.

## Duomenų peržiūra iš esamo režimo

Paspauskite ▲, kad pakeistumėte ekraną.



LT


### ■ Apie energiją tausojančią funkciją

Tausojant energiją ekranas išsijungs, jeigu ilgiau kaip 5 minutes nebus spaudžiami mygtukai. Vis dėlto įtaisas toliau skaičiuos jūsų žingsnius.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad vėl įjungtumėte ekraną.

## Rodinio peržiūra veikimo režimu

Paspauskite ▲, kad pakeistumėte ekraną.



LT

## ATMINTIES FUNKCIJA

Kiekvienos dienos matavimai (žingsniai, nueitas atstumas, sunaudotos kalorijos ir aerobikos žingsniai) yra automatiškai išsaugomi atmintyje ir kiekvieną vidurnaktį (0:00) vėl nustatomi į režimą „0“.

### ■ Duomenų peržiūrėjimas

- 1 Paspauskite ▲, kad galėtumėte pasirinkti norimo tipo ekraną.
- 2 Paspauskite ▼, kad galėtumėte peržiūrėti matavimų rezultatų istoriją.

Rodmenys ekrane keičiasi kiekvieną kartą paspaudus ▼, kaip parodyta toliau.

- Laikykite nuspaustą ▼, kad rodmenys ekrane automatiškai keistųsi, kol vėl pamatysite tuos pačius rodmenis.
- Paspauskite ●, kad sugrįžtumėte į esamą ekraną.



### Pastabos:

- Kai naudojate veikimo režimą, negalite naudoti atminties funkcijos (žr. „Veikimo režimas“ skyrių 12 psl.).
- Jeigu ilgiau kaip 1 minutę nespaužiami mygtukai, ekranas persijungia į esamą režimą.

## VISŲ NUOSTATŲ TRYNIMAS

Norėdami išvalyti visas nustatytas vertes ir apskaičiuotus rezultatus (ankstesnių skaičiavimų rezultatus), pradėkite naudoti pagrindinį įtaisą tokiu būdu.

- 1 Vienu metu paspauskite ir palaikykite ▼ ir ▲.  
Rodmenys „lb“ arba „kg“ mirksės ekrane.
- 2 Dar kartą vienu metu paspauskite ir palaikykite ▼ ir ▲.  
Ekrane parodžius „Clr“, mirksės parodymai „lb“ ir „kg“.




### Pastabos:

- Norėdami toliau naudotis įtaisu, nustatykite svorį, ūgį, žingsnio ilgį ir laiką iš naujo (žr. „SUAKTYVINIMAS IR PRADINIS NUSTATYMAS“, pradedant nuo A. Matavimo vieneto nustatymas 8 psl.).
- Jeigu ilgiau kaip 5 minutes neatliekami nustatymai, įtaisas persijungs į gamyklinį režimą.




## BATERIJOS NAUDOJIMO TRUKMĖ IR KEITIMAS

Jeigu mirksi arba ekrane rodomas simbolis , bateriją pakeiskite nauja (CR2032) baterija.

**Pastaba:** Pateiktas elementas yra skirtas prietaisui išbandyti. Šis elementas gali išsekti greičiau nei per 6 mėnesius.

### ■ Baterijos keitimas

- 1 Sukite įtaiso galinėje dalyje esantį mygtuką kairėn, atrakinkite ir traukdami rodyklės nurodyta kryptimi nuimkite baterijos skyriaus dangtelį.



- 2 Bateriją išimkite plona, tvirta lazdele, kuri lengvai nelūžta.


**Pastaba:** Nenaudokite pinceto arba atsuktuvo.



- 3 Bateriją (CR2032) įdėkite taip, kad teigiamas polius (+) būtų nukreiptas į viršų.



- 4 Pirmiausia įstumdami griebtuvą, uždėkite baterijos skyriaus dangtelį, tada sukite mygtuką dešinėn ir fiksuokite baterijos skyriaus dangtelį.



LT

## PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

### Priežiūra

Prietaisą visuomet laikykite švarų.

Prietaisą valykite švelniu sausu skudurėliu.

Įsisenėjusias dėmes valykite drėgnu skudurėliu, sudrėkintu vandeniu arba švelniu plovikliu. Tuomet sausai nušluostykite.

### Priežiūros ir laikymo atsargumo priemonės

Prietaiso nevalykite lakiaisiais skysčiais, pvz., benzolu arba skiedikliu.

Paisykite šių laikymo sąlygų.


- Prietaisą saugokite nuo stiprių smūgių arba vibracijos, nenumeskite jo ir nelipkite ant jo.
- Prietaiso ir jo komponentų nemerkite į vandenį. Prietaisas yra neatsparus vandeniui. Neplaukite jo ir nelieskite šlapiomis rankomis. Saugokite prietaisą, kad vanduo nepatektų į jo vidų.
- Prietaisą saugokite nuo ekstremalios temperatūros, drėgmės arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nelaiykite prietaiso ten, kur jį veiks cheminiai arba koroziniai garai.

Prietaisą visuomet laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką (tris mėnesius ar ilgiau), išimkite baterijas.

LT

## GEDIMŲ ŠALINIMAS

Reiškinys	Priežastis	Taisyimo būdas
 mirksi arba nuolat pasirodo.	Nusilpusi arba išseikvota baterija.	Įdėkite naują 3 V CR2032 tipo ličio bateriją (žr. 17 psl.).
Nieko nerodoma.	Baterijos poliai („+“ ir „-“) nukreipti netinkamomis kryptimis.	Bateriją įdėkite tinkama kryptimi (žr. 17 psl.).
	Nusilpusi arba išseikvota baterija.	Įdėkite naują 3 V CR2032 tipo ličio bateriją (žr. 17 psl.).
	Įjungta energiją tausojanti funkcija.	Paspauskite ▼, ▲ arba ● (žr. 13 psl.).
Rodomos netikslios vertės.	Prietaisas pritvirtintas netinkamai.	Laikykitės instrukcijų (žr. 10 psl.).
	Einiate nepastoviu greičiu.	Laikykitės instrukcijų (žr. 11 psl.).
	Nustatymai yra neteisingi.	Pakeiskite nustatymus (žr. 9 psl.).
Neįprastas ekranas arba blogai veikia mygtukai.		Įšimkite bateriją ir ją vėl įdėkite (žr. 17 psl.).

LT

**Pastaba:** Jeigu įvyko gedimas ir reikia taisyti prietaisą, visi nustatymai ir matavimų rezultatai bus pašalinti. Rekomenduojame užsirašyti matavimų rezultatus.

## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Gaminio aprašymas</b>	OMRON žingsniamatis
<b>Modelis</b>	„Walking style IV“ (HJ-325-EB / HJ-325-EW)
<b>Maitinimas</b>	3 V CR2032 tipo ličio elementas
<b>Baterijos naudojimo trukmė</b>	Maždaug 6 mėn.* (kai naudojama 14 val. per dieną) <b>Pastaba:</b> Pridėta baterija yra skirta įtaisui išbandyti. Šis elementas gali išsekti greičiau nei per 6 mėnesius.
<b>Matavimo intervalas</b>	Žingsnių skaičius nuo 0 iki 99 999 žingsnių Kalorijos 0–59 999 kcal Aerobikos žingsniai 0–99 999 žingsniai Nueitas atstumas 0,0–999,9 km / 0,0–621,3 myl.
<b>Nustatymo intervalas</b>	Laikas 0:00–23:59 Laikas 0:00–23:59 Ūgis 100–199 cm 1 cm vienetais / 3'4"–6'6" 1 col. vienetais Svoris 30–136 kg 1 kg vienetais / 66–300 svar. 1 svar. vienetais Žingsnio ilgis 30–120 cm 1 cm vienetais / 12"–48" 1 col. vienetais
<b>Veikimo temperatūra</b>	-10–+40 °C (14–104 °F)
<b>Drėgnis</b>	30–85 % santykinis oro drėgnis
<b>Išoriniai matmenys</b>	42,0 (P) × 57,0 (A) × 13,0 (G) mm
<b>Svoris</b>	Maždaug 23 g (kartu su baterija)
<b>Turinys</b>	Žingsniamatis, 3 V CR2032 tipo ličio elementas, spaustukas, dirželis ir naudojimo instrukcija

Šie techniniai duomenys gali būti keičiami nepranešus.

\* Naujos baterijos naudojimo trukmė yra nurodyta pagal OMRON bandymus.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. šiam gaminiui suteikia 2 metų garantiją nuo jo įsigijimo datos.

Garantija negalioja baterijai, dirželiui, spaustukui, pakuotei, taip pat įvairiems gedimams, atsiradusiems netinkamai naudojant gaminį (pvz., numetus ar dėl fizinio poveikio).

Grąžinami gaminiai bus keičiami tik pateikus originalią sąskaitą / kasos čekį.

Neišardykite ir nekeiskite prietaiso. Atlikus pakeitimus ar modifikavus be OMRON HEALTHCARE sutikimo, garantija negalios.



Šiuo dokumentu OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. pareiškia, kad šis „Walking style IV“ atitinka Direktyvos 2004/108/EB (EMC) ir 2011/65/ES („RoHS“) esminius reikalavimus ir kitas tiesiogiai susijusias nuostatas.

#### **Europos Bendrijos direktyva 2006/66/EB dėl elementų išmetimo**



Baterijos nėra įprastinių buitinių atliekų dalis. Panaudotas baterijas turite grąžinti į savo savivaldybės surinkimo punktą ar ten, kur parduodamos atitinkamo tipo baterijos.

#### **Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninių įrenginių išmetimo**



Šio gaminio negalima išmesti kaip įprastinių buitinių atliekų, jį reikia atiduoti į surinkimo punktą, kur perdirbti priimami elektros ir elektroniniai įrenginiai. Daugiau informacijos gausite iš savo savivaldybės, savivaldybės atliekų tvarkymo tarnybos ar pardavėjo, iš kurio įsigijote šį gaminį.

LT

<b>Gamintojas</b>	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONIJA
<b>Atstovybė ES šalyse</b>	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NYDERLANDAI <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
<b>Gamybos įmonė</b>	<b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b> No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kinija
<b>Dukterinės bendrovės</b>	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.co.uk">www.omron-healthcare.co.uk</a>
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, VOKIETIJA <a href="http://www.omron-healthcare.de">www.omron-healthcare.de</a>
	<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny- sous-Bois Cedex, PRANCŪZIJA <a href="http://www.omron-healthcare.fr">www.omron-healthcare.fr</a>
<b>Įgaliotas atstovas Lietuvoje</b>	<b>UAB „RINGITAS“</b> Rietavo g.8, Kaunas tel. 8 37 42 49 09, faks. 8 37 23 07 05 <a href="mailto:info@ringitas.lt">info@ringitas.lt</a> <a href="http://www.ringitas.lt">www.ringitas.lt</a>

LT

Pagaminta Kinijoje  
3733819-7A