


Smarte Personenwaage

HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)

Benutzerhandbuch



# Inhalt

---

Einführung .....	2
Wichtige Sicherheitsinformationen .....	3
Ihr Gerät.....	5
Vor einer Messung.....	7
Vornehmen einer Messung.....	9
Übertragen des Messwerts .....	10
Verwendung durch mehrere Personen .....	11
Wiederherstellen der Standardeinstellungen.....	12
Fehlermeldungen, Fehlersuche und -behebung .....	13
Pflege .....	14
Kalibrierung .....	14
Technische Daten.....	15
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte).....	16
Zeichenerklärung und Herstellererklärung.....	16

# Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die smarte Personenwaage HN300T2 Intelli IT von OMRON entschieden haben. Dieses Produkt ist hauptsächlich auf den allgemeinen Haushaltsgebrauch ausgelegt.

## Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanweisung enthält alle wichtigen Informationen zu diesem Produkt. Um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts sicherzustellen, müssen Sie alle Anweisungen LESEN und VERSTEHEN.

**Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Fragen dazu haben, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter, bevor Sie das Produkt verwenden. Für ausführliche Informationen zu Ihrem Gewicht wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.**

## Verwendungszweck

Die smarte Personenwaage HN300T2 Intelli IT von OMRON ist für die Messung und Anzeige des Körpergewichts vorgesehen. Sie ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

## Prüfung des Packungsinhalts

Nehmen Sie das Produkt und die zugehörigen Komponenten aus der Verpackung und überprüfen Sie alles auf Unversehrtheit. Ist das Produkt oder eine Komponente beschädigt, darf das Produkt NICHT VERWENDET werden.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.

# Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie die Wichtigen Sicherheitsinformationen in dieser Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät verwenden. Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen genau an diese Gebrauchsanweisung.

**⚠️ Warnung** Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu sehr schweren Verletzungen führen kann.

---

- Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft, bevor Sie eine Diät beginnen oder intensiv Sport betreiben.
- Wenn Hautirritationen an den Füßen auftreten, verwenden Sie die Waage nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Waage NICHT auf rutschigen Oberflächen wie z. B. einem nassen Fußboden.
- Bewahren Sie die Waage für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder unzugänglich auf.
- Springen Sie NICHT auf der Waage. Sie könnten stürzen oder ausrutschen und sich schwer verletzen.
- Verwenden Sie die Waage NICHT, wenn Ihr Körper und/oder Ihre Füße nass sind, z. B. nach dem Baden oder Duschen.
- Treten Sie NICHT auf die Kanten oder das Display der Waage. Sie könnten das Gleichgewicht verlieren und stürzen und sich dabei schwer verletzen.
- Personen mit Behinderungen oder körperlichen Beeinträchtigungen sollten sich bei Benutzung der Waage von einer anderen Person helfen lassen, um Verletzungen beim Betreten oder Absteigen zu vermeiden.
- Greifen Sie NICHT mit Ihren Fingern in Öffnungen oder die Innenseite der Waage.
- Zur Verwendung in Innenräumen.
- Verwenden Sie die Waage NICHT zu anderen als den in dieser Anleitung beschriebenen Zwecken.
- Verwenden Sie die Waage NICHT gleichzeitig mit anderen medizinischen elektrischen Geräten. Dies könnte zu einer Fehlfunktion der Geräte führen und/oder eine ungenaue Messung verursachen.
- Beschädigen Sie das Glas NICHT. Sie könnten sich an den Glasscherben verletzen.

## Batterieverwendung

- Wenn Batteriesäure austritt und in Ihre Augen, auf Ihre Haut oder Ihre Kleidung gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich klarem Wasser ab. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Batteriesäure in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangt.

## Datenübertragung

- Dieses Produkt strahlt Hochfrequenzen (HF) im 2,4-GHz-Band ab. Die Verwendung dieses Produkts an Orten, an denen die Nutzung von HF-Geräten eingeschränkt ist, etwa in Flugzeugen oder in Krankenhäusern, wird nicht empfohlen.

**⚠️ Vorsicht** Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder des Patienten oder Geräteschäden beziehungsweise Schäden an anderen Gegenständen führen kann.

---

- Reinigen Sie die Waage vor der Verwendung, falls sie zuvor von Menschen mit Hauterkrankungen an den Füßen verwendet wurde.
- Lehnen Sie die Waage NICHT gegen eine Wand, da dies zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen der Waage führen könnte.
- Versuchen Sie NICHT, die Waage zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Stellen Sie die Waage NICHT auf eine weiche Oberfläche, wie zum Beispiel einem Teppich oder einer Badematte. Dies kann zu ungenauen Messwerten führen.
- Tauchen Sie die Waage oder ihre Komponenten NICHT in Wasser.
- Stellen Sie die Waage NICHT in die Nähe von Wärmequellen oder unter Klimaanlage.
- Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
- Schützen Sie die Waage vor Schlägen, Stößen und Vibrationen.
- Spülen Sie die Waage NICHT mit Wasser ab.
- Wischen Sie die Waage NICHT mit Benzol, Benzin, Farbverdünner oder anderen flüchtigen Lösungsmitteln ab.
- Stellen Sie die Waage NICHT an Orten auf, an denen sie Chemikalien oder ätzenden Dämpfen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände dauerhaft auf der Waage ab.

### Batterieverwendung

- Ersetzen Sie verbrauchte Batterien sofort durch neue.
- Halten Sie die Batterien von Feuer und offenen Flammen fern.
- Setzen Sie die Batterien NICHT in falscher Polrichtung ein.
- Verwenden Sie für die Waage ausschließlich 4 Mangan- oder Alkalibatterien vom Typ AAA. KEINE anderen Batterietypen verwenden. KEINE neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden. Ersetzen Sie alle 4 Batterien gleichzeitig.
- KEINE unterschiedlichen Batterietypen zusammen verwenden.
- Entsorgen Sie das Gerät, die Batterien und Komponenten gemäß den geltenden Vorschriften. Eine unzulässige Entsorgung kann zu Umweltverschmutzung führen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Waage 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie Batterien NICHT nach dem Ablaufdatum.
- Stellen Sie während der Messung sicher, dass sich kein Mobilgerät oder andere elektrische Geräte, die elektromagnetische Felder erzeugen, in einem Abstand von weniger als 30 cm zur Waage befinden. Dies könnte zu einer Fehlfunktion der Waage führen und/oder eine ungenaue Messung verursachen.

### Datenübertragung


- Tauschen Sie die Batterien NICHT aus, während Ihr Messwert an Ihr Smartphone oder Tablet übertragen wird. Dies kann zu Fehlfunktionen der Waage und Übertragungsfehlern führen.
- Bewahren Sie KEINE Chipkarten, Magnete, Metallobjekte oder andere Geräte, die elektromagnetische Felder erzeugen, in der Nähe der Waage auf, während Ihr Messwert an Ihr Smartphone oder Tablet übertragen wird. Dies kann zu Fehlfunktionen der Waage und Übertragungsfehlern führen.

# Ihr Gerät


## Packungsinhalt



Waage



4 AAA-Manganbatterien



Gebrauchsanweisung

Anweisungen zur App (Wie können mehrere Personen die Entwicklung ihres Körpergewichts nachverfolgen?)




Garantierklärung


## Produktübersicht

### Hauptgerät:


#### Vorderseite



#### Rückseite



## Display:




## Symbole auf dem Display

<b>A</b>		Blinkt, wenn der Batterieladestand niedrig ist.
		Wird angezeigt, wenn die Batterien leer sind.
<b>B</b>		Blinkt/wird angezeigt, wenn die Waage mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden wird, wenn Messwerte übertragen werden oder wenn die Waage auf Standardeinstellungen zurückgesetzt wird.
<b>C</b>	st lb kg	Blinkt/wird angezeigt, wenn die Maßeinheit gewählt wird, und wird während der Messung angezeigt.
<b>D</b>		Blinkt, wenn die Waage mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden ist oder wenn Messwerte erfolgreich übertragen wurden.
<b>E</b>		Wird angezeigt, wenn ein Messwert nicht erfolgreich übertragen wurde, als die Waage mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden war.


# Vor einer Messung

## 1. Einsetzen der Batterien

- 1 Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Rückseite der Waage.




- 2 Setzen Sie die Batterien wie rechts dargestellt mit der richtigen Polrichtung in das Batteriefach ein.



- 3 Schließen Sie die Batterieabdeckung wieder.


### Hinweis

- Stellen Sie die Waage direkt nach dem Einsetzen der Batterien auf eine harte, flache und ebene Bodenfläche. Die Waage wird automatisch kalibriert.
- Wenn das Symbol „“ und „A1“ angezeigt werden, ersetzen Sie alle 4 Batterien durch neue. Gespeicherte Werte bleiben auch bei Entnahme der Batterien gespeichert.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den geltenden Bestimmungen.

## 2. Auswahl der Maßeinheit

- 1 Drücken Sie bei ausgeschalteter Waage die Taste [SET], um die bevorzugte Maßeinheit auszuwählen: „kg“, „lb“ oder „st“.

Standardmäßig ist „kg“ eingestellt.  
Die Maßeinheit wird nach 10 Sekunden gespeichert.  
Die Waage schaltet sich automatisch nach 3 Sekunden aus.






### 3. Koppeln der Waage mit einem Smartphone oder Tablet

Wenn Sie Ihre Messwerte übertragen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor. Die Waage kann mit 2 Smartphones oder Tablets gekoppelt werden und die Daten von 2 Personen können verwaltet werden.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet.**



- 2 Laden Sie die App OMRON connect herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.**



Wenn Sie die App OMRON connect bereits verwenden und ein Konto erstellt haben, öffnen Sie die App und fügen Sie Ihre neue Waage hinzu.


- 3 Öffnen Sie die App und befolgen Sie die auf dem Smartphone oder Tablet angezeigten Anweisungen.**

Ihre Waage darf nicht mehr als 5 m von Ihrem Smartphone oder Tablet entfernt sein.





- 4 Halten Sie die Bluetooth-Taste (oben an der Seite der Waage) für mindestens 2 Sekunden gedrückt.**

Das Symbol „“ und „P“ blinken auf dem Display.



- 5 Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit der Waage erfolgreich hergestellt wurde.**

Wurde die Waage erfolgreich mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden, blinkt das Symbol „“.



#### Hinweis

- Wird das Symbol „Err“ angezeigt, befolgen Sie die Anweisungen in der App.
- Die Waage schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden aus.
- Beachten Sie, dass OMRON nicht für den Verlust von Daten und/oder Informationen in der App haftet.
- Die Waage kann maximal 2 gekoppelte Geräte speichern.
- OMRON connect ist die einzige App, die wir zur korrekten Datenübertragung von Ihrer Waage empfehlen.




# Vornehmen einer Messung

Aus Konsistenzgründen ist es empfehlenswert, Ihr Körpergewicht jeden Tag zur selben Zeit zu messen.

## 1 Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache und ebene Bodenfläche.


### Hinweis

- Stellen Sie die Waage nicht auf eine weiche Oberfläche, wie zum Beispiel einem Teppich oder einer Badematte.



## 2 Steigen Sie auf die ausgeschaltete Waage, um sich zu wiegen.

Die Waage schaltet sich automatisch ein und die Messung beginnt.  
Bewegen Sie sich während der Messung nicht.



## 3 Wenn Ihr Gewicht blinkt, ist die Messung abgeschlossen.



## 4 Steigen Sie von der Waage.

Die Waage schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden aus.  
Wenn Sie den Messwert übertragen möchten, lesen Sie den Abschnitt „Übertragen des Messwerts“.

# Übertragen des Messwerts


Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

## 1. Automatische Übertragung

Innerhalb von 30 Minuten nach Ausschalten der Waage wird Ihr Messwert automatisch an Ihr Smartphone oder Tablet übertragen.

### Hinweis

- Wenn Ihr Messwert übertragen wird, bevor sich die Waage ausgeschaltet hat, wird während der Übertragung das Symbol „✱“ im Display angezeigt.



## 2. Manuelle Übertragung

Um Messwerte manuell zu übertragen, drücken Sie bei ausgeschalteter Waage auf die Bluetooth-Taste. Während der gesamten Übertragung wird das Symbol „✱“ angezeigt.



Die Waage schaltet sich automatisch 10 Sekunden nach Abschluss der Übertragung aus.

### Hinweis

- Wenn das Symbol „✱“ nicht angezeigt wird, lesen Sie den Abschnitt „Die Daten werden nicht übertragen.“ unter „Fehlermeldungen, Fehlersuche und -behebung“.
- Die Waage kann bis zu 30 Messwerte speichern. Die gespeicherten Messwerte können nicht auf dem Display der Waage angezeigt werden. Sie können Ihre Messwerte nach der Übertragung in der App anzeigen.
- Wenn das Symbol „☞“ auf dem Display angezeigt wird, wurde Ihr Messwert nicht übertragen. Übertragen Sie die Messwerte, bevor der älteste Messwert gelöscht wird.

# Verwendung durch mehrere Personen

Wenn die Waage von mehreren Personen verwendet wird, empfehlen wir die Autofilter-Funktion in der App. Diese sorgt dafür, dass Sie Ihre eigenen Ergebnisse nachverfolgen können und nur Ihre Gewichtsdaten auf Ihrem Smartphone oder Tablet angezeigt werden. Maximal 2 Personen können ihre Gewichtsdaten auf verschiedenen Smartphones oder Tablets nachverfolgen.

## 1 Laden Sie die App OMRON connect herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Siehe „3. Koppeln der Waage mit einem Smartphone oder Tablet“.

Sie können 2 Smartphones oder Tablets mit Ihrer Waage verbinden.

## 2 Öffnen Sie die App und registrieren Sie Ihre Waage.

## 3 Richten Sie die Autofilter-Funktion ein.

- a. Wenn Sie sich zum ersten Mal wiegen, wird der Bildschirm zur Bestätigung der Registrierung angezeigt.
- b. Bestätigen Sie, dass der angezeigte Wert Ihr Gewicht ist, und registrieren Sie den Wert.

Nachfolgende Messdaten werden bei der nächsten Synchronisierung in Bezug auf das letzte Gewicht gefiltert und es werden nur Ihre Daten\* in der App auf Ihrem Smartphone oder Tablet angezeigt.

\* Wenn Ihr Gewicht und das Gewicht einer anderen Person sehr nah beieinander liegen, wird möglicherweise das Gewicht der anderen Person angezeigt. In diesem Fall können Sie den Wert in der App löschen.


# Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Um die Waage auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor. Bei diesem Vorgang werden alle gespeicherten Messwerte und die Kopplungsinformationen gelöscht.

Vergewissern Sie sich, dass die Waage ausgeschaltet ist.


## 1 Halten Sie die Bluetooth-Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Das Display blinkt wie rechts dargestellt.



## 2 Halten Sie die Bluetooth-Taste erneut für mindestens 5 Sekunden gedrückt.

Das Display blinkt wie rechts dargestellt und das Symbol „\*“ blinkt nicht mehr.




## 3 Drücken Sie die Taste [SET].

Wenn das Display nicht mehr blinkt, werden alle Standardeinstellungen wiederhergestellt.




### Hinweis

- Die Waage schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden aus.
- Bei diesem Vorgang werden die Daten in der App nicht gelöscht.



# Fehlermeldungen, Fehlersuche und -behebung

Sollte während der Messung eines der folgenden Probleme auftreten, stellen Sie zunächst sicher, dass sich keine anderen elektrischen Geräte in einem Abstand von weniger als 30 cm zur Waage befinden. Ist dies nicht der Fall und das Problem besteht weiterhin, sehen Sie bitte in der nachfolgenden Tabelle nach.

Display/Problem	Mögliche Ursache	Lösung
<b>Err</b> erscheint	Die Waage kann nicht mit einem Smartphone oder Tablet verbunden werden oder die Daten können nicht korrekt übertragen werden.	Befolgen Sie die Anweisungen in der App. Wenn das Err-Symbol nach Befolgen der App-Anweisungen weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.
<b>Err 1</b> erscheint	Sie haben sich während der Messung bewegt.	Steigen Sie von der Waage. Die Waage schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden aus. Messen Sie Ihr Gewicht erneut.
	Sie haben die Waage in einem Raum verwendet, der einem starken magnetischen Feld ausgesetzt ist.	Messen Sie Ihr Gewicht erneut in einem anderen Raum.
<b>Err2/Err5</b> erscheint	Ein Gerätefehler ist aufgetreten.	Wenden Sie sich an Ihren OMRON-Einzelhändler oder Vertreter.
<b>Err3</b> erscheint	Ihr Körpergewicht liegt außerhalb des Messbereichs.	
<b>Err4</b> erscheint	Fehlausrichtung während der Autokalibrierung.	Wiederholen Sie die Messung.
 erscheint	Ihr Messwert wurde nicht übertragen.	Übertragen Sie Ihre Messwerte an die App. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Übertragen des Messwerts“. Nachdem Ihre Messwerte erfolgreich übertragen wurden, erlischt das Symbol.
 blinkt	Der Ladestand der Batterien ist niedrig.	Es wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig durch neue zu ersetzen. Lesen Sie den Abschnitt „1. Einsetzen der Batterien“.
 <b>A1</b> erscheint	Die Batterien sind leer.	Ersetzen Sie umgehend alle Batterien durch neue. Lesen Sie den Abschnitt „1. Einsetzen der Batterien“.
Die Waage schaltet sich nicht ein, wenn Sie auf die Waage steigen.	Die Batteriepole sind nicht richtig ausgerichtet.	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind. Lesen Sie den Abschnitt „1. Einsetzen der Batterien“.
	Die Person wiegt weniger als 10 kg.	Diese Waage muss mit mindestens 10 kg belastet werden, damit sie sich automatisch einschaltet. Wiegt die Person weniger als 10 kg, stellen Sie einen Gegenstand auf die Waage, der mehr als 10 kg wiegt, um die Waage einzuschalten, und führen Sie dann die Messung durch.
Die Daten werden nicht übertragen.	Verbindung kann nicht hergestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass sich keine Störquellen in der Nähe befinden.</li> <li>Die Waage darf nicht mehr als 5 m von Ihrem Smartphone oder Tablet entfernt sein.</li> <li>Falls das Problem weiterhin besteht, rufen Sie die Hilfssektion der App OMRON connect auf.</li> </ul>
Die angezeigten Messwerte sind unrealistisch hoch oder niedrig. Die Messwerte schwanken erheblich zwischen einzelnen Messungen.	Sie haben die Waage auf einen Teppich, eine weiche Oberfläche oder eine unebene Bodenfläche gestellt.	Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache und ebene Bodenfläche.
	Die Autokalibrierung der Waage ist fehlgeschlagen.	Kalibrieren Sie Ihre Waage. Lesen Sie den Abschnitt „Kalibrierung“.

# Pflege

## Pflege

Damit die Waage nicht beschädigt wird, bitte Folgendes beachten:


- Reinigen Sie die Waage mit einem weichen trockenen Tuch oder einem weichen, mit mildem (neutralem) Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie die Trittpläche mit einem weichen, mit Reinigungsalkohol befeuchteten Tuch.
- Bewahren Sie die Waage an einem sauberen und sicheren Ort auf.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Waage keine flüchtigen Reinigungsmittel, Benzin, Verdünnern oder ähnliche Lösungsmittel.
- Tauchen Sie die Waage zur Reinigung nicht in Wasser.

## Ordnungsgemäße Lagerung

Die Waage wird automatisch neu kalibriert, wenn sie nicht verwendet wird. Wenn die automatische Kalibrierung fehlschlägt, lesen Sie den Abschnitt „Kalibrierung“, um Ihre Waage manuell zu kalibrieren. Um eine automatische Kalibrierung sicherzustellen, stellen Sie die Waage nicht wie in den folgenden Abbildungen gezeigt auf:



Die Waage nicht gegen die Wand oder andere Gegenstände lehnen



Die Waage nicht umgedreht lagern



Die Waage nicht auf einen Teppich oder eine Badematte stellen



Keine Gegenstände auf der Waage abstellen

# Kalibrierung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Waage zu kalibrieren.

**1 Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache und ebene Bodenfläche.**

**2 Drücken Sie mit der Hand auf die Trittpläche, um die Waage einzuschalten.**

Lassen Sie die Waage dann direkt wieder los.

**3 Wenn „0,0 kg“ (bzw. „0,0 lb“, „0,0 st“) angezeigt wird, warten Sie 1 Minute, bis sich die Waage ausschaltet.**

Anschließend können Sie die Messung durchführen.

# Technische Daten

Produktbeschreibung	Smarte Personenwaage
Modell (Artikelnummer)	HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)
Display	5 bis 150 kg in Schritten von 0,1 kg (11 bis 330 lb in Schritten von 0,2 lb) (0 st 11 lb bis 23 st 8 lb in Schritten von 0,2 lb)
Genauigkeit	5 bis 150 kg $\pm$ (1 % + 0,1 kg) (11 bis 330 lb $\pm$ (1 % + 0,2 lb)) (0 st 11 lb bis 23 st 8 lb $\pm$ (1 % + 0,2 lb))
Übertragungsmethode	<b>Bluetooth®</b> Low Energy
Drahtlose Kommunikation	Frequenzbereich: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) Modulation: GFSK Effektive Strahlungsleistung: < 20 dBm
Stromversorgung	4 AAA-Batterien
Batterielebensdauer	Manganbatterien: ca. 3 Monate Alkalibatterien: ca. 6 Monate (bei 2 Messungen und 2 Datenübertragungen pro Tag und einer Raumtemperatur von 23 °C)
Betriebsbedingungen	+5 bis +40 °C, 30 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation), 860 bis 1060 hPa
Lagerbedingungen	-20 bis +60 °C, 10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Gewicht	Ca. 1,5 kg mit Batterien
Äußere Abmessungen	Ca. 270 (L) $\times$ 26,4 (H) $\times$ 290 (T) mm
Inhalt	Digitale Personenwaage, 4 AAA-Manganbatterien, Gebrauchsanweisung, Anweisungen zur App, Garantieerklärung

## Hinweis

- Änderung dieser technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten.
- Das Produktionsdatum des Produkts ist auf dem Gerät aufgedruckt: Die ersten 4 Stellen stehen für das Produktionsjahr, die nächsten 2 Stellen für den Produktionsmonat und die letzten 2 Stellen für den Produktionstag.

## Hinweise auf Störungen der drahtlosen Kommunikation

Die Bluetooth-Option dieses Produkts wird für das Herstellen einer Verbindung zu dedizierten Apps auf Smartphones oder Tablets verwendet, um Datums- und Uhrzeitdaten des mobilen Geräts mit dem Produkt zu synchronisieren und Messdaten des Produkts mit dem mobilen Gerät zu synchronisieren. Die weitere Handhabung von Daten auf dem Smartphone oder Tablet liegt im Ermessen des Benutzers. Dieses Produkt arbeitet im lizenzfreien ISM-Band bei 2,4 GHz, wo Dritte die Funkwellen absichtlich oder versehentlich für unbekannte Zwecke abfangen können. Wird dieses Produkt in der Nähe anderer drahtloser Geräte wie Mikrowellengeräte und WLAN-Geräte verwendet, die das gleiche Frequenzband wie dieses Produkt verwenden, können Störungen auftreten. Beenden Sie bei auftretenden Störungen den Betrieb der anderen Geräte oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe anderer drahtloser Geräte.



## Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie dieses Produkt bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.



Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Zeichenerklärung und Herstellererklärung

- OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erklärt hiermit, dass die Funkgeräte vom Typ HN-300T2-EBK und HN-300T2-EGY den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.omron-healthcare.com](http://www.omron-healthcare.com)
- Dieses OMRON-Produkt wurde unter Einhaltung des strengen Qualitätssystems von OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan, hergestellt.



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Die **Bluetooth**<sup>®</sup>-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. erfolgt in Lizenz. Andere Marken und Markennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Hersteller	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN	
EU-Repräsentant	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIEDERLANDE <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>	
Produktionsstätte	<b>KRELL PRECISION (YANGZHOU) CO., LTD.</b> No. 28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, China	
Niederlassungen	Importeur im Vereinigten Königreich	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /</b> <b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>	

Hergestellt in China

<https://www.omron-healthcare.com/>