


LV Viedais digitālais termometrs Eco Temp Intelli IT (MC-280B)

Lietošanas instrukcija



All for Healthcare

1. Ievads

Paldies, ka iegādājāties OMRON Eco Temp Intelli IT digitālo termometru. Lietojot šo termometru jums nav jātraucās par saplēstiem stikliem vai dzīvudraba bistāmību. Nemiet vērā, ka jūsu ķermeņa temperatūru ietekmē smēķēšana, ēšana vai dzeršana. Ja jums radušies jautājumi par konkrētu ķermeņa temperatūru, sazinieties ar savu ārstu.

Paredzētā lietošana

Ar šo termometru iespējama droša, precīza un ātra temperatūras mērīšana. Varat mērīt ķermeņa temperatūru, ievietojot termometru mutē (orāli) vai padusē (aksilārī).

Paredzētais lietotājs

Šis termometrs ir paredzēts lietošanai pieaugušiem, kas spēj izprast šo lietošanas instrukciju. Tas ir paredzēts lietošanai galvenokārt mājās.

2. Svarīga drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu Svarīga drošības informācija. Jūsu drošībai rūpīgi ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Saglabājiet to turpmākām uzziņām.

Brīdinājums! Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovērot var iestāties nāve vai var būt smaga savainojuma.

- Uzglabājiet termometru zidaiņiem un bērniem nepieejamā vietā. NEĻAUJIET bērniem lietot termometru bez uzraudzības. Mērot temperatūru bez pienācīgas uzraudzības, bērni var savainoties vai savainot citus bērnus.
- Lai izvairītos no aizrišanās riska zidaiņiem un bērniem, neatstājiet bateriju, bateriju nodalījuma vāciņu vai skrūvi bērniem pieejamā vietā. Ja bērns ir norijis kādu no šīm detaļām, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
- NEKAD neuzstādiēt sev diagnozi un neveiciet pašārstēšanos, pamatojoties uz temperatūras rādījumiem. VIENMĒR sazinieties ar savu ārstu.
- Izmantojiet termometru TIKAI cilvēku ķermeņa temperatūras mērīšanai.
- Šis termometrs ir paredzēts tikai temperatūras mērīšanai mutē vai padusē. NEMĒGINIET temperatūru mērīt citās vietās, piemēram, ausī vai taisnajā zarnā, jo mērījumi var būt kļūdaini un varat gūt traumas.
- Neveiciet mērījumus, ja termometrs ir slapjš. Tas var izraisīt neprecīzus mērījuma rezultātus.
- NELIETOJIET šo ierīci vienlaicīgi ar citām medicīniskajām elektroierīcēm (ME). Tas var izraisīt kļūdainu ierīces darbību un/vai nepareizu rādījumu.

Bateriju lietošana

• NEMETIET termometru uguni.

Uzmanību! Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuru nenovērot var rasties viegla vai vidēji smaga traumas lietotājam vai pacientam, vai arī aprikojuma vai cita īpašuma bojājums.

- Šis termometrs nav ūdensnieturīgs. NEIEGREMĒJIET termometru ūdenī.
- NELIETOJIET termometru vietās ar spēcīgu statisko elektrību vai elektromagnētisko lauku. Tas var izraisīt neprecīzus mērījumu rezultātus un/vai kļūdainu termometra darbību.
- NEĻAUJIET lietot termometru citām personām, ja tas nav pienācīgi dezinficēts.
- NEIZJAUCIET termometru un nemēģiniet to salabot. Tas var izraisīt neprecīzus mērījumu rezultātus un/vai kļūdainu termometra darbību.
- NEKODIET termometrā. Tas var sabojāt termometru un/vai savainoties.
- NELIETOJIET vilkšanas spēku un nesalieciet termometru.
- NELIETOJIET šo termometru vietās ar augstu vai zemu mitruma līmeni vai vietās ar augstu vai zemu temperatūru. Skatīt 9. sadaļu.
- NENOMETIET termometru vai uzglabāšanas ietvaru n nepakļaujiet tos spēcīgam triecieniem vai vibrācijām.
- Parliecinieties, lai mērījumu veikšanas laikā mobilie tālruni vai citas elektroierīces, kas rada elektromagnētisko lauku, atrodas ne tuvāk kā 30 cm attālumā no termometra. Tas var izraisīt kļūdainu termometra darbību un/vai nepareizu rādījumu.

Bateriju lietošana


- Ievietojot bateriju, ievērojiet pareizu polaritāti.
- Šim termometram lietotajai TIKAI CR1220 litija pogveida baterijai. NELIETOJIET cita veida baterijas.
- Ja termometrs netiks izmantots 3 mēnešus vai ilgāk, izņemiet bateriju.
- Ja baterijas šķidrums nokļūst jūsu acīs, nekavējoties skalojiet tās ar lielu daudzumu tīra ūdens. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.
- Nemainiet bateriju, ja termometrs ir ieslēgts.
- NELIETOJIET bateriju pēc tās derīguma termiņa beigām.

3. Pareiza temperatūras mērīšana

Ja termometru lieto nepareizi temperatūras mērīšanai, mērījumu precizitāti nav iespējams garantēt.

Orāla izmantošana (bērniem no 4 gadu vecuma):

- Pirms mērījuma veikšanas mutei jābūt aizvērtai aptuveni 5 minūtes.
- Ievietojiet termometru mutē zem mēles, lai tas atrastos pa kreisi vai pa labi no mēles saknes.
- Lai noturētu termometru uz vietas, piespiediet mēli uz leju.
- Pieturiet termometru, lai tas mutē nekustētos.



Izmantošana padusē:

- Ievietojiet sensora uzgali paduses centrā.
- Pavērsiet displeju uz iekšpusi.
- Nostipriniet sensora uzgali zem rokas, ar roku nedaudz uzspiežot uz sāna.
- Leņķim jābūt 35–45° attiecībā pret roku.

Nepareizs mērījums var izraisīt:

- Temperatūras mērīšana tūlīt pēc fiziskas slodzes, vannošānās, ēšanas vai dzeršanas.
- Pareizi:** pirms mērījuma veikšanas pagaidiet vismaz 30 minūtes.
- Temperatūras mērīšana pēc pamošanās, kad esat jau piecēlies un pārvietojies pa telpu.
- Pareizi:** ieteicams mērīt temperatūru uzreiz pēc pamošanās pirms Jūsu rīta rutīnas uzsākšanas, jo tas var paaugstināt Jūsu ķermeņa temperatūru. Mērījumu ieteicams veikt uzreiz pēc pamošanās vai pēc 30 minūšu atpūtas.
- Atkārtota mērījuma veikšana.
- Pareizi:** izslēdziet termometru un pagaidiet vismaz 30 sekundes; pēc tam veiciet mērījumu atkārtoti.
- Mērījuma veikšana sasviđušā padusē.
- Pareizi:** pirms temperatūras mērīšanas noslaukiet lieko mitrumu padusē.
- Temperatūras mērīšana pēc ilgas uzturēšanās zem segas.
- Pareizi:** atvēsinieties, pēc tam veiciet temperatūras mērīšanu.
- Sensora uzgali saskaras ar apģērbu.
- Pareizi:** ievietojiet sensora uzgali paduses centrā un nodrošiniet, ka mērījuma laikā tas saskaras tikai ar ādu, nevis apģērbu.

4. Termometra lietošana

Lai pārsūtītu mērījumu rezultātus uz savu viedtālruni, vispirms lejupielādējiet lietojumprogrammu „OMRON connect” un sekojiet lietojumprogrammā esošajiem norādījumiem.

1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

- Displejā parādās visi simboli (iekšējā testa funkcija), iedegas indikatora lampiņa un atskan skaņas signāls. Baterijas simbols parādās ikreiz, kad termometrs tiek ieslēgts. Tas norāda uz nepieciešamību veikt baterijas nomaiņu.
 - Ar atzīmi „m” tiek parādīts pēdējais temperatūras mērījuma rezultāts.
 - Kad simboli „°C (°F)” mirgo, termometrs ir gatavs lietošanai.
- Piezīme**
- Informāciju par pārslēgšanu no °C uz °F (un pretēji) skatiet 6. sadaļu.
 - Displejā parādīsies simbols „L” (vai faktiskā temperatūra, ja termometrs tiek glabāts siltā apkārtējā vide ar temperatūru virs 32,0 °C).

2 Ievietojiet termometru mērīšanas vietā.

Lai termometru ievietotu pareizi, skatiet 3. sadaļu.

3 Kad temperatūra kļūs stabila, 3 reizes atskanēs skaņas signāls [pi-pi-pi].

- „o)” simbols un indikatora lampiņa mirgo. Šajā brīdī parādītā ķermeņa temperatūra ziņo tikai par sākotnējo ķermeņa temperatūras radījumu un tā var nedaudz atšķirties no faktiskās ķermeņa temperatūras. Lai noteiktu faktisko ķermeņa temperatūru, turpiniet veikt mērījumu tik ilgi, kā aprakstīts tālāk esošajā sadaļā „Faktiskās temperatūras mērījumu ilgums”. Ja vēlaties uzzināt savu ķermeņa temperatūru agrāk, izņemiet termometru no mērījumu vietas un nolasi rezultātu.

Skaņas signāla laiks

Orāli: aptuveni 40 sekundes
Padusē: aptuveni 40 sekundes
Skaņas signāla laiks ir balstīts uz 23 °C (73,4 °F) apkārtējās vides temperatūras.

Faktiskās temperatūras mērīšanas ilgums

Orāli: aptuveni 5 minūtes
Padusē: aptuveni 10 minūtes
Skaņas signāls NESKANĒS pat tad, ja būs pagājis iepriekš norādītais laiks. Uzņemiet laiku pats un izņemiet termometru, kad iepriekš norādītais laiks būs pagājis.

4 Savā viedtālrunī atveriet lietojumprogrammas pārsūtīšanas ekrānu.

5 Kamēr simbols „o)” mirgo, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

- Termometrs būs gatavs Jūsu temperatūras mērījuma rezultāta pārsūtīšanai.
- Piezīme**
- Temperatūras mērījuma rezultātu nevar pārsūtīt, ja termometrs ir izslēgts.
 - Kad termometrs ir gatavs pārsūtīšanai, var dzirdēt skaņas signālu. Tas norāda uz kļūmi.
 - Temperatūras mērījuma rezultātu ieteicams pārsūtīt, atrodoties klusā vietā.

6 Novietojiet termometru pie viedtālruna mikroфона, kā norādīts attēlā pa labi.

Mērījuma rezultāta pārsūtīšana uz lietojumprogrammu sāksies automātiski un tā turpināsies 2 minūtes līdz termometrs tiks izslēgts.

Piezīme

- Detalizētāku informāciju par temperatūras mērījumu pārsūtīšanu uz savu viedtālruni skatiet lietojumprogrammas pārsūtīšanas ekrānā.
- Pirms termometra izslēgšanas pārbaudiet lietojumprogrammā, vai temperatūras mērījums ir veiksmīgi pārsūtīts.
- Ja termometra skaņas signāls Jums rada diskomfortu, izslēdziet termometru uzreiz pēc datu pārsūtīšanas.

7 Iai izslēgtu termometru, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Notīriet un dezinficējiet termometru pirms ievietošanas uzglabāšanas ietvarā. Skatīt 7.2. apakšsadaļu.

Piezīme


- Jūsu temperatūras mērījuma rezultāts tiks automātiski saglabāts termometra atmiņā. Termometrs saglabā tikai pēdējo temperatūras mērījumu.
- Termometrs automātiski izslēgsies pēc:
 - 2 minūtēm no mērījuma pārsūtīšanas sākuma;
 - 30 minūtēm, ja mērījums tika sākts, bet mērījuma rezultāts netika pārsūtīts.

5. Baterijas nomaiņa

Baterija: CR1220 litija pogveida baterija (pieejama tirdzniecībā) Lietojiet bateriju tās ieteicamā derīguma termiņa ietvaros, kā to norādījis ražotājs.

Nomainiet bateriju, ja, ieslēdzot termometru, parādās simboli „□” un „A1”.

1 Noņemiet ieslēgšanas vāciņu, izmantojot mazu krustveida gropes skrūvgrēzi.




2 Izņemiet bateriju, izmantojot tievu priekšmetu, piemēram, pildspalvu.



Piezīme

Izņemot bateriju, uzmanieties no savainojumiem, jo baterija var izlekt no savas vietas.

3 Ievietojiet jauno bateriju ar „+” polu uz augšu, kā norādīts nākamajā attēlā.



4 Novietojiet atpakaļ baterijas vāciņu un nostipriniet to, pievelkot skrūvi.

Piezīme

Piegādātās baterijas kalpošanas mūžs var būt īsāks nekā jaunām baterijām.

6. Pārslēgšana no °C uz °F (un pretēji)

1 Kamēr termometrs ir izslēgts, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 15 sekundes, līdz parādās simbols „°F”.

Pēc pārslēgšanas termometrs automātiski izslēgsies. Lai pārslēgtu uz °C, atkārtojiet to pašu darbību.



7. Apkope

7.1. Uzglabāšana

Glabājiet termometru uzglabāšanas ietvarā.

Neglabājiet termometru:

- Vietās, kas pakļautas ūdens iedarbībai, jo termometrs nav ūdensnieturīgs;
- Vietās, kas pakļautas ekstremālās temperatūras vai mitruma iedarbībai, tuvu sildierīcēm, tiešas saules staros, kā arī vietās, kas pakļautas putekļu vai korozīvu tvaiku, piemēram, balinātāja, iedarbībai;
- Vietās, kas pakļautas vibrācijai vai triecieniem.

7.2. Tīrīšana un dezinficēšana

- Dezinficēšanai izmantojiet vates tamponu, kas samitrināts ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, un noslaukiet termometru 2 vai 3 reizes.
- Termometru tīrīšanai lietotajam spirtu saturošu līdzekli, nodrošiniet, lai tas nenonāk saskarē ar termometra indikatora sadaļu.
- Noslaukiet termometru ar mikstu tīru drānu.
- Lai notīrītu noturīgus traipus, izmantojiet mikstu drānu, kas samitrināta remdenā ūdenī, un tad noslaukiet ar sausu drānu.
- Lai izvairītos no termometra bojājumiem:
 - termometra tīrīšanai neizmantojiet benzolu, atšķaidītāju, benzīnu vai citus spēcīgus šķīdinātājus;
 - neiemērciet sensora uzgali spirtu saturošā šķīdumā uz ilgu laika periodu, kā arī nemēģiniet to sterilizēt ar karstu ūdeni (ūdeni, kura temperatūra ir 50 °C (122 °F) vai augstāka).
- Uzglabāšanas ietvars ir mazgājams. Uzglabāšanas ietvaru pēc mazgāšanas pilnībā nožāvējiet, pēc tam ievietojiet tajā termometru.

8. Kļūdu paziņojumi un traucējummeklēšana

Ja temperatūras mērīšanas laikā rodas jebkura no tālāk norādītajām problēmām, parliecinieties, ka 30 cm attālumā no termometra neatrodas cita elektroierīce.

Displejs/problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Jebkurš no 0 līdz 4 parādās „Er”.	Iespējams termometram ir darbības traucējumi.	Sazinieties ar vietējo OMRON pārstāvi.

Nākamo soli skatiet nākamajā slejā

Displejs/problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Parādās „AH”.	Termometrs tiek/ tika glabāts vietā, kur temperatūra ir/bija 40 °C (104 °F) vai augstāk.	Atstājiet termometru vietā ar temperatūru no 10 līdz 40 °C (50 un 104 °F) vismaz uz 1 minūti un pēc tam veiciet temperatūras mērīšanu.
Parādās „AL”.	Termometrs tiek/ tika glabāts vietā, kur temperatūra ir/bija zemāka par 10 °C (50 °F).	Tas nenorāda uz kļūmi. Turpiniet mērit temperatūru.
Kad termometrs tiek ieslēgts, parādās „L”.	Sensora uzgāja temperatūra ir zemāka par 32 °C (89,6 °F).	Atdešējiet sensora uzgāli ar mitru dvieli un pēc tam veiciet temperatūras mērīšanu.
Kad termometrs tiek ieslēgts, parādās „H”.	Sensora uzgālis ir silts un displejā parādās faktiskā apkārtējās vides temperatūra, ja tā ir augstāka par 32 °C (89,6 °F).	
Kad termometrs tiek ieslēgts, parādās nejaus temperatūras mērījums diapazonā no 32,0 līdz 42,0 °C (no 89,6 līdz 107,6 °F).	Sensora uzgālis ir silts un displejā parādās faktiskā apkārtējās vides temperatūra, ja tā ir augstāka par 32 °C (89,6 °F).	
„  ” mirgo nepārtraukti.	Baterija ir tukša.	Ieteicams nomainīt bateriju. Skatīt 5. sadaļu.
Nospiežot ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, nekas nenotiek vai displejā parādās „  ” un „A1”.	Baterijas polaritāte nav pareiza. Baterija ir tukša.	Pārbaudiet, vai baterija ir ievietota pareizi. Skatīt 5. sadaļu. Nekavējoties nomainiet bateriju. Skatīt 5. sadaļu.
Temperatūras mērījumu atšķirība starp 2 secīgi veiktiem mērījumiem vai starp dažādiem termometriem.	Pabeidziet mērījumus, ievērojot pilnu mērīšanas ilgumu. Dažādi mērīšanas ilgumi var radīt nelielas atšķirības starp mērījumu rezultātiem.	
Temperatūras rādījumi nav konsekventi.	Veicot katru mērījumu, termometrs tiek novietots citā mērījumu vietā.	Ievietojiet termometru pareizi. Skatīt 3. sadaļu.
Temperatūras mērījuma pārsūtīšana nav veiksmīgi pabeigta.	• Termometrs atrodas pārāk tālu no Jūsu viedtālruna mikrofona. • Apkartēja vide temperatūras mērījuma pārsūtīšanas laikā ir pārāk trokšņaina.	• Pielieciet termometru tuvāk viedtālruna mikrofonam. • Veiciet temperatūras mērījuma pārsūtīšanu klusākā vietā.

Ja rodas kāda no zemāk minētajām problēmām, mērījums, iespējams, ir veikts nepareizi. Skatīt 3. sadaļu.

- Temperatūras mērījuma rezultāts ir augstāks nekā ierasts vai displejā temperatūras mērījuma rezultāta vietā parādās „H”.
- Temperatūras mērījuma rezultāts ir zemāks nekā ierasts vai displejā temperatūras mērījuma rezultāta vietā parādās „L”.

9. Specifikācijas

Ierices kategorija	Klinisks elektroniskais termometrs
Ierices apraksts	Viedais digitālais termometrs
Modelis (kods)	Eco Temp Intelli IT (MC-280B)
Nolaišanas daļa	Termistors
Mērījuma precizitāte	±0,1 °C (no 32,0 līdz 42,0 °C) / ±0,2 °F (no 89,6 līdz 107,6 °F) (mērot standarta istabas temperatūrā (23 °C (73,4 °F)) pārbaudes tvertnē ar nemainīgu temperatūru)
Temperatūras displejs	3 ciparu (°C) vai 4 ciparu (°F) rādījums ar 0,1 grāda pieaugumu
Mērīšanas metode	Orāli, paduses
Mērījuma veikšanas ilgums	Padusē: aptuveni 10 minūtes; Orāli: aptuveni 5 minūtes
Barošana	3 V līdzstrāva, CR1220 litija pogveida baterija
Darbības ilgums (kalpošanas laiks)	5 gadi
Baterijas darbmūžs	Aptuveni 1,5 gadi vai ilgāk, izmantojot 1 reizi dienā
Mērījumu metode	Faktiskās temperatūras mērījums (neparedzams)
Darbības režīms	Nepārtraukta darbība
Lietojamā daļa	BF tips (sensora uzgālis un zonde)
Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecieniem	Mērierīce ar iekšējo barošana
Mērījumu diapazons	No 32,0 līdz 42,0 °C (no 89,6 līdz 107,6 °F)
Atmiņa	1 mērījuma rezultāts atmiņā
Darbības apstākļi	No +10 līdz +40 °C (no +50 līdz +104 °F), relatīvais mitrums no 30 līdz 85 % (bez kondensēšanās), 700–1060 hPa
Uzglabāšanas/ transportēšanas apstākļi (lietošanas starplaikā)	No -20 līdz +60 °C (no -4 līdz +140 °F), relatīvais mitrums no 10 līdz 90 % (bez kondensēšanās)
Svars	Aptuveni 14 g (ar ievietotu bateriju)
Izmēri	Aptuveni 20,1 mm (platums) x 136,8 mm (garums) x 12,8 mm (diametrs)
Iepakojuma saturs	Galvenā ierīce, CR1220 litija pogveida baterija, uzglabāšanas ietvars, lietošanas instrukcija

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Šī termometra sensora uzgālis satur niķeli.
- Šī termometra detaļas nav ilgdarbigas. OMRON iesaka ik pēc diviem gadiem pārbaudīt ierīces precizitāti pie OMRON pārstāvja.
- Darbības režīma klasifikācija atbilst IEC 60601-1 standartam.
- Šī ierīce atbilst Eiropas standarta EN12470-3:2000+A1:2009, Medicīniskie termometri — 3. daļas: Kompaktie elektriskie maksimālie termometri (ekstrapolētie un neekstrapolētie) prasībām.
- Lūdzu, ziņojiet ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur esat reģistrēts, par jebkādiem nopietniem gadījumiem, kas ir radušies saistībā ar šo ierīci.
- Šis OMRON izstrādājums ir ražots, ievērojot OMRON Healthcare Co., Ltd., Japānā, stingro kvalitātes kontroles sistēmu.

Izdošanas datums: 2020-09-25

Garantijas ierobežojums

OMRON nodrošina šai ierīcei 3 gadu garantiju pēc pirkuma datuma. Garantijā nav ietverti jebkādi nepareizas izmantošanas izraisīti bojājumi. Garantija neattiecas arī uz baterijām un iepakojumu. Visas pārējās ar bojājumiem saistītās pretenzijas ir izslēgtas.

Garantijas prasība ir jāiesniedz kopā ar pirkuma kviti.

Norādījumi par lietošanu un ražotāja atbildības deklarācija

Svarīga informācija par elektromagnētisko saderību (EMS)
Uzņēmuma OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. ražotā ierīce MC-280B-E atbilst elektromagnētiskās saderības (EMS) standartam EN60601-1-2:2015. Papildu dokumentācija saistībā ar šo EMS standartu ir pieejama OMRON HEALTHCARE EUROPE pārstāvnīcībā, kuras adrese norādīta šajā lietošanas instrukcijā vai tīmekļa vietnē www.omron-healthcare.com. EMS informāciju par ierīci MC-280B-E skatiet tīmekļa vietnē.

Pareiza ierīces utilizācija

Šis marķējums uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā norāda, ka ierīci pēc tās ekspluatācijas termiņa beigām nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai atkritumu nekontrolētas utilizācijas rezultātā, lūdzu, nošķiriet ierīci no cita veida atkritumiem un pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi











Lai uzzinātu, kur un kā šo priekšmetu var nodot videi nekaitīgai pārstrādei, privātpersonām, kas lietoja ierīci mējas apstākļos, ir jāvērsas pie mazumtirgotāja, kas pārdeva ierīci, vai arī savā pašvaldībā.

Uzņēmējiem ir jāvērsas pie saviem piegādātājiem un jārikojas saskaņā ar pirkuma līguma noteikumiem. Šo izstrādājumu utilizācijas nolūkiem nedrīkst ievest sadzīves atkritumos.

Baterija

Izlietotās baterijas ir jāutilizē saskaņā ar valsti spēkā esošajiem likumiem, kas regulē bateriju utilizāciju.

Simbolu skaidrojums

	Lietojamā daļa — BF tipa aizsardzības pakāpe pret elektrotriēcieni (noplūdes strāva)
	CE marķējums
	Lietotājam jāizlasa šī lietošanas instrukcija
	PARTIJAS numurs
	Temperatūras ierobežojums
	Mitruma ierobežojums
	Atmosfēras spiediena ierobežojums
	Medicīnas ierīce
	Nav ūdensizturīgs
	Atmiņa pēdējām mērījumiem

CE 0197

<https://www.omron-healthcare.com/>

	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPĀNA
Ražotājs	
	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIDERLANDE www.omron-healthcare.com
Pārstāvis Eiropas Savienībā	
Importētājs ES	
Ražotne	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Ķīna
Filiales	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, APVIENOTĀ KARALISTE www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	

Ražots Ķīnā